

PRIDE MOBILITY FRANCE

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail
Email : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle
Q6 EDGE 3 présenté en coloris Green Machine



Q6 EDGE 3 VERSION KID

Prix public HT : 12 317,50€

(+7€ d'éco-participation)

Prix public TTC : 12 995€

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 245€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique ILEVEL 30,5cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

DIMENSIONS















- Largeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm*
- Profondeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm*
- Hauteur sol/plaque d'assise : 44,5 cm
- Hauteur de dossier modulable
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-35 cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors tout : 76-83 cm
- Largeur hors tout : 62 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (7,2km/h avec iLevel)
- Autonomie** : jusqu'à 28 km





*Jusqu'à 50,8cm en version standard










**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.








EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement 175°
- Bascule d'assise électrique 50°
- Lift iLevel 30,5cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2x200/1200w/2 pôles
- Batteries 2x62Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi
- Chargeur 8A






















DESIGNATION		REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Q6 EDGE 3 KID		Q6 EDGE3.0 3MP-SS	12 995€
COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER			
<input type="checkbox"/> Red corvette	<input type="checkbox"/> Bleu électrique	<input type="checkbox"/> Blanc satin	<input type="checkbox"/> Noir mat
<input type="checkbox"/> Green machine			
			
			
DGN1801101-PRD1	DGN1801101-PBU9	DGN1801101-PWH2	DGN1801101-PBK3
DGN1801101-PGN11			
COLORIS EN OPTION			450€
<input type="checkbox"/> Evolution Orange	<input type="checkbox"/> Deep purple	<input type="checkbox"/> Grey Street	<input type="checkbox"/> Noir brillant
<input type="checkbox"/> Bleu Blue jean			
			
			
DGN1801101-POR7	DGN1801101-PPR5	DGN1900199-PSL3	DGN1801101-PBK1
DGN1801101-PBU11			
<input type="checkbox"/> Vert militaire	<input type="checkbox"/> Cherry bomb	<input type="checkbox"/> Raspberry beret	<input type="checkbox"/> Yellow Lemon crush
			
DGN1801101-PGN8	DGN1801101-PRD4	DGN1900199-PPK4	DGN1801101-PYL4
Délai supplémentaire possible pour les coloris en option			
MANIPULATEUR PRINCIPAL		REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			-
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2		CTL143976	
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (Sélectionner le kit éclairage page suivante)		CTL143977	
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boitier standard			280€
<input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3		CTL143980	280€
(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)		HAR144001 + FRMASMB11156	160€
PANTOGRAPHE			
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable réversible droite/gauche		MEC1801698	-
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite			
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur		ARM250-3/4FM	149€
IACCESS			
<input type="checkbox"/> Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess			580€
<input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule		CTL144010	
<input type="checkbox"/> Interrupteurs poussoirs		CTL144009	
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite			
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL			
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM		CTL143988	650€
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible		CTL143979	1590€
(Montage côté opposé au manipulateur)		DWR1010D446	
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche		DWR1265H033	45€
ACCU-TRAC			
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC		MOT147881	1090€
(Conseillé avec une commande à contact)			

TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL		PP TTC						
<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715€						
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite								
LPPR : 9384670 soit 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE								
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal à l'arrière	SOF	350€						
Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD								
KIT ECLAIRAGE	REFERENCE	PP TTC						
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"		490€						
<input type="checkbox"/> Equipement route sur châssis Non compatible largeur d'assise <14"		490€						
<input type="checkbox"/> Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur		390€						
ROUES								
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034	-						
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	-						
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599	400€						
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601	400€						
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940	-						
<input checked="" type="checkbox"/> Couleur insert roue centrale identique châssis		-						
FONCTIONS ELECTRIQUES		REFERENCE	PP TTC					
<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	-						
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	-						
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique iLevel de 30,5cm	PTOINDV3773	-						
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise :								
<input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm								
REGLAGES DE L'ASSISE ET DU DOSSIER TRU BALANCE 3								
Correspondances pouces/cm								
POUCES	4	6	11	12	13	14	15	16
CM	10	15,2	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6
REGLAGE DE LA TAILLE D'ASSISE TRU BALANCE 3								
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"						
Profondeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"						
Tailles >16" : utiliser la fiche Q6 EDGE 3								
REGLAGE DE LA TAILLE DE DOSSIER TRU BALANCE 3								
	Largeur (pouces)							
	12"	14"	16"					
Hauteur (pouces)	11"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	13"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	15"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
DOSSIER ADI QBACK		REFERENCE	PP TTC					
<input type="checkbox"/> Dossier Stealth ADI QBack			690€					
<input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3								
<input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3								
Sélection de la référence :								
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 14" Hauteur 14", contour 6"	QB2AL146M							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 14" Hauteur 16", contour 6"	QB2AL146S							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 15" Hauteur 16", contour 6"	QB2AL156S							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 15" Hauteur 18", contour 6"	QB2AL156T							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 16", contour 4"	ALBR16SDQ							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 16", contour 6"	ALBR16S6Q							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 18", contour 4"	ALBR16TDQ							
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 18", contour 6"	ALBR16T6Q							
<input type="checkbox"/> Autre dossier ADI QBACK, noter la référence :								

DOSSIER TUBE				REFERENCE	P.T.T.C																																														
<input type="checkbox"/> Interface d'adaptation dossier <input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3 <input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3				SSAPTB4	495€																																														
<input type="checkbox"/> Ajustement en largeur jusqu'à 51 cm. <input type="checkbox"/> Montage au plus près du châssis. <input type="checkbox"/> Perte de profondeur minimale.																																																			
COUSSIN DE DOSSIER TB3				REFERENCE	P.T.T.C																																														
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin de dossier TruComfort 2				-	-																																														
COUSSINS D'ASSISE				REFERENCE	P.T.T.C																																														
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Zen SP 				ST-ZENSP	-																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ZEN SP</th> <th colspan="5">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="5">Profondeur (en pouces)</th> <th>10</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>12</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				ZEN SP		Largeur (en pouces)							10	12	14	15	16	Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15				<input type="checkbox"/>		16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 1,60 kg Capacité de poids : 204 kg		
ZEN SP		Largeur (en pouces)																																																	
		10	12	14	15	16																																													
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	15				<input type="checkbox"/>																																														
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																													
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products TruComfort 2 SPP 				ST-TC2SPP	-																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRU COMFORT 2 SPP</th> <th colspan="3">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">Profondeur (en pouces)</th> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)					14	15	16	Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>			16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 11,4 cm Poids du coussin : 1,81 kg Capacité de poids : 204 kg																								
TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)																																																	
		14	15	16																																															
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																															
	15	<input type="checkbox"/>																																																	
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																															
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Solution SPP 				ST-SOLSPP	290€																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SOLUTION SPP</th> <th colspan="5">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="5">Profondeur (en pouces)</th> <th>10</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>12</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)							10	12	14	15	16	Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15				<input type="checkbox"/>		16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 2,45 kg Capacité de poids : 227 kg		
SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)																																																	
		10	12	14	15	16																																													
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	15				<input type="checkbox"/>																																														
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																													
ACCOUDOIRS				REFERENCE	P.T.T.C																																														
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)				-	-																																														
<input type="checkbox"/> Montage bas <input type="checkbox"/> Montage haut																																																			
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)																																																			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				DGN142128	-																																														
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				DGN142014	-																																														
<input type="checkbox"/> Manchettes gel (à l'unité)																																																			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				ARM136409	120€																																														
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				ARM136408	120€																																														
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)																																																			
<input type="checkbox"/> Droit				MEC133331	100€																																														
<input type="checkbox"/> Gauche				MEC133331	100€																																														
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)																																																			
<input type="checkbox"/> Droit				ASF6X2C-S-Q	120€																																														
<input type="checkbox"/> Gauche				ASF6X2C-S-Q	120€																																														

APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique		-	
RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS			
<input type="checkbox"/> Repose-jambes séparés pédiatriques		-	
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques avec palettes 5"x6"	FRMASMB8809 + 8810 + 8811	290€	
RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS (suite)		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés		MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	1220€
Sélectionner la taille des tubes :		Sélectionner la taille des palettes :	
<input type="checkbox"/> 23-39 cm Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC190330	<input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm MEC2008387		
<input type="checkbox"/> 33-53 cm Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm MEC2008389 <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm MEC8008388		
RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
NON COMPATIBLES AVEC LES LARGEURS D'ASSISE <14" (35cm)			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation* <i>Ajustable de 27 à 42cm</i>	RIG131138	1600€	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)* <i>Ajustable de 27 à 42cm</i>	RIG131108_FR	1990€	
Sélection obligatoire pour les relève-jambes avec potence centrale :			
Appui-mollets : <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"			
Potences 10"-16"			
Palettes : <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212 (réglage plaque d'assise 28 à 43cm)			
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVE-JAMBES			
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) <input type="checkbox"/> Extensions 8" <input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152517 RIG152518	45€ 45€	
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire) <i>n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long</i>	RIG152519	45€	
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire) <input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm) <input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152510 RIG152516	35€ 35€	
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	20€	
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire) <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133717 RIG133719	160€ 160€	
Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) <input type="checkbox"/> 5"x8" <input type="checkbox"/> 5"x11" <input type="checkbox"/> 6.5" x 8" <input type="checkbox"/> 7" x 11"	FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q	280€ 280€ 280€ 280€	
POSITIONNEMENT			
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Stealth Unilink droit <input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x6"	UIMBK125 UIPFS100 ULS2510F-R (droit) ULS2510F-L (gauche)	270€ 270€	
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Stealth Unilink gauche <input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x6"	ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		

<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Stealth Unilink droit	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x8" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	270€	
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Stealth Unilink gauche	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x8" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x12"		270€	
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"		UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit)	220€	
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"		/UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	220€	
POSITIONNEMENT (suite)		UniLink	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"		UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit)	200€	
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"		UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	200€	
<input type="checkbox"/> Cale genou droit		KN1ADD-TRK+KN1ADD4	225€	
<input type="checkbox"/> Cale genou gauche			225€	
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction		MTMD-42 MTHW-660	500€	
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)				
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire)		CUS122169	-	
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)		CUS131244	-	
CEINTURES ET HARNAIS			REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur		ST- IFRB5350	180€	
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points	Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5122) <input type="checkbox"/> M (IFPB5223) <input type="checkbox"/> L (IFPB5224)	IFPB5122 IFPB5223 IFPB5224	91€	
Remplace la ceinture standard TB3				
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points	Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5242) <input type="checkbox"/> M (IFPB5243) <input type="checkbox"/> L (IFPB5244)	IFPB5242 IFPB5243 IFPB5244	91€	
Remplace la ceinture standard TB3				
<input type="checkbox"/> Harnais classique Textile dynamique Homme	Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS1102) <input type="checkbox"/> M (IFPS1103) <input type="checkbox"/> L (IFPS1104)	IFPS1102 IFPS1103 IFPS1104	139€	
<input type="checkbox"/> Harnais contour Textile dynamique Femme	Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS2102) <input type="checkbox"/> M (IFPS2103) <input type="checkbox"/> L (IFPS2104)	IFPS2102 IFPS2103 IFPS2104	139€	
<input type="checkbox"/> Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	Taille <input type="checkbox"/> S (IFYS3102) <input type="checkbox"/> M (IFYS3103) <input type="checkbox"/> L (IFYS3104)	IFYS3102 IFYS3103 IFYS3104	126€	

EMBOUTS DE JOYSTICK	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Champignon (B)	ACCASMB1860	50€	
<input type="checkbox"/> Cupule menton (C)	ACCASMB1861	35€	
<input type="checkbox"/> Poignée T (D)	ACCASMB1858	70€	
<input type="checkbox"/> Boule plastique (E)	ACCASMB1859	35€	
<input type="checkbox"/> Balle mousse (F)	ACCASMB1856	50€	
<input type="checkbox"/> Barre (G)	ACCASMB1857	50€	
CONTACTEURS	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Contacteurs Eggs			
<input type="checkbox"/> Noir	ES-BLK	99€	
<input type="checkbox"/> Rouge	ES-RED	99€	
<input type="checkbox"/> Bleu	ES-BLU	99€	
<input type="checkbox"/> Vert	ES-GRN	99€	
<input type="checkbox"/> Contacteur Microlite	ML210	170€	
<input type="checkbox"/> Contacteur twister câble long 1,5m (Force de poussée requise : 30g)			
<input type="checkbox"/> Vert	P005-79	99€	
<input type="checkbox"/> Noir	P005-75	99€	
<input type="checkbox"/> Rouge	P005-76	99€	
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	150€	
<input type="checkbox"/> Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	15€	
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs			
ACCESSOIRES	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier (Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)	MEC125098	100€	
<input type="checkbox"/> Sac à dos Quantum	ACC1905853	145€	
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006	165€	
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy (rajouter rail support / Non compatible poignées de poussée)	ACC136791	380€	
<input type="checkbox"/> Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003	37€	
<input type="checkbox"/> Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	48€	
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€	
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	48€	
<input type="checkbox"/> Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	48€	
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€	
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de poussée (la paire) (NC respirateur)	ACC1902104	-	
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	190€	
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	190€	
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€	
<input type="checkbox"/> Poignées de transfert (la paire)			
<input type="checkbox"/> Fixe	MEC1809930 x2	240€	
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200€	
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 56cm Incompatible largeur d'assise >20"	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD10000060 ST-ARM240-T	450€	