


Pride Mobility France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45 Commande à transmettre par email Email : commande@quantum-rehab.fr		Fauteuil roulant électrique d'extérieur	Date et cachet du distributeur :
		Prix public HT : 4916,67€ TVA 20% Prix public TTC : 5 900,00€ Vitesse : jusqu'à 15 km/h	Nom utilisateur :

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
-------------	-----------	--------

RANGER

MV600

5 900 €

Coloris : Sable | DESERT SAND | MV600DSEU1001
 Gris foncé | STONE GREY | MV600SGEU1001

Assise : 47cm x 41,9cm
 Console LED (affiche la vitesse, la température, les kilomètres parcourus)
 Volant réglable avec poignées ergonomiques
 Chargeur USB intégré au guidon
 Suspensions CTS avant et arrière
 Eclairage : Feux à LED
 Capacité de poids : 159 kg
 Pneus : 14,5"
 Longueur hors-tout : 155,6 cm
 Largeur hors-tout : 82,9 cm
 Batteries : 2 x 75Ah
 Chargeur : 8amp



OPTIONS	REFERENCES	PP TTC
---------	------------	--------

<input type="checkbox"/> Panier arrière	ACCBSKT1010	107€
<input type="checkbox"/> Support oxygène	ACCASMB1017	145€
<input type="checkbox"/> Porte déambulateur	ACCASMB1018	190€
<input type="checkbox"/> Porte-canne	ACCINDV1058	118€

Attention ! Un seul accessoire arrière peut-être monté à la fois.

