

**PRIDE**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST\*

**Q**  
QUANTUM®  
#1 FOR REHAB POWER

**4FRONT 2**

QUANTUM  
**4FRONT2**  
Q-LOGIC 3  
Advanced Drive Control System



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm\*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm\*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 6,7 cm
- Rayon de braquage : 65,8cm
- Longueur (sans RP) : 101,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie\*\* : jusqu'à 26,3 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max\*\* : 10 km/h
- Roues avant bandages noirs 14"
- Roues arrière bandages noirs 9"
- Moteurs 2 x 200/1200W
- Batteries 2x75Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi et suspensions SRS

\*à partir de 30,5cm en version KID \*\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

### DE SERIE

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique 25cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



### DESIGNATION

### REFERENCE

### PRIX PUBLIC TTC

<input checked="" type="checkbox"/> 4FRONT2	4FRONT 2 CUSTOM	12 995 €
LPP 9178202 - 3938,01€		

### PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

<input type="checkbox"/> Pack mémoires de positions + Proclive 30°		2 900 €
--------------------------------------------------------------------	--	---------

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre

pectorale inclus

Tarif de l'option

### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	●	DGN2101587-PBK1	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	●	DGN2101587-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin	○	DGN2101587-PWT2	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	●	DGN2101587-PGN11	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	●	DGN2101587-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	●	DGN2101587-PYL4	-

### COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	●	DGN2101587-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret	●	DGN2101587-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street	●	DGN2101587-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple	●	DGN2101587-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green	●	DGN2101587-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/> Bleu Midnight blue	●	DGN2101587-PGN8	450 €

### ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth				
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2	CTL143976			
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977			
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boitier standard				280 €
<input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670		715 €
Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)				
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156			190 €




Q-LOGIC 3  
Advanced Drive Control System



### PANTOGAPHE

<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698			
<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche				
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM			149 €



<b>IACCESS</b>									
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	690 €						
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009	690 €						
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite									
<b>INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL</b>									
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988	650 €						
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Montage côté opposé au manipulateur)	CTL143979+DWR1010D446	1 590 €						
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45 €						
<b>COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER</b>									
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	ELE167862 LPPR 9384670	715 €						
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière (Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	SOF LPPR 9384551	350 €						
<b>EQUIPEMENT ROUTE</b>									
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise <b>Non compatible largeur d'assise &lt;14"</b>		590 €						
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue <b>Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe</b>		390 €						
<b>ROUES</b>									
<input type="checkbox"/>	Roues avant pneumatiques noires 14"	WHL1704059	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues arrières bandages noires 9"		-						
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis (uniquement pour roues 14")		-						
<b>FONCTIONS ELECTRIQUES</b>									
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique 25cm		-						
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm									
<b>SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 4</b>									
<b>REGLAGES DE L'ASSISE</b>									
		Largeur module A				Largeur module B			
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	20" (50,8cm)	22" (55,9cm)	24" (61cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>REGLAGES DU DOSSIER</b>									
		Largeur							
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)		20" (50,8cm)	
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>DOSSIER TUBE</b>									
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier <input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 4 <input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 4	SSAPT B4		495 €					
<b>DOSSIERS ADI QBACK 2</b>									
<input type="checkbox"/>	Dossier Stealth ADI QBack 2 <input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4 <input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4			890 €					
Sélection en page suivante									

**DOSSIERS ADI QBACK 2 (suite)**

Type :  Aluminium



Aluminium Flat Top

Largeur :  14"  15"  16"  17"  18"  19"  20"  21"  22"

Hauteur :  Medium 13" (non dispo en Flat Top)  Standard 16"  Tall 18"  Extra Tall 20"  Extra Extra Tall 22"

Contour :  Active 2,5"

Deep 4"

Extra Deep 6"



Cales-tronc indépendants profondeur galbe  4"

6" (à partir de la largeur 15")

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....

**COUSSINS D'ASSISE**

Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP

Epaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	15	<input type="checkbox"/>											
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP

390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (en pouces)							
		16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>							
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP ST-SPCGSP

390 €




















Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

























		Largeur (en pouces)								
		14	16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>							
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire) Montage <input type="checkbox"/> bas (20 à 30,5cm) <input type="checkbox"/> haut (30,5 à 40,6cm)		
<input type="checkbox"/>	Manchettes mousse (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128 DGN142014 DGN1801530	- - -
<input type="checkbox"/>	Manchettes gel (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409 ARM136408	120 € 120 €
<input type="checkbox"/>	Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	MEC133331 MEC133331	100 € 100 €
<input type="checkbox"/>	Rebord d'accoudoir (à l'unité) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q	120 € 120 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support	-
RELEVÉ-JAMBES SEPARES			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 290 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :			
<input checked="" type="radio"/>	Tubes		
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
<input checked="" type="radio"/>	Palettes		
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 16" et &gt;</i>	MEC8008388	
RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	<i>Non compatible Pack mémoires et Proclive</i>
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1 750 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 100 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :			
<input checked="" type="radio"/>	Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm
<input checked="" type="radio"/>	Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		<i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>
<input checked="" type="radio"/>	Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		<i>Réglage plaque d'assise 34 à 50cm</i>
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire) <input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm) <input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152510 RIG152516	40 € 40 €
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133717 RIG133719	160 € 160 €
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) <input type="checkbox"/> 5"x8" <input type="checkbox"/> 5"x11" <input type="checkbox"/> 6,5"x8" <input type="checkbox"/> 7"x11"	FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q	280 € 280 € 280 € 280 €

POSITIONNEMENT		UniLink																																					
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	 270 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	 270 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	 220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	 220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	 220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	 220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	 200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	 200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	 225 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	 225 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand	CUS122169 / SET123465	-																																				
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		500 €																																				
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse   Taille des coussins : 8x13cm   Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)																																							
AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE		UniLink																																					
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	 180 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points <i>(Remplace la ceinture standard TB3)</i> Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	 110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points <i>(Remplace la ceinture standard TB3)</i> Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	 130 €																																				
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	 145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9		
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	 145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9		
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																															
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																															
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																															
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	 145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																						
cm	A	B	C																																				
S	48	20	5																																				
M	56	23	6																																				
L	63.5	28	6																																				
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																							
CONTACTEURS		UniLink																																					
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité : .....	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	 110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210	 190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210	 190 €																																				

<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>		170 €
<input type="checkbox"/>	Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	P005-79-P005-75-P005-76		
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs				
<b>EMBOUTS DE JOYSTICK</b>				
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	PLSKNCP1008		50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	PLSKNCP1006		70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007		35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004		50 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005		50 €
<b>ACCESSOIRES</b>				
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier	MEC125098		100 €
	<i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>			
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail   NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012		190 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		190 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert fixes (la paire)	MEC1809930 x2		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13B 13" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13C 13" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15B 15" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15C 15" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17B 17" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17C 17" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19B 19" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19C 19" fumée	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331		590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €
	<i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>			
<b>COMMENTAIRES</b>				
<b>FICHES JOINTES</b>				
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement	
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage	
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :	

Notes et informations utiles

- Découpe du tarif : fauteuil : 10045€ TTC | lift et bascule d'assise électrique : 2350€ TTC | dossier biomécanique : 600€ TTC
- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)