



## ATP APPUI-TÊTE

Les tarifs indiqués sont les prix publics TTC, pièces détachées

Date de commande :

Nom et cachet du distributeur :

Référence de commande :


---

---

---

---

Les appui-têtes de positionnements Stealth ont été développés dans le but d'optimiser la posture grâce aux nombreux accessoires à dispositions. Ces accessoires permettent la personnalisation de l'installation tout en proposant des solutions standardisées.



Les swing-away rendent possible le maintien de la tête dans les tous les plans.

Facilement escamotable et utilisant des pièces de liaisons uniques et brevetées, les appui-têtes Stealth garantissent des réglages précis et fiables.




Reconnues depuis de nombreuses années, ces aides techniques haut de gamme vont de l'appui-tête CONFORT PLUS adapté à la majorité des patients à l'ULTRA qui répondra aux besoins les plus exigeants. Le revêtement néoprène des housses (Coolcore pour de nombreux modèles) amovibles procure un confort optimal et limite les irritations du cuir chevelu



Multi réglables et évolutifs nos appui-têtes accompagnent le patient dans l'évolution de ces besoins, les coussins sont ainsi proposés dans de nombreuses tailles du XS au XL.

L'appui-tête i2i offre une nouvelle solution de maintien. Le coussin bloque latéralement sans risquer de blesser le patient. Les bras articulés facilitent l'installation et le coussin mentonnier permet d'éviter un enroulement de la tête vers l'avant. Permettant d'offrir un maintien sans contention, il donne la possibilité de stimuler le patient en donnant des points de repères. Le réglage pourra évoluer tout au long de la journée en fonction des aptitudes de ce dernier.



## CONFORT SERIES

LE

### CONFORT PLUS, LE TRI CONFORT PLUS ET L'AJUSTABLE CONFORT PLUS

- Housse Coolcore
- Tige de montage Unilink
- Passage en métrique (17mm)




#### COUSSIN D'APPUI TÊTE CONFORT PLUS

Pour des utilisateurs ayant besoin d'un repose tête qui apportera du maintien lors de la bascule du fauteuil et offrira un soutien des muscles cervicaux tout au long de la journée.


Peut répondre à des besoins plus spécifiques avec les adjonctions et ainsi offrir des possibilités de contrôle du positionnement.

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

	A	B	C	D
<b>XS</b>	11	16	6	ND
<b>S</b>	15	24	6	ND
<b>M</b>	15	28.5	6	ND
<b>L</b>	15	36	6	23



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS Pédiatrique	CP06CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> S	CP08CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> M	CP10CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> L <i>Non compatible Swing-away</i>	CP14CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> XL <i>Non compatible Swing-away</i>	CP19CCFPM	213 €	225 €



#### ACCESSOIRES CONFORT PLUS - COUSSIN ADDITIONNEL EN GEL POUR A-T CONFORT

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS Pédiatrique	350-G	104 €	110 €
<input type="checkbox"/> S	450-G	104 €	110 €
<input type="checkbox"/> M	250-G	104 €	110 €
<input type="checkbox"/> L	150-G	104 €	110 €
<input type="checkbox"/> XL	550-G	142 €	150 €

Les adjonctions Swing away, tiges de montage et autres options sont disponibles en page 9.  
Swing away compatible SAR2A ou SAR4A pour les coussins d'appui-tête confort séries



SAR2A-B




SAR4A-DB

**COUSSIN D'APPUI TÊTE TRI-CONFORT PLUS - RETOURS LATÉRAUX 45° FIXES**

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin. Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaires référence SAR2A.

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

	A	B	C	D	E
<b>XS</b>	10	8	5	12	20
<b>S</b>	12	9	6	17	22
<b>M</b>	16	10	7	22	29
<b>L</b>	17	13	10	28	36
<b>XL</b>	20	18	13	39	47




DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS Pédiatrique	TCP505M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> S	TCP405M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> M	TCM305M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> L	TCP205M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> XL	TCP105M	156 €	165 €


**COUSSIN D'APPUI-TÊTE AJUSTABLE CONFORT PLUS - RETOURS LATÉRAUX REGLABLES INDIVIDUELLEMENT EN ANGLE POUR PLUS D'AJUSTEMENT**

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin. Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaires. référence SAR2A

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

	A	B	C	D
<b>L</b>	13	13	13	6
<b>XL</b>	18	17	13	6



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> L (longueur dépliée 36 cm)	ACP150M	294 €	310 €
<input type="checkbox"/> XL (longueur dépliée 48 cm)	ACP550M	346 €	365 €



## ALL POSIT

Apporte à la fois un contrôle du positionnement de la tête sans en limiter la fonctionnalité.

Aide à gérer la fatigue musculaire de la zone cervicale.

Favorise la mise en place de réaction posturale normale.

Participe au positionnement global de la personne

Les + :

- Confort / Esthétique / mobilité
- Supports latéraux ajustables manuellement pour gérer les flexions latérales
- Compatibilité de Swing Away pour d'avantage de maintien Référence SAR2B




Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F
<b>XS</b>	18	13	10	15	1	18
<b>S</b>	19	13	10	16	2	20
<b>M</b>	20	13	10	16	2.5	23
<b>L</b>	20	15	10	16.5	3	25
<b>XL</b>	28	21	14	20	4	33

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS	AP150M	147 €	155 €
<input type="checkbox"/> S	AP250M	147 €	155 €
<input type="checkbox"/> M	AP350M	147 €	155 €
<input type="checkbox"/> L	AP450M	147 €	155 €
<input type="checkbox"/> XL	AP550M	147 €	155 €

## COMBO

Il permet de contrôler des déviations en rotation dans le plan transversal.

Il apporte à la fois un appui occipital et un maintien temporal.


Il peut être associé avec l'Ultra pour contrôler des troubles posturaux plus complexes.

Les + :

- Retours latéraux réglables en angle
- Réel outil de positionnement = maintien et stabilité
- Soulage les appuis au niveau des oreilles
- Evolutivité
- Compatibilité de Swing Away pour d'avantage de maintien ou pour ajuster un contacteur ou autres outils Référence SAR2B

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D
<b>S</b>	8	13	8	8
<b>M</b>	10	15	12	10
<b>L</b>	16	15	18	16



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> S	CB315M	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> L	CB305M	280 €	295 €

## i2i

Cet appui tête a été développé pour des situations spécifiques sur une certaine population mais ces qualités lui permettent de s'adapter à d'autres situations.

Limite les risques de troubles posturaux

Aide à maintenir une position droite de la tête et favorise le contact visuel

Améliore la prise de repas et la gestion de la salive

### Forme unique :

Apporte une connexion entre la tête et le cou

Apporte à la fois un appui occipital et sous occipital en fonction de la hauteur du profil

Limite l'hyperextension du cou

### Les bras antérieurs :

Favorise la position centrale de la tête (gestion de mouvements incontrôlés)

Ne gêne pas la mobilité des membres supérieurs

Evite à l'utilisateur de passer sous l'appui tête

Fixation pour le support de menton

Les + :

Nombreuses tailles y compris pédiatriques

Personnalisable (bras court ou standard, option gel, profil haut ou bas)

Association avec support de menton (aide fonctionnelle et rééducative)


Association possible avec l'ultra (appui tête suivant)

Conseil d'utilisation :


Tige escamotable

Le Chin prompt (support menton) doit toujours être utilisé sous surveillance.

Compatibilité swing away SAR2B



en pouces	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large
<b>Largeur de cou</b>	3	3,5	4	4,5	5	5,75
<b>Longueur bras</b>	4,5	4,5	Standard - 6,5	Standard - 7,5	Standard - 8	Standard - 9
			Bas 4,5	Bas 5,5	Bas 6	Bas 6,25
<b>Hauteur support de la nuque</b>	3	3,5	Standard - 4	Standard - 4,75	Standard - 5,25	Standard - 6
			Bas 2,5	Bas 2,25	Bas 2,25	Bas 2,25



Profil	Style de bras	Gel	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Standard	Standard fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i250M	<input type="checkbox"/> i2i350M	<input type="checkbox"/> i2i450M	<input type="checkbox"/> i2i550M	<input type="checkbox"/> i2i650M	<input type="checkbox"/> i2i750M	318 €	335 €
Standard	Standard fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i252M	<input type="checkbox"/> i2i352M	<input type="checkbox"/> i2i452M	<input type="checkbox"/> i2i552M	<input type="checkbox"/> i2i652M	<input type="checkbox"/> i2i752M	436 €	460 €
Bas	Standard fixe	Non			<input type="checkbox"/> i2i455M	<input type="checkbox"/> i2i555M	<input type="checkbox"/> i2i655M	<input type="checkbox"/> i2i755M	318 €	335 €
Bas	Standard fixe	Oui			<input type="checkbox"/> i2i457M	<input type="checkbox"/> i2i557M	<input type="checkbox"/> i2i657M	<input type="checkbox"/> i2i757M	436 €	460 €
Standard	Court fixe	Non			<input type="checkbox"/> i2i451M	<input type="checkbox"/> i2i551M	<input type="checkbox"/> i2i651M	<input type="checkbox"/> i2i751M	318 €	335 €
Standard	Court fixe	Oui			<input type="checkbox"/> i2i453M	<input type="checkbox"/> i2i553M	<input type="checkbox"/> i2i653M	<input type="checkbox"/> i2i753M	436 €	460 €
Bas	Court fixe	Non			<input type="checkbox"/> i2i456M	<input type="checkbox"/> i2i556M	<input type="checkbox"/> i2i656M	<input type="checkbox"/> i2i756M	318 €	335 €
Bas	Court fixe	Oui			<input type="checkbox"/> i2i458M	<input type="checkbox"/> i2i558M	<input type="checkbox"/> i2i658M	<input type="checkbox"/> i2i758M	436 €	460 €

Existe avec des bras ajustables réglables par vis contacter spécialiste produits pour plus d'informations [cmounier@quantum-rehab.fr](mailto:cmounier@quantum-rehab.fr)

## COUSSIN SUPPORT MENTON

	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
<b>Standard</b>	<input type="checkbox"/> i2i260	<input type="checkbox"/> i2i360	<input type="checkbox"/> i2i460	<input type="checkbox"/> i2i560	<input type="checkbox"/> i2i660	<input type="checkbox"/> i2i760	80,57 €	85 €



	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
<b>Trachea</b>	<input type="checkbox"/> i2i261	<input type="checkbox"/> i2i361	<input type="checkbox"/> i2i461	<input type="checkbox"/> i2i561	<input type="checkbox"/> i2i661	<input type="checkbox"/> i2i761	104 €	110 €



## APPUI-TÊTE ULTRA

Système offrant le plus de possibilités pour répondre aux situations posturales les plus complexes

Approche indépendante à la fois au niveau occipital et sous occipital.

Nombreuses combinaisons possibles

Positionnement dans les trois plans de l'espace

Ajustement asymétrique

Combinaison d'appui contre appui

Swing away compatible SAR2B

**SUPPORT OCCIPITAL :**

Assure le contrôle de la position de la tête

Base pour support des swing away :

Contrôle et gestion des rotations

Apporter des solutions fonctionnelles avec l'ajout de contacteur

**SUPPORT SOUS-OCCIPITAL :**

Epouse l'arrière du crâne

Limite l'hyperextension du cou

Augmente l'appui et la stabilité

Apporte un soutien latéral

Compatible swing-away




DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Double support d'appui tête	UHBSU23200	265 €	280 €

**Obligatoire pour le montage de deux coussins d'appui-tête**




**Choisir un support ci-dessous**

<input type="checkbox"/> Tige fixe longue (réglage en hauteur 30cm)	UHB4D33200-QCR	166 €	175 €
<input type="checkbox"/> Tige escamotable (réglage en hauteur 19cm)	UHB2D232FD-QCR	280 €	295 €

**COUSSIN OCCIPITAL**


DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> O1 courbe 7x4	500M	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> O2 plat 5x2	510M	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> O3 courbe 4x3	520M	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> O4 courbe 4x2	530M	55 €	58 €


### AUTRES POSSIBILITES EN COUSSIN OCCIPITAL

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Confort plus "pédiatrique" 	CP06CCFPM	161 €	170 €
<input type="checkbox"/> Large combo 	CB305M	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Small combo 	CB315M	280 €	295 €

### COUSSIN SOUS-OCCIPITAL

	A	B	C	D
<b>SO1</b>	8	8	13	18
<b>SO2</b>	6	7	11	16
<b>SO3</b>	7	9	15	24



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> SO1 	600M	62 €	65 €
<input type="checkbox"/> SO2	610M	62 €	65 €
<input type="checkbox"/> SO3	620M	62 €	65 €

### AUTRES POSSIBILITES EN COUSSIN OCCIPITAL : i2i profil bas

Profil	Style de bras	Gel	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Bas	Standard fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i455M	<input type="checkbox"/> i2i555M	<input type="checkbox"/> i2i655M	<input type="checkbox"/> i2i755M	317,54 €	335 €
Bas	Standard fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i457M	<input type="checkbox"/> i2i557M	<input type="checkbox"/> i2i657M	<input type="checkbox"/> i2i757M	436,02 €	460 €
Bas	Court fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i456M	<input type="checkbox"/> i2i556M	<input type="checkbox"/> i2i656M	<input type="checkbox"/> i2i756M	317,54 €	335 €
Bas	Court fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i458M	<input type="checkbox"/> i2i558M	<input type="checkbox"/> i2i658M	<input type="checkbox"/> i2i758M	436,02 €	460 €

Exemple de réalisations :





## SWING-AWAY

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs.

Permet une approche posturale plus complète.  
Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

### SWING-AWAY SAR2A POUR TOUTE LA GAMME "CONFORT SERIES"

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Droit	SAR2A-R	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Gauche	SAR2A-L	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche simple	SAR2A-B	327 €	345 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche double	SAR4A-DB *	436 €	460 €







\*Configuration personnalisable se rapprocher du spécialiste produits [cmounier@quantum-rehab.fr](mailto:cmounier@quantum-rehab.fr)

### SWING-AWAY SAR2B POUR TOUS LES AUTRES APPUI-TÊTES

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Droit	SAR2B-R	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Gauche	SAR2B-L	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche	SAR2B-B	327 €	345 €



### COUSSIN SWING-AWAY

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité .....	910M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité .....	900M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité .....	920M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité .....	930M 	55 €	58 €

### TIGE D'APPUI-TÊTE

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Fixe court 18 cm inclus support de fixation (1)	UHB2D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Fixe long 30 cm inclus support de fixation (2)	UHB4D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Escamotable 19 cm inclus support de fixation (3)	UHB2D232FD	341 €	360 €

Tiges Multi-réglables  
UNILINK



Possibilité d'augmenter la marge de réglage en ajoutant des liens Unilink supplémentaires













DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> 1,5" droit	UILNK150	66,39 €	70,04 €
<input type="checkbox"/> 1,5" gauche	UILNK150	66,39 €	70,04 €
<input type="checkbox"/> 2" droit	UILNK200	66,39 €	70,04 €
<input type="checkbox"/> 2" gauche	UILNK200	66,39 €	70,04 €
<input type="checkbox"/> 3" droit	UILNK300	66,39 €	70,04 €
<input type="checkbox"/> 3" gauche	UILNK300	66,39 €	70,04 €



<input type="checkbox"/> Tige (réglage hauteur 35 cm, profondeur et angle) Support de fixation inclus	HMO475-17M	209 €	220 €
<input type="checkbox"/> Tige pour dossier DIEGO et dossiers pédiatriques. Support de fixation inclus	HMO500	338 €	356 €



### ACCESSOIRES

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.	TD100M 	185 €	195 €
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur eggs sur bras swing away Quantité :	ESM 	66 €	70 €
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur eggs Quantité : ...	F8675 	237 €	250 €
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)	CN600 	322 €	340 €
<input type="checkbox"/> Contacteur eggs <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité : ..... <input type="checkbox"/>	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN 	94 €	99 €
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite Quantité : .....	ML210 	161 €	170 €
<input type="checkbox"/> Support d'appui-tête fixé au dossier	SBM300-M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation sur tube rond 1" (support appui tête SBM300-M non inclus)	SBM351 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour désaxer l'appui-tête	HMO-OB 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour désaxer l'appui-tête	SBM-DT 	95 €	100 €
Adaptation pour installation entre canne 38 et 54 cm) voir ci-dessous (support appui tête SBM300-M non inclus)			
<input type="checkbox"/> Ottobock Clinical Assembly Set for 15in to 16½in (38 - 42cm) wide frames	OBCASMS 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Ottobock Clinical Assembly Set for 15¾in to 21¼in (40 - 54cm) wide frames	OBCASMM 	55 €	58 €

