




EDGE 3 STRETTO

EDGE 3
Stretto



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5")
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi
- Suspensions SRS

*à partir de 30,5cm en version KID **résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique iLevel 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

X	EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	12 995 €
	LPP 9178202 - 3938,01€		

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

<input type="checkbox"/>	Pack mémoires de positions + Proclive 30°		2 900 €
--------------------------	-------------------------------------------	--	---------

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus 2 100 €
 Tarif de l'option

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/>	Noir Back in black (brillant)	●	DGN1900199-PBK1	-
<input type="checkbox"/>	Rouge Red corvette	●	DGN1900199-PRD1	-
<input type="checkbox"/>	Blanc White satin	○	DGN1900199-PWH2	-
<input type="checkbox"/>	Vert Green Machine	●	DGN1900199-PGN11	-
<input type="checkbox"/>	Bleu Electric blue	●	DGN1900199-PBU9	-

COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/>	Noir Night train (mat)	●	DGN1900199-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/>	Rose Raspberry beret	●	DGN1905007-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/>	Gris Grey Street	●	DGN1900199-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/>	Bleu Blue Jean	●	DGN1900199-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/>	Jaune Lemon crush	●	DGN1900199-PYL4	450 €
<input type="checkbox"/>	Violet Deep Purple	●	DGN1900199-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/>	Vert Military Green	●	DGN1905007-PGN8	450 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/>	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth		
<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976	-
<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977	-
<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard		280 €
<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	715 €
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement		
	(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)		
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €










Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System



PANTOGAPHE

<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	
	<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche		
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM	149 €



IACCESS						
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010 690 €				
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009 690 €				
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite						
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL						
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988 650 € 				
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446 1 590 € 				
(Montage côté opposé au manipulateur)						
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033 45 €				
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER						
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862 715 € 				
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite LPPR 9384670						
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF 350 €				
(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus) LPPR 9384551						
EQUIPEMENT ROUTE						
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"	590 €				
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe	390 €				
ROUES						
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 12,5"	- 				
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 12,5"	-				
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14"	- 				
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"	200 €				
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant bandages 5" et arrière bandages noires 6"	-				
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis (uniquement pour roues 14")	-				
FONCTIONS ELECTRIQUES						
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443 -				
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444 -				
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel de 30,5cm	PTOINDV3773 -				
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm 						
SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 4						
REGLAGES DE L'ASSISE						
		Largeur				
		16" (40,6cm) 17" (43,2cm) 18" (45,7cm) 19" (48,3cm) 20" (50,8cm)				
Profondeur	14" (35,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REGLAGES DU DOSSIER						
		Largeur				
		14" (35,5cm) 16" (40,6cm) 17" (43,2cm) 18" (45,7cm) 19" (48,3cm) 20" (50,8cm)				
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						
DOSSIER TUBE						
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier	SSAPT B4 495 € 				
<input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 4						
<input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 4						
DOSSIERS ADI QBACK 2						
<input type="checkbox"/>	Dossier Stealth ADI QBack 2	890 € 				
<input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4						
<input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4						
Sélection en page suivante						

DOSSIERS ADI QBACK 2 (suite)

Type : Aluminium

Aluminium Flat Top



Largeur : 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22"

Hauteur : Medium 13" (non dispo en Flat Top) Standard 16" Tall 18" Extra Tall 20" Extra Extra Tall 22"

Contour : Active 2,5"

Deep 4"

Extra Deep 6"



Cales-tronc indépendants profondeur galbe 4"

6" (à partir de la largeur 15")

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :

COUSSINS D'ASSISE

Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP

Epaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)						
		14	15	16	17	18	19	20
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	15	<input type="checkbox"/>						
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP

390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (pouces)				
		16	17	18	19	20
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP ST-SPCGSP

390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

SPECTRUM GEL SPP		Largeur (pouces)					
		14	16	17	18	19	20
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>				
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS

Accoudoires parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)

Montage bas (20 à 30,5cm) haut (30,5 à 40,6cm)

Manchettes mousse (à l'unité)

25cm : droit gauche

DGN142128

35cm : droit gauche

DGN142014

43cm : droit gauche

DGN1801530

Manchettes gel (à l'unité)

25cm : droit gauche

ARM136409

120 €

35cm : droit gauche

ARM136408

120 €

Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)

droit

MEC133331


















100 €

gauche

MEC133331







100 €



<input type="checkbox"/>	Rebord d'accoudoir (à l'unité)			
<input type="checkbox"/>	droit	ASF6X2C-S-Q		120 €
<input type="checkbox"/>	gauche	ASF6X2C-S-Q		120 €
APPUI-TÊTE				
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support		-
RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS Non compatible Pack mémoires et Proclive				
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878		-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878		1 290 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :				
<input checked="" type="radio"/>	Tubes			
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
		Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique		
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel		
		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique		
<input checked="" type="radio"/>	Palettes			
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389		
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 16" et ></i>	MEC8008388		
RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE				
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	<i>Non compatible Pack mémoires et Proclive</i>	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	<i>Proclive</i>	1 750 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR		2 100 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :				
<input checked="" type="radio"/>	Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm	
<input checked="" type="radio"/>	Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212			<i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>
<input checked="" type="radio"/>	Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508			<i>Réglage plaque d'assise 34 à 50cm</i>
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES				
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517		60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		40 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		40 €
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)			
<input type="checkbox"/>	6"x6"	RIG133717		160 €
<input type="checkbox"/>	8"x8"	RIG133719		160 €
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/>	5"x8"	FPG5008T-Q		280 €
<input type="checkbox"/>	5"x11"	FPG5011T-Q		280 €
<input type="checkbox"/>	6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €
<input type="checkbox"/>	7"x11"	FPG7011T-Q		280 €
POSITIONNEMENT UniLink				
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche),		270 €
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		270 €
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)		220 €
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		220 €
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		220 €
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		220 €
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		200 €
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"			200 €
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand	CUS122169 / SET123465		-
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction			500 €
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)				




AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE



- Ceinture à enrouleur IFRB5350 180 € 
- Ceinture de maintien 2 points *(Remplace la ceinture standard TB3)* 110 € 
Taille S M L IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224
- Ceinture de maintien 4 points *(Remplace la ceinture standard TB3)* 130 € 
Taille S M L IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244
- Harnais classique Textile dynamique Homme 145 € 
Taille S M L IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104
- | cm | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|------|----|---|------|----|----|----|---|
| S | 21.5 | 39 | 5 | 11.5 | 23 | 10 | 10 | 5 |
| M | 24 | 38 | 5 | 14 | 28 | 13 | 13 | 7 |
| L | 26.5 | 57 | 5 | 16.5 | 33 | 15 | 15 | 9 |
- Harnais contour Textile dynamique Femme 145 € 
Taille S M L IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104
- | cm | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|------|----|---|------|----|-----|----|-----|
| S | 21.5 | 39 | 5 | 11.5 | 23 | 2.5 | 11 | 4.5 |
| M | 24 | 38 | 5 | 14 | 28 | 2.5 | 13 | 6 |
| L | 26.5 | 57 | 5 | 16.5 | 33 | 2.5 | 15 | 9 |
- Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique 145 € 
Taille S M L IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104
- | cm | A | B | C |
|----|------|----|---|
| S | 48 | 20 | 5 |
| M | 56 | 23 | 6 |
| L | 63.5 | 28 | 6 |






Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement

CONTACTEURS









- Egg - coloris Noir Rouge Bleu Vert ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN 110 € 
Quantité :
- Microlite ML210 190 € 
- Mini Cup 24 MC210 190 € 
- Contacteur twister câble long 1,5m *Force de poussée requise : 30g* 170 €
 Vert Noir Rouge P005-79-P005-75-P005-76
- Extension de câble pour contacteur ES-EXT 20 €










Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

EMBOUTS DE JOYSTICK

- Champignon (B) PLSKNCP1008 50 €
- Cupule menton (C) PLSKNCP1009 35 € 
- Poignée T (D) PLSKNCP1006 70 € 
- Boule plastique (E) PLSKNCP1007 35 € 
- Balle mousse (F) PLSKNCP1004 50 € 
- Barre (G) PLSKNCP1005 50 € 

ACCESSOIRES

- Rail support d'accessoire dossier MEC125098 100 € 
Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus
- Sac à dos Quantum ACC1905853 145 € 
- Support obus oxygène *(rajouter rail support)* ACC125006 165 € 
- Support respirateur *(rajouter rail | NC poignées de poussée)* ACC136791 380 € 
- Support gobelet *(montage côté opposé au manipulateur)* ACC125003 45 € 
- Boite range gant sur accoudoir ACC125011 60 € 
- Bidon système d'hydratation ACC125010 250 € 
- Crochet pour sac à main (à l'unité) ACC125008 60 € 

<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) <i>(NC support respirateur)</i>	ACC1902104		-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012		190 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		190 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert fixes (la paire)	MEC1809930 x2		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" fumée		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" fumée		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" fumée		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" fumée		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" fumée		
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331		590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €
	<i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>			
COMMENTAIRES				
FICHES JOINTES				
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement	
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage	
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :	

Notes et informations utiles

- Découpe du tarif : fauteuil : 10045€ TTC | lift et bascule d'assise électrique : 2350€ TTC | dossier biomécanique : 600€ TTC
- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)