

**PRIDE**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST\*



**Q6 EDGE 3**

Version Kid

**EDGE 3**

**Q-LOGIC 3**  
Advanced Drive Control System



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Autonomie\*\* : jusqu'à 28km
- Suspensions SRS
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max\*\* : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

\*\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

### DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Lift iLevel électrique 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



### DESIGNATION

### REFERENCE

### PRIX PUBLIC TTC

X	Q6 EDGE 3 version KID	Q6 EDGE3.0 3MP-SS	12 995 €
	LPP 9178202 - 3938,01€		

### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/>	Noir Back in black (brillant)	●	DGN1801101-PBK1	-
<input type="checkbox"/>	Rouge Red corvette	●	DGN1801101-PRD1	-
<input type="checkbox"/>	Blanc White satin	○	DGN1801101-PWH2	-
<input type="checkbox"/>	Vert Green Machine	●	DGN1801101-PGN11	-
<input type="checkbox"/>	Bleu Electric blue	●	DGN1801101-PBU9	-
<input type="checkbox"/>	Jaune Lemon crush	●	DGN1801101-PYL4	-

### COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/>	Noir Night train (mat)	●	DGN1801101-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/>	Rose Raspberry beret	●	DGN1900199-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/>	Gris Grey Street	●	DGN1900199-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/>	Violet Deep Purple	●	DGN1801101-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/>	Vert Military Green	●	DGN1801101-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/>	Evolution Orange	●	DGN1801101-POR7	450 €

### ELECTRONIQUE


X	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth		
<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976	-
<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977	-
<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard		280 €
<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	715 €
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement		
	(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)		
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €

**Q-LOGIC 3**  
Advanced Drive Control System














### PANTOGAPHE

<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	-
	<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche		
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM	149 €



### IACCESS

<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009	690 €
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL								
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988				650 €		
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Montage côté opposé au manipulateur)	CTL143979+DWR1010D446				1 590 €		
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033				45 €		
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER								
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	ELE167862 LPPR 9384670				715 €		
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière (Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	SOF LPPR 9384551				350 €		
EQUIPEMENT ROUTE								
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"					590 €		
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur châssis Non compatible largeur d'assise <14"					590 €		
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe					390 €		
ROUES								
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034				-		
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940				-		
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599				400 €		
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601				400 €		
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis					-		
FONCTIONS ELECTRIQUES								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel 30,5cm					-		
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm								
SYSTÈME D'ASSISE TRU BALANCE 3								
REGLAGES DE L'ASSISE								
		Largeur (réglable)						
		12" (30,5cm)	13" (33cm)	14" (35,6cm)	14" (35,6cm)	15" (38,1cm)	16" (40,6cm)	
Profondeur	12" (30,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tailles >16" utiliser la fiche Q6 EDGE 3 
	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14" (35,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15" (38,1cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REGLAGES DU DOSSIER TB3								
		Largeur						
		12" (30,5cm)	14" (35,6cm)	16" (40,6cm)				
Hauteur	11" (27,9cm)	<input type="checkbox"/>						
	13" (33cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	15" (38cm)			<input type="checkbox"/>				
DOSSIER TUBE								
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier <input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 3 <input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 3	SSAPT B4				495 €		
DOSSIERS ADI QBACK 2								
<input type="checkbox"/>	Dossier Stealth ADI QBack 2 <input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3 <input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3					890 €		
Type :		<input type="checkbox"/> Aluminium		<input type="checkbox"/> Aluminium Flat Top				
Largeur :		<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"						
Hauteur :		<input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 13" (non dispo en Flat Top) <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" (seulement pour les largeurs 14"/15"/16")						
Contour :		<input type="checkbox"/> Active 2,5" <input type="checkbox"/> Deep 4" <input type="checkbox"/> Extra Deep 6" (pour largeurs 15" et 16" uniquement)						
Cales-tronc indépendants profondeur galbe <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" (à partir de la largeur 15")								
<input type="checkbox"/> Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....								

**COUSSINS D'ASSISE**

- Coussin d'assise Stealth ZEN SP ST-ZENSP  
*Épaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg | Capacité de poids : 204kg*

ZEN SP		Largeur (en pouces)				
		10	12	14	15	16
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15				<input type="checkbox"/>	
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



COOLcore

- Coussin d'assise Stealth TRU COMFORT 2 SPP ST-TC2SPP 390 €  
*Épaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 kg | Capacité de poids : 204 kg*

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)		
		14	15	16
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	15	<input type="checkbox"/>		
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



COOLcore

- Coussin d'assise Stealth Solution SPP ST-SOLSPP 390 €  
*Épaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 2,45 kg | Capacité de poids : 227 kg*

SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)				
		10	12	14	15	16
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15				<input type="checkbox"/>	
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



COOLcore

Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

**ACCOUDOIRS**

- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)  
 Montage  bas (20 à 30,5cm)  haut (30,5 à 40,6cm)

**ACCOUDOIRS**

- Manchettes mousse (à l'unité)  
 25cm :  droit  gauche DGN142128 -  
 35cm :  droit  gauche DGN142014 -  
 43cm :  droit  gauche DGN1801530 -
- Manchettes gel (à l'unité)  
 25cm :  droit  gauche ARM136409 120 €  
 35cm :  droit  gauche ARM136408 120 €
- Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)  
 droit MEC133331 100 €  
 gauche MEC133331 100 €
- Rebord d'accoudoir (à l'unité)  
 droit ASF6X2C-S-Q 120 €  
 gauche ASF6X2C-S-Q 120 €

**APPUI-TÊTE**

















- Appui-tête Stealth Pédiatrique -




**RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS**

- Repose-jambes séparés pédiatriques
- Repose-pieds séparés pédiatriques avec palettes 5"x6" FRMASMB8809 + 8810 + 8811 290 €
- Relève-jambes électriques séparés MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 1 290 €

**Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :**




- Tubes  
 23-39 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel  
 33-53 cm Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel

<input checked="" type="radio"/> Palettes			
<input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm	MEC2008387		
<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389		
<b>RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE</b>		<b>NON COMPATIBLES AVEC LES LARGEURS D'ASSISE &lt;14" (35cm)</b>	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037		-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138		1 750 €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR		2 100 €
<b>Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :</b>			
<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm	
<input checked="" type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212			<i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>
<b>ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES</b>			
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517		60 €
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		60 €
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		60 €
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		20 €
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		40 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		40 €
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)			
<input type="checkbox"/> 6"x6"	RIG133717		160 €
<input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133719		160 €
<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/> 5"x8"	FPG5008T-Q		280 €
<input type="checkbox"/> 5"x11"	FPG5011T-Q		280 €
<input type="checkbox"/> 6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €
<input type="checkbox"/> 7"x11"	FPG7011T-Q		280 €
<b>POSITIONNEMENT</b>		<b>UniLink</b>	
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		270 €
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"			270 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)		220 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		220 €
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		220 €
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		220 €
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4		200 €
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4" (gauche)			200 €
<input type="checkbox"/> Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €
<input type="checkbox"/> Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier <input type="checkbox"/> Adulte petit modèle <input type="checkbox"/> Pédiatrique	CUS122169 / CUS131244		-
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction			500 €
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse   Taille des coussins : 8x13cm   Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)			
<b>AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE</b>			
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrrouleur 	IFRB5350		180 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3)			110 €
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224		
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3)			130 €
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244		

<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	145 €					
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L								
<b>cm</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>S</b>	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
<b>M</b>	24	38	5	14	28	13	13	7
<b>L</b>	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9
								
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	145 €					
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L								
<b>cm</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>S</b>	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
<b>M</b>	24	38	5	14	28	2.5	13	6
<b>L</b>	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9
								
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €					
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L								
<b>cm</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>					
<b>S</b>	48	20	5					
<b>M</b>	56	23	6					
<b>L</b>	63.5	28	6					
								







Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement

**CONTACTEURS**

















<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €
Quantité : .....				
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>		170 €
<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge				
		P005-79-P005-75-P005-76		
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €



Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

**EMBOUTS DE JOYSTICK**

<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	ACCASMB1860		50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	ACCASMB1861		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	ACCASMB1858		70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	ACCASMB1859		35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	ACCASMB1856		50 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	ACCASMB1857		50 €

**ACCESSOIRES**

<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier	MEC125098		100 €
<i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>				
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail   NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012		190 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		190 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert fixes (la paire)	MEC1809930 x2		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €

<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331		590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €
<b>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</b>				
<b>COMMENTAIRES</b>				
<b>FICHES JOINTES</b>				
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement	
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage	
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :	

**Notes et informations utiles**

- Découpe du tarif : fauteuil : 10045€ TTC | lift et bascule d'assise électrique : 2350€ TTC | dossier biomécanique : 600€ TTC
- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)