

PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

Q
QUANTUM
#1 FOR REHAB POWER

Q6 EDGE 3 **EDGE 3**

Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Autonomie** : jusqu'à 28km
- Suspensions SRS
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

*à partir de 30,5cm en version KID **résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10%-5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Lift iLevel électrique 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

X Q6 EDGE 3	Q6 EDGE3.0 3MP-SS	12 995 €
LPP 9178202 - 3938,01€		

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

<input type="checkbox"/> Pack mémoires de positions + Proclive 30°	2 900 €
--------------------------------------------------------------------	---------

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus. 2 100 €
Tarif de l'option

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) ●	DGN1801101-PBK1	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette ●	DGN1801101-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin ○	DGN1801101-PWH2	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine ●	DGN1801101-PGN11	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue ●	DGN1801101-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush ●	DGN1801101-PYL4	-

COLORIS OPTIONNEL







<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) ●	DGN1801101-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret ●	DGN1900199-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street ●	DGN1900199-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple ●	DGN1801101-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green ●	DGN1801101-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/> Evolution Orange ●	DGN1801101-POR7	450 €

ELECTRONIQUE

X Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2	CTL143976		
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977		
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boitier standard			280 €
<input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €
<u>Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement</u> (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		190 €

PANTOGAPHE

<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698		
<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche			
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM		149 €

IACCESS									
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010 690 €							
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009 690 €							
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite									
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL									
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988 650 € 							
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Montage côté opposé au manipulateur)	CTL143979+DWR1010D446 1 590 € 							
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033 45 €							
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER									
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	ELE167862 715 € LPPR 9384670 							
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière (Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	SOF 350 € LPPR 9384551							
EQUIPEMENT ROUTE									
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"	590 €							
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur châssis Non compatible largeur d'assise <14"	590 €							
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe	390 €							
ROUES									
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034 -							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525 -							
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940 -							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599 400 €							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601 400 €							
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis	-							
FONCTIONS ELECTRIQUES									
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443 -							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444 -							
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel 30,5cm	-							
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm									
SYSTÈME D'ASSISE TRU BALANCE 4									
REGLAGES DE L'ASSISE									
		Largeur module A				Largeur module B			
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	20" (50,8cm)	22" (55,9cm)	24" (61cm)
Profondeur	14" (35,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REGLAGES DU DOSSIER									
		Largeur							
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)		
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DOSSIER TUBE									
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier <input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 4 <input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 4	SSAPT B4 495 € 							
DOSSIERS ADI QBACK 2									
<input type="checkbox"/>	Dossier Stealth ADI QBack 2 <input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4 <input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4 Sélection en page suivante	890 € 							

DOSSIERS ADI QBACK 2 (suite)

Type : Aluminium

Aluminium Flat Top



Largeur : 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22"

Hauteur : Medium 13" (non dispo en Flat Top) Standard 16" Tall 18" Extra Tall 20" Extra Extra Tall 22"

Contour : Active 2,5"

Deep 4"

Extra Deep 6"



Cales-tronc indépendants profondeur galbe 4"

6" (à partir de la largeur 15")

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :

COUSSINS D'ASSISE

Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP

Epaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)												
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24			
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	15	<input type="checkbox"/>												
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP

390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (en pouces)							
		16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>							
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP ST-SPCGSP

390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

		Largeur (en pouces)								
		14	16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>							
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>






Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)

Montage bas (20 à 30,5cm) haut (30,5 à 40,6cm)

ACCOUDOIRS			
<input type="checkbox"/>	Manchettes mousse (à l'unité)		
<input type="checkbox"/>	25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128	-
<input type="checkbox"/>	35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014	-
<input type="checkbox"/>	43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN1801530	-
<input type="checkbox"/>	Manchettes gel (à l'unité)		
<input type="checkbox"/>	25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120 €
<input type="checkbox"/>	35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120 €
<input type="checkbox"/>	Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)		
<input type="checkbox"/>	droit	MEC133331	100 €
<input type="checkbox"/>	gauche	MEC133331	100 €
<input type="checkbox"/>	Rebord d'accoudoir (à l'unité)		
<input type="checkbox"/>	droit	ASF6X2C-S-Q	120 €
<input type="checkbox"/>	gauche	ASF6X2C-S-Q	120 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support	-
RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS		Non compatible Pack mémoires et Proclive	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 290 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :			
<input checked="" type="radio"/>	Tubes		
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
<input checked="" type="radio"/>	Palettes		
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 16" et ></i>	MEC8008388	
RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	<i>Non compatible Pack mémoires et Proclive</i>
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1 750 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 100 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :			
<input checked="" type="radio"/>	Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm
<input checked="" type="radio"/>	Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		<i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>
<input checked="" type="radio"/>	Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		<i>Réglage plaque d'assise 34 à 50cm</i>
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	40 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	40 €
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)		
<input type="checkbox"/>	6"x6"	RIG133717	160 €
<input type="checkbox"/>	8"x8"	RIG133719	160 €
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/>	5"x8"	FPG5008T-Q	280 €
<input type="checkbox"/>	5"x11"	FPG5011T-Q	280 €
<input type="checkbox"/>	6,5"x8"	FPG6508T-Q	280 €
<input type="checkbox"/>	7"x11"	FPG7011T-Q	280 €

POSITIONNEMENT		UniLink																																					
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	270 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	270 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	225 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	225 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand	CUS122169 / SET123465	-																																				
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		500 €																																				
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)																																							
AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE																																							
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	180 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 €																																				
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9		
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9		
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																															
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																															
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																															
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																						
cm	A	B	C																																				
S	48	20	5																																				
M	56	23	6																																				
L	63.5	28	6																																				
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																							
CONTACTEURS																																							
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité :	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210	190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210	190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79-P005-75-P005-76	170 €																																				
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20 €																																				
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs																																							

EMBOUTS DE JOYSTICK			
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	PLSKNCP1008	50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	PLSKNCP1006	70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	50 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005	50 €
ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098	100 €
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853	145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006	165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail NC poignées de poussée)	ACC136791	380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003	45 €
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010	250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670	35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104	-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	190 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	190 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert fixes (la paire)	MEC1809930 x2	240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773	275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T	450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114	395 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" transparente <input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" fumée <input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" transparente <input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" fumée <input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" transparente <input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" fumée <input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" transparente <input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" fumée <input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" transparente <input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" fumée		
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331	590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3 <i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>	DWR1111H068	550 €
COMMENTAIRES			
FICHES JOINTES			
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :

Notes et informations utiles

- Découpe du tarif : fauteuil : 10045€ TTC | lift et bascule d'assise électrique : 2350€ TTC | dossier biomécanique : 600€ TTC
- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)