



EDGE 2.0



edge 2.0

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

<input type="checkbox"/> Assise TBFlex	<input type="checkbox"/> Vitesse jusqu'à 10km/h	<input type="checkbox"/> Garde boue
<input type="checkbox"/> Dossier ProSeating	<input type="checkbox"/> Electronique NE+	<input type="checkbox"/> Poids max utilisateur : 136kg
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise : 38-51cm	<input type="checkbox"/> Rayon de giration : 65cm
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°- 30°	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise modulable : 38-51cm	<input type="checkbox"/> Garde au sol : 8cm
<input type="checkbox"/> 2 batteries 68Ah	<input type="checkbox"/> Largeur hors-tout : 62cm	
<input type="checkbox"/> 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles	<input type="checkbox"/> Longueur hors-tout : 76cm (hors RP)	
<input type="checkbox"/> choix possible	<input checked="" type="checkbox"/> pré-sélection de configuration	

BASE REFERENCE PP TTC

<input type="checkbox"/> EDGE 2.0 AA2	Q6EDGE2.0 ATO	LPP : 9178202	3 938,01 €
<input type="checkbox"/> EDGE 2.0 TBFLEX AA2 VERSION EXTENDED (voir ci-dessous)	Q6EDGE2.0 ATO	LPP : 9178202	3 938,01 €

La version EXTENDED implique la sélection d'une ou plusieurs options payantes signalées par l'icône à côté du tarif

<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL	160,00 €
---	------	----------

EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique		1 200,00 €
--	--	------------

ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std	838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	1 050,00 €

MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1 095 €
--	-----------------------------	---------

PREPARATION DAHL

<input type="checkbox"/> Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL	DAHL-PREP		950 €
--	-----------	--	-------

COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin	DGN152445-PWT2	-
<input type="checkbox"/> Evolution Orange	DGN153201-POR7	-
<input type="checkbox"/> Noir Back in black	DGN152440-PBK1	-

BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe standard TBFlex	ACC2201042 / ACC2201041		-
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		189 €
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	NC NE+ CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLLogic3)	9384670	715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> NE+	CTLDC1560	-
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique)	CTL1810671 (idem avec kit route)	565 €
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635	98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique)	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	995 €

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507	-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588	200 €

DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST Galbe du dossier : 7cm	-
<input type="checkbox"/> Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975	190 €
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	235 €

<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540 €
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	Galbe : 12cm	330 €
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>		
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.315.146.ST
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.315.148.ST
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.315.150.ST
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	Galbe : 18 cm	430 €
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>		
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.511.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.511.146.ST
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.511.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.511.148.ST
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.511.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.511.150.ST
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM		748 €
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>		
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.345.146.ST
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.345.148.ST
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.345.150.ST
	<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q
	<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q

TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>					
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>					
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>					
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>					
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €

COUSSIN D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard		-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. **Attention**, vérifiez en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€

APPUI-TÊTE

<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex		-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M	530 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:		
	<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public</i>		
		Fiche mesure appui tête	

OPTIONS ELECTRIQUES

<input type="checkbox"/>	Lift électrique (bascule à 45° incluse)	Sélection obligatoire de la QLogic		2 100 €
<input type="checkbox"/>	Bascule électrique d'assise à 45° au lieu de 30° (sans lift)	MOT1810050-1		195 €

HAUTEUR D'ASSISE

Assise sans lift :	<input checked="" type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 40°)
Assise avec lift :	<input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm	<input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm

RELEVES-JAMBES SEPARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMMSMB7878	-
-------------------------------------	--	---	---

<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+MEC153735+SCRSHFHT203+MEC1909391+ MEC1909392+SCRHCS1322+FRMASMB7879+ FRMASMB7878	QLogic Lite ou 3 obligatoire	 1 290 €	
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)					
obligatoire	Tubes				
	<input checked="" type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel			
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique			
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel			
		Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique			
Palettes					
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389		
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388		
REPOSE-PIEDS SEPARÉS					
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610		210 €	
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u> . Sélection obligatoire tubes+palettes ci-dessus pour Relève-jambes					
RELEVES-JAMBES CENTRAUX					
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)		-	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	Qlogic lite ou 3 obligatoire	 1 770 €	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift		 2 100 €	
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg					
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)					
obligatoire	<input checked="" type="checkbox"/> Appui-mollet ✓ 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Préciser UL = cm <input checked="" type="checkbox"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212 réglage plaque d'assise 28 à 43cm				
	<input checked="" type="checkbox"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508 réglage plaque d'assise 34 à 50cm				
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX					
Spécifique central	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	70 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		70 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518		70 €
	<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		40 €
	<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)			
		<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510		50 €
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516		50 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3					
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM					
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 obligatoire	 1 590 €	
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626		 650 €	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW13A387		 590 €	
	<input type="checkbox"/> Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123		A la place du montage sur flexible	
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	QLogic 3 obligatoire	 690 €	
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G	CTL144010		 690 €	
	<input type="checkbox"/> Montage i access au joystick	MEC1905500			
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur LPPR 9384670	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, MI 210		 715 €	
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montage					
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES					
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue			410 €	
<input type="checkbox"/>	Équipement route avec clignotants	NC NE+ / CTL143986 (QL3/QL3e)		590 €	
<input type="checkbox"/>	Élargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudeurs relevables	120 €	
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €	
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €	
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables MEC1906768 & MEC1906767	240 €	
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063		500 €	
Non compatible ceinture à enrouleur					

Solution SPP		Largeur				
		16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	16'' (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17'' (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18'' (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19'' (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20'' (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Essence SPP		Largeur				
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16'' (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17'' (43,2cm)	<input type="checkbox"/>				
	18'' (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	20'' (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16'' (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17'' (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18'' (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19'' (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20'' (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Glacial SP		Largeur					
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16'' (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17'' (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18'' (45,7cm)		<input type="checkbox"/>				
	19'' (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20'' (50,8cm)		<input type="checkbox"/>				

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire