



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- |                                                                               |                                                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Assise TBFlex                                        | <input type="checkbox"/> Electronique QLOGIC3e                     | <input type="checkbox"/> Garde boue                       |
| <input type="checkbox"/> Dossier ProSeating Coolcore                          | <input type="checkbox"/> Kit éclairage Fender                      | <input type="checkbox"/> Poids max utilisateur : 136kg    |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="checkbox"/> 2 batteries 68Ah                          | <input type="checkbox"/> Vitesse jusqu'à 10km/h           |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45°            | <input type="checkbox"/> 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles             | <input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard        |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes séparés électrique                     | <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise modulable : 38-50,8cm | <input type="checkbox"/> Largeur d'assise : 38-50,8cm     |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique                                      | <input type="checkbox"/> Largeur hors-tout : 62cm                  | <input type="checkbox"/> Longueur h-tout : 76cm (hors RP) |

 choix possible pré-sélection de configuration

### BASE

### REFERENCE

### CODE LPP

### PP TTC

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> EDGE 2.0 FULL POWER AA2	Q6EDGE2.0 ATO	9178202	7 876,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

### BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
---------------------------------------------------------------------	------	--	----------

### EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique			1 200,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------

### ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>		838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>		1 050,00 €

### MOTEURS ACCU-TRAC

Qlogic 3 obligatoire

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01		1 095 €
--------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	---------

### PREPARATION DAHL

<input type="checkbox"/> Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL	DAHL-PREP		950 €
--------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------

### COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1		-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9		-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin	DGN152445-PWT2		-
<input type="checkbox"/> Orange crush	DGN153201-POR6		-
<input type="checkbox"/> Noir Back in black	DGN152440-PBK1		-

### BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		-
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e)	9384670	715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €

### ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite	CTL1810671 (idem avec kit éclairage)		-
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635		98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		445 €

### ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507		-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588		200 €

DOSSIER										
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST							-	
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975							190 €	
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857							235 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090							540 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090							540 €	
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM								260 €	
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>									
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm)	PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST						
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST						
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST						
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM								390 €	
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>									
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm)		<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)							
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)							
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)		<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)							
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM								748 €	
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>									
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm)	PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST						
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST						
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST						
	<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 15"		ST-OBCASMS-Q						
	<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 16" et plus		ST-OBCASMM-Q						
TAILLE D'ASSISE										
		Largeur								
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)			
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q							540 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q							540 €	
APPUI-TÊTE										
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex								-	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q							360 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q							360 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q							360 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M							530 €	
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:	<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public</i>								
		<a href="#">Fiche mesure appui tête</a>								
COUSSIN D'ASSISE										
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard								-	
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP							390 €	
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP							390 €	
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP							390 €	
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP							390 €	
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP							390 €	
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en dernière page que la taille existe pour le coussin sélectionné</i>										

<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	<b>Fiche de mesure coussins</b>	
Référence du coussin ou housse : _____		Tarif: _____ €	
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>			
Hauteur d'assise :		<input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm	<input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm
<b>RELEVES-JAMBES SEPARES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)</b>			
<b>obligatoire</b>	<input type="radio"/> Tubes		
	<input checked="" type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
		Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique	
<input type="radio"/> Palettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388
<b>REPOSE-PIEDS SEPARES</b>			
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610	210 €
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm		<u>livré non monté</u>	
<b>RELEVES-JAMBES CENTRAUX</b>			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	620 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	1 000 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)</b>			
<b>obligatoire</b>	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	Préciser UL = _____ cm	
	<input type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212	réglage plaque d'assise 28 à 43cm	
	<input type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508	réglage plaque d'assise 34 à 50cm	
<b>EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX</b>			
<b>Spécifique central</b>	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	70 €
	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	40 €
	<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	50 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	50 €	
<b>OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3</b>			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur			
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670 715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et			
<b>AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>			
<input type="checkbox"/>	Equipement route	CTL143986	590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables 120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / 95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	NC iAccess  95 €



Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

<b>TRU COMFORT 2 SPP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Solution SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Essence SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Spectrum Gel SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Glacial SP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>