


**PRIDE**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST\*

**Q**  
QUANTUM®  
#1 FOR REHAB POWER

**Q6 EDGE 3**  
Q-LOGIC 3  
Advanced Drive Control System

**EDGE 3**



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm\*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm\*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Autonomie\*\* : jusqu'à 28km
- Suspensions SRS
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max\*\* : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

\*à partir de 30,5cm en version KID \*\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

### DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Lift iLevel électrique 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



iLevel  
POWER CHAIR


### DESIGNATION

### REFERENCE

### PRIX PUBLIC TTC

<input checked="" type="checkbox"/>	Q6 EDGE 3	Q6 EDGE3.0 3MP-SS	12 995 €
	LPP 9178202 - 3938,01€		
<input checked="" type="checkbox"/>	Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €
<input type="checkbox"/>	Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1 095 €
<input type="checkbox"/>	Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)	voir conditions auprès du conseiller technique	2 500 €
<input type="checkbox"/>	Extension de garantie <u>PACK TB4</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)		3 000 €

### PREPARATION DAHL

<input type="checkbox"/>	Préparation châssis pour Station d'ancrage DAHL	DAHL-READY		950 €
--------------------------	---	------------	--	-------

### PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

<input type="checkbox"/>	Pack mémoires de positions + Proclive 30°		2 995 €
--------------------------	---	--	---------

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus

Tarif de l'option




### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/>	Noir Back in black (brillant)	●	DGN1801101-PBK1	-
<input type="checkbox"/>	Rouge Red corvette	●	DGN1801101-PRD1	-
<input type="checkbox"/>	Vert Green Machine	●	DGN1801101-PGN11	-
<input type="checkbox"/>	Bleu Electric blue	●	DGN1801101-PBU9	-
<input type="checkbox"/>	Jaune Lemon crush	●	DGN1801101-PYL4	-


### COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/>	Bleu Blue Jean	●	DGN1801101-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/>	Noir Night train (mat)	●	DGN1801101-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/>	Rose Raspberry beret	●	DGN1900199-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/>	Gris Grey Street	●	DGN1900199-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/>	Violet Deep Purple	●	DGN1801101-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/>	Vert Military Green	●	DGN1801101-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/>	Evolution Orange	●	DGN1801101-POR7	450 €

### ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/>	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			-
<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976		-
<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977		-
<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard			280 €
<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			

<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €							
<b>PANTOGRAPHE</b>										
<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	-							
<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche										
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM	149 €							
<b>IACCESS</b>										
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	690 €							
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009	690 €							
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage au dossier										
<b>INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL</b>										
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988	650 €							
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	1 590 €							
(Montage côté opposé au manipulateur)										
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45 €							
<b>COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER</b>										
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715 €							
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite										
		LPPR 9384670								
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF	350 €							
		(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	LPPR 9384551							
<b>EQUIPEMENT ROUTE</b>										
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise	Non compatible largeur d'assise <14"	590 €							
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur châssis	Non compatible largeur d'assise <14"	590 €							
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue	Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe	410 €							
<b>ROUES</b>										
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034	-							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	-							
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940	-							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599	430 €							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601	430 €							
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis		-							
<b>FONCTIONS ELECTRIQUES</b>										
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	-							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	-							
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel 30,5cm		-							
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm										
<b>SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 4</b>										
<b>REGLAGES DE L'ASSISE</b>										
		Largeur module A				Largeur module B				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	20" (50,8cm)	22" (55,9cm)	24" (61cm)	
Profondeur	14" (35,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>REGLAGES DU DOSSIER</b>										
		Largeur								
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)			
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	15" (38cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	17" (43,2cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



**DOSSIER TUBE**

- Interface d'adaptation dossier SSAPT B4 495 €
- Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 4
- Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 4



**DOSSIERS ADI QBACK 2**

- Dossier Stealth ADI QBack 2 890 €
- Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4
- Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4



Sélection en page suivante

- Type :
- Aluminium
  - Aluminium Flat Top



Largeur :  14"  15"  16"  17"  18"  19"  20"  21"  22"

Hauteur :  Medium 13" (non dispo en Flat Top)  Standard 16"  Tall 18"  Extra Tall 20"  Extra Extra Tall 22"

- Contour :
- Active 2,5"
  - Deep 4"
  - Extra Deep 6"

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....

**COUSSINS D'ASSISE**

- Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP

Epaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	15	<input type="checkbox"/>											
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




- Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP 390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (en pouces)						
		16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>						
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP	ST-SPCGSP	390 €						
Épaisseur : 7,6cm   Poids du coussin : 1,60kg   Capacité de poids : 250kg									
		<b>Largeur (en pouces)</b>							
		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
<b>Profondeur (en pouces)</b>	<b>15</b>		<input type="checkbox"/>						
	<b>16</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>17</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<b>18</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>19</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>20</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>21</b>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<b>22</b>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>24</b>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise


**ACCOUDOIRS**


Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)  
Montage  bas (20 à 30,5cm)  haut (30,5 à 40,6cm)

**ACCOUDOIRS**

Manchettes mousse (à l'unité)  
 25cm :  droit  gauche DGN142128 -  
 35cm :  droit  gauche DGN142014 -  
 43cm :  droit  gauche DGN1801530 -

Manchettes gel (à l'unité)  
 25cm :  droit  gauche ARM136409 130 €  
 35cm :  droit  gauche ARM136408 130 €

Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)  
 droit MEC133331  100 €  
 gauche MEC133331 100 €

Rebord d'accoudoir (à l'unité)  
 droit ASF6X2C-S-Q  120 €  
 gauche ASF6X2C-S-Q 120 €

**APPUI-TÊTE**

Appui-tête Stealth Confort Plus CP250+support -

**RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS** Non compatible Pack mémoires et Proclive

Relève-jambes manuels avec vérins à gaz MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878 -

Relève-jambes électriques séparés MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 1 290 €

**Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :**

Tubes  
 29-43 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel  
Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique  
 37-56 cm Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel  
Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

Palettes  
 12 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 14"-16" MEC2008389  
 15 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 16" et > MEC8008388

**RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE**

Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz\* MEC166037 Non compatible Pack mémoires et Proclive -


Relève-jambes électrique central à compensation\* RIG131138 1 770 €

Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)\* RIG131108\_FR 2 100 €
















**Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :**





















Appui-mollet  6"x6" RIGASMB7120018  8"x8" RIGASMB7120019 | Préciser UL = cm  
 Potences 10"-16" Palettes  5"x6" RIG150206  5"x8" RIG150203  5"x11" RIG150212 Réglage plaque d'assise 28 à 43cm  
 Potences 13"-19" Palettes  5"x6" RIG151505  5"x8" RIG151506  5"x11" RIG151508 Réglage plaque d'assise 34 à 50cm

**ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES**

Extensions latérales de palettes (la paire) 8" RIG152517  70 €

Extensions latérales de palettes (la paire) 11" RIG152518 70 €

<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		70 €																																				
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		40 €																																				
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)																																							
<input type="checkbox"/>	□ Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		50 €																																				
<input type="checkbox"/>	□ Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		50 €																																				
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)																																							
<input type="checkbox"/>	□ 6"x6"	RIG133717		160 €																																				
<input type="checkbox"/>	□ 8"x8"	RIG133719		160 €																																				
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)																																							
<input type="checkbox"/>	□ 5"x8"	FPG5008T-Q		280 €																																				
<input type="checkbox"/>	□ 5"x11"	FPG5011T-Q		280 €																																				
<input type="checkbox"/>	□ 6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €																																				
<input type="checkbox"/>	□ 7"x11"	FPG7011T-Q		280 €																																				
<b>POSITIONNEMENT UniLink</b>																																								
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit □ 3"x5" □ 4"x6"	UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		270 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche □ 3"x5" □ 4"x6"			270 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit □ 4"x4" □ 4"x8" □ 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche □ 4"x4" □ 4"x8" □ 4"x12"			220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSSES-3X10L (gauche)		220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"			220 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSSES-4x4 (gauche)		200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"			200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier Adulte □ petit □ grand	CUS122169 / SET123465		-																																				
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction			500 €																																				
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse   Taille des coussins : 8x13cm   Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)																																								
<b>AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE</b>																																								
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350		195 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille □ S □ M □ L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224		110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille □ S □ M □ L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244		130 €																																				
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille □ S □ M □ L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																																
M	24	38	5	14	28	13	13	7																																
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille □ S □ M □ L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																																
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																																
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																																

<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104		145 €																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6			
cm	A	B	C																	
S	48	20	5																	
M	56	23	6																	
L	63.5	28	6																	
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																				
<b>CONTACTEURS</b>																				
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité : .....	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €																
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €																
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €																
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-79-P005-75-P005-76		170 €																
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €																
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs																				
<b>EMBOUTS DE JOYSTICK</b>																				
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	PLSKNCP1008		60 €																
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009		45 €																
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	PLSKNCP1006		80 €																
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007		35 €																
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004		50 €																
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005		50 €																
<b>ACCESSOIRES</b>																				
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098		100 €																
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €																
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €																
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail   NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €																
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €																
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €																
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €																
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €																
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €																
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €																
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-																
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012		190 €																
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		190 €																
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €																
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €																
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €																
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €																
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC19 04182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €																
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente									
<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente																			
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente																			
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente																			
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente																			
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente																			
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331		590 €																

