



QUANTUM
R-TRAK
FULL POWER



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex | <input type="radio"/> Electronique QLOGIC3e | <input type="radio"/> Garde boue |
| <input type="radio"/> Dossier ProSeating Coolcore | <input type="radio"/> Kit éclairage Fender sur garde boue et châssis | <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="radio"/> 2 moteurs 4 pôles | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45° | <input type="radio"/> 2 batteries 75Ah | <input type="radio"/> Coussin d'assise standard |
| <input type="radio"/> Relève-jambes séparés électrique | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20" | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 15"-20" |
| <input type="radio"/> Lift électrique 30cm | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 62cm | <input type="radio"/> Longueur h-t : 88cm (hors RP) |

choix possible

pré-sélection de configuration

BASE

REFERENCE

CODE LPP

PP TTC

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> RTRAK FULL POWER AA2	RTRAK	9178202	7 876,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
---	------	--	----------

EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique			2 000,00 €
--	--	--	------------

ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std		838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full		1 050,00 €

COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)			-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette			-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine			-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue			-
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)			450 €
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush			450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret			450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street			450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green			450 €

BOITIER DE COMMANDE








<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		-
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e)	9384670	715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €


ELECTRONIQUE











<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite	CTL1810671 (idem avec kit éclairage)		-
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635		98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		445 €

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues motrices pneumatiques 14"	WHLASMB1824		-
<input type="checkbox"/> Roues motrices bandages 14"	WHLASMB1823		200 €

DOSSIER								
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore		PRO.211.XXX.ST				-	
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires		MEC160684/MEC160685/MEC143975				190 €	
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur		DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857				235 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)		ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090				540 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)		ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090				540 €	
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM						260 €	
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST			
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST			
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST			
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM						390 €	
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)		<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)				
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)				
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)		<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)				
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM						748 €	
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST			
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST			
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST			
	<input type="checkbox"/> Support d'appui tête pour dossier 15"			ST-OBCASMS-Q				
	<input type="checkbox"/> Support d'appui tête pour dossier 16" et plus			ST-OBCASMM-Q				
TAILLE D'ASSISE								
			Largeur					
			15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)		UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)		UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
APPUI-TÊTE								
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex							-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"		HMO475-17M + CP08CCFPM-Q					360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"		HMO475-17M + CP10CCFPM-Q					360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"		HMO475-17M + CP14CCFPM-Q					360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)		ACP150M + HMO475-17M					530 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:							
	Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public							
	Fiche mesure appui tête 							
COUSSIN D'ASSISE								
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard							-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP		TC2SPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore		SOLSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore		ESSSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore		SPCGSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore		GLSP					390 €
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Vérifier en dernière page que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné								

<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€
HAUTEUR D'ASSISE			
	Hauteur d'assise :	<input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm	
RELEVES-JAMBES SEPARES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392	-
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)			
obligatoire	<input type="radio"/> Tubes		
	<input checked="" type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique	
<input type="radio"/> Palettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388
REPOSE-PIEDS SEPARES			
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610	210 €
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	<u>livré non monté</u>	
RELEVES-JAMBES CENTRAUX			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	620 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg		
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	1 000 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg		
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)			
obligatoire	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	Préciser UL = _____	cm
	<input type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212		
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm		
<input type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508			
	réglage plaque d'assise 34 à 50cm		
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
Spécifique central	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	70 €
	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	40 €
	<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	50 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	50 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
	Montage côté opposé au manipulateur		
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670 715 €
	Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.		
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Équipement route avec clignotants	CTL143986 (QL3)	590 €
<input type="checkbox"/>	Élargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables 120 €

<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767			95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063			500 €
			Non compatible ceinture à enrouleur		
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables et amovibles MEC1906767/8		260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudoirs standards		195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526			450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables		240 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation NE+, QLOGIC	DWR1111H068			550 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070			234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791			49 €
CONTACTEURS					
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK / ES-RED / ES-BLU / ES-GRN	Quantité :		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210			190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210			190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €
EMBOUS DE JOYSTICK					
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008			60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009			45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006			80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007			45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004			60 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005			60 €

Notes et informations utiles

●LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE,PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

●LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

●LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

●Eco-participation : 7€ HT

●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

●Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

●Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

●La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

●La sélection d'un repose/releve-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable

●La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm

●La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm

●Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse

●La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

●Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

COMMENTAIRES:

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>