



SPARKY AA1



SPARKY

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Electronique QLogic 3
- Inclinaison du dossier par vérin à gaz
- Inclinaison manuelle de l'assise
- 2 batteries 40Ah
- Poids max utilisateur : 56,7kg
- Bluetooth
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Dossier tension réglable, revêtement nid d'abeille
- Largeur d'assise : 10"-14"
- Profondeur d'assise modulable : 10"-14"

BASE

	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> SPARKY AA1	QR40PED	9178219	3 487,95 €
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

EXTENSION DE GARANTIE

	REFERENCE	
<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries)	<i>voir conditions auprès du conseiller technique</i>	1 200,00 €

COLORIS CHASSIS

<input checked="" type="checkbox"/> Blanc (et un kit stickers)	-
--	---

BOITIER DE COMMANDE

<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	FRMASMB16152	-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche	FRMASMB16151	-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL143981	9384670 715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551 290 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	-
--	-----------------------------------	---

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 8" noires	TIRPNEU1090	-
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 12" noires	TIRPNEU1091	-

DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier réglable en tension avec revêtement nid d'abeille	-
---	---

TAILLE D'ASSISE

		Largeur		
		10" (25,4cm)	12" (30,5cm)	14" (35,6cm)
Profondeur	10" (25,4cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12" (30,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14" (35,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPUI-TÊTE

<input type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Pédiatrique	200 €
---	-------

COUSSIN D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Coussin d'assise standard	-
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore (indispo : 10"x14")	SOLSPP 390 €
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSP 390 €
<input type="checkbox"/> Zen SP Coolcore	ZENSP 390 €







La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées.

REPOSE-PIEDS ET RELEVES-JAMBES

<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds séparés	FRMASMB17563 /65 /66	-
<input type="checkbox"/> Repose-jambes séparés	FRMASMB17564/67/68/69/70	280 €

HAUTEUR D'ASSISE

- 43,2cm 47,6cm


OPTIONS ET COMMANDES ALTERNATIVES				
<i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM</i>				
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible <i>Montage côté opposé au manipulateur</i>		CTL134180+ DWR1010D446	1 590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM		CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route			590 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur		IFRB5350	195 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)		ACC125007	240 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3		ELE168070	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR		ACC1704791	49 €
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'		MEC1909905	-
CONTACTEURS				
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité :  110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite		ML210	 190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24		MC210	 190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur		ES-EXT	20 €
EMBOUS DE JOYSTICK				
<input type="checkbox"/>	Champignon		PLSKNCP1008	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton		PLSKNCP1009	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T		PLSKNCP1006	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique		PLSKNCP1007	45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse		PLSKNCP1004	60 €
<input type="checkbox"/>	Barre		PLSKNCP1005	60 €
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES		<i>(consulter la fiche ATP pour plus de choix)</i>		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S		HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098	380 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"		UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"		UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"		ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"		ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	540 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boîtier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)



Coussin Solution SPP



Coussin Glacial SP



Coussin Zen SP