



# SPARKY AA2



# SPARKY

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

- Electronique QLogic 3
- Inclinaison du dossier par vérin à gaz
- Inclinaison électrique de l'assise
- 2 batteries 40Ah
- Poids max utilisateur : 56,7kg
- Bluetooth
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Dossier tension réglable, revêtement nid d'abeille
- Largeur d'assise : 25,4 - 35,6cm
- Profondeur d'assise modulable : 25,4 - 35,6cm

| BASE  | REFERENCE         | CODE LPP | PP TTC     |
|---|-------------------|----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SPARKY AA2                        | QR40PED           | 9178202  | 3 938,01 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison | Forfait transport |          | 42,00 €    |

| EXTENSION DE GARANTIE   | REFERENCE   |            |
|---|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) | <i>voir conditions auprès du conseiller technique</i> | 1 200,00 € |

| ASSISE STEALTH  |  |            |
|---|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth pédiatrique | <a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a> | 1 038,00 € |

| COLORIS CHASSIS  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanc (et un kit stickers) |  | - |

| BOITIER DE COMMANDE   |              |         |       |
|---|--------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit    | FRMASMB16152 |         | -     |
| <input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche   | FRMASMB16151 |         | -     |
| <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne                 | CTL143981    | 9384670 | 715 € |
| <input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier | SOF          | 9384551 | 290 € |

| ELECTRONIQUE                                 |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 | CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) | - |

| ROUES   |             |   |
|---|-------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 8" noires    | TIRPNEU1090 | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 12" noires | TIRPNEU1091 | - |

| DOSSIER   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier réglable en tension avec revêtement nid d'abeille |  | - |

| TAILLE D'ASSISE |              |                          |                          |                          |
|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 |              | Largeur                  |                          |                          |
|                 |              | 10" (25,4cm)             | 12" (30,5cm)             | 14" (35,6cm)             |
| Profondeur      | 10" (25,4cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                 | 12" (30,5cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                 | 14" (35,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APPUI-TÊTE   |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Pédiatrique |  | - |

| COUSSIN D'ASSISE - La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Coussin d'assise standard                                  |  | - |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore (indispo : 10"x14") | SOLSPP | 390 € |
| <input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore                       | GLSP   | 390 € |
| <input type="checkbox"/> Zen SP Coolcore                           | ZENSP  | 390 € |

| REPOSE-PIEDS ET RELEVES-JAMBES                            |   |       |
|---|---|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambes séparés | FRMASMB17564/67/68/69/70                      | -     |
| <input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés             | FRMASMB17563 + FRMASMB17560 (livre non monté) | 210 € |

| HAUTEUR D'ASSISE  |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 43,2cm <input type="checkbox"/> 47,6cm |  |  |

**OPTIONS ET COMMANDES ALTERNATIVES***Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM*

|                          |   |   |                        |         |
|--------------------------|---|---|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Contrôle d'environnement + flexible<br><i>Montage côté opposé au manipulateur</i> |  | CTL134180+ DWR1010D446 | 1 590 € |
|--------------------------|---|---|------------------------|---------|

**OPTIONS ET COMMANDES ALTERNATIVES**

|                          |  |  |            |       |
|--------------------------|--|--|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Boîtier SCIM   |  | CTL137626  | 650 € |
| <input type="checkbox"/> | Équipement route   |  |            | 590 € |
| <input type="checkbox"/> | Ceinture à enrouleur                                       |  | IFRB5350   | 180 € |
| <input type="checkbox"/> | Protège vêtements (la paire)                               |  | ACC125007  | 240 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB QLOGIC 3                                      |  | ELE168070  | 234 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB sur prise XLR                                 |  | ACC1704791 | 49 €  |
| <input type="checkbox"/> | Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready' |  | MEC1909905 | -     |

**CONTACTEURS**

|                          |  |  |   |   |   |       |
|--------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert |  | ES-BLK ES-RED<br>ES-BLU ES-GRN              | Quantité : .....  |  | 110 € |
| <input type="checkbox"/> | Microlite  |  | ML210                                       |   |  | 190 € |
| <input type="checkbox"/> | Mini Cup 24  |  | MC210                                       |   |  | 190 € |
| <input type="checkbox"/> | Extension de câble pour contacteur   |  | ES-EXT                                      |   |   | 20 €  |
| <input type="checkbox"/> | Autres contacteurs et supports disponibles   |  | <a href="#">Fiche de mesure contacteurs</a> |  |   |       |

Référence du coussin ou housse : \_\_\_\_\_ Tarif: \_\_\_\_\_ €

**EMBOUS DE JOYSTICK**


|                          |                 |  |             |      |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Champignon      |  | PLSKNCP1008 | 60 € |
| <input type="checkbox"/> | Cupule menton   |  | PLSKNCP1009 | 45 € |
| <input type="checkbox"/> | Poignée T       |  | PLSKNCP1006 | 80 € |
| <input type="checkbox"/> | Boule plastique |  | PLSKNCP1007 | 45 € |
| <input type="checkbox"/> | Balle mousse    |  | PLSKNCP1004 | 60 € |
| <input type="checkbox"/> | Barre           |  | PLSKNCP1005 | 60 € |

**AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES**


|                          |  |  |   |       |
|--------------------------|--|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Appui-tête confort plus taille S 8"          |  | HMO475-17M + CP08CCFPM-Q                          | 360 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" |  | UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q          | 540 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" |  | UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q          | 540 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"   |  | ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090 | 540 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"   |  | ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090 | 540 € |

Notes et informations utiles

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boîtier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)



Coussin Solution SPP



Coussin Glacial SP



Coussin Zen SP