



# Stretto

## FULL POWER



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex  | <input type="radio"/> Electronique QLOGIC3                    | <input type="radio"/> Garde boue                    |
| <input type="radio"/> Dossier ProSeating Coolcore                          | <input type="radio"/> Kit éclairage Fender sur garde-boue     | <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="radio"/> Lift électrique                                      |   |   |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="radio"/> 2 moteurs 200-1200w/2 pôles             | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h        |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45°            | <input type="radio"/> 2 batteries 62Ah                        | <input type="radio"/> Coussin d'assise standard     |
| <input type="radio"/> Relève-jambes séparés électrique                     | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20" | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 15"-20"    |
- choix possible       pré-sélection de configuration

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> STRETTO TBFLEX AA2 FULL POWER	Q6EDGE 3 STRETTO TBFLEX	9178202	7 876,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

### EXTENSION DE GARANTIE

- Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseiller technique* 2 000,00 €

### MOTEURS ACCU-TRAC

- Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC MOT1908423-02 / 25-02 (roues 12,5") / MOT1908423-01/25-01 (roues 14") 1 095 €

### BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

- BATTERIES LEOCH, performance et durabilité HRCL 160,00 €

### ASSISE STEALTH

- Assise de positionnement Stealth standard [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std](#) 838,47 €
- Assise de positionnement Stealth Full [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full](#) 1 050,00 €

### COLORIS CHASSIS

- |  |   |                  |       |
|--|---|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) | ● | DGN1905007-PBK1  | -     |
| <input type="checkbox"/> Rouge Red corvette            | ● | DGN1905007-PRD1  | -     |
| <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue            | ● | DGN1905007-PBU9  | -     |
| <input type="checkbox"/> Vert Green Machine            | ● | DGN1905007-PGN11 | 150 € |
| <input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)        | ● | DGN1905007-PBK3  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret          | ● | DGN1905007-PPK4  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Gris Grey Street              | ● | DGN1905007-PSL3  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean                | ● | DGN1905007-PBU11 | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush             | ● | DGN1905007-PYL4  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple            | ● | DGN1905007-PPR5  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Vert Military Green           | ● | DGN1905007-PGN8  | 450 € |



### BOITIER DE COMMANDE













- Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne MEC2101689 -  
 Montage pantographe  à droite  à gauche
- Commande tierce-personne CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e) 9384670 715 €
- Déplacement boîtier principal au dossier SOF 9384551 290 €

### ELECTRONIQUE

- QLOGIC 3 CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) -
- QLOGIC 3 lite (équipé d'une prise magnétique, adaptateur dispo en option) CTL1810671 (idem avec kit route) -
- Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite ELE2103635 98 €

ROUES							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 12,5" <span style="float: right;">WHL1806954 -</span>						
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 12,5" <span style="float: right;">WHL1807050 200 €</span>						
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14" <span style="float: right;">WHL1704507 -</span>						
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14" <span style="float: right;">WHL1703588 200 €</span>						
DOSSIER							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore <span style="float: right;">PRO.211.XXX.ST -</span>						
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires <span style="float: right;">MEC160684/MEC160685/MEC143975 190 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur <span style="float: right;">DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 235 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm) <span style="float: right;">ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090 540 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm) <span style="float: right;">ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090 540 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM <span style="float: right;">260 €</span>						
<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) <span style="float: right;">PRO.315.138.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) <span style="float: right;">PRO.315.140.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) <span style="float: right;">PRO.315.144.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) <span style="float: right;">PRO.315.146.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) <span style="float: right;">PRO.315.148.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) <span style="float: right;">PRO.315.150.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM (prochainement) <span style="float: right;">390 €</span>						
<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)						
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)						
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)						
<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)						
<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)						
<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)						
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM <span style="float: right;">748 €</span>						
<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) <span style="float: right;">PRO.345.138.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) <span style="float: right;">PRO.345.140.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) <span style="float: right;">PRO.345.144.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) <span style="float: right;">PRO.345.146.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) <span style="float: right;">PRO.345.148.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) <span style="float: right;">PRO.345.150.ST</span>						
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 15" <span style="float: right;">ST-OBCASMS-Q</span>						
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 16" et plus <span style="float: right;">ST-OBCASMM-Q</span>						
TAILLE D'ASSISE							
	Largeur						
	15" (38cm)   16" (40,6cm)   17" (43,2cm)   18" (45,7cm)   19" (48,3cm)   20" (50,8cm)						
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm) <span style="float: right;">UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q 540 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm) <span style="float: right;">UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q 540 €</span>						
COUSSIN D'ASSISE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard <span style="float: right;">-</span>						
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP <span style="float: right;">TC2SPP 390 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore <span style="float: right;">SOLSPP 390 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore <span style="float: right;">ESSSPP 390 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore <span style="float: right;">SPCGSPP 390 €</span>						
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore <span style="float: right;">GLSP 390 €</span>						
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en dernière page que la taille souhaitée existe</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles <span style="float: right;"><a href="#">Fiche de mesure coussins</a></span>						
Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____ €							

APPUI-TÊTE				
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex		-	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M	530 €	
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public			
		<a href="#">Fiche mesure appui tête</a>		
HAUTEUR D'ASSISE				
Hauteur d'assise : <input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm				
RELEVES-JAMBES SEPARES				
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	-	
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)</b>				
obligatoire	<b>○ Tubes</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique		
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel		
		Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique		
<b>○ Palettes</b>				
<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389		
<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388		
REPOSE-PIEDS SEPARES				
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610	210 €	
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <a href="#">livré non monté</a>				
RELEVES-JAMBES CENTRAUX				
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	620 €	
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg				
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	1 000 €	
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg				
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)</b>				
obligatoire	<b>○ Appui-mollet</b> <input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019   Préciser UL =      cm			
	<b>○ Potences 10"-16" Palettes</b> <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212			
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm			
<b>○ Potences 13"-19" Palettes</b> <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508				
réglage plaque d'assise 34 à 50cm				
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX				
Spécifique central	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	70 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	40 €
	<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	50 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	50 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3				
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM				
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible 	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €	
Montage côté opposé au manipulateur				
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul 	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €	

<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009		690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur <b>QLogic 3 obligatoire</b>	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, MI 210	9384670	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.				
<b>AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>				
<input type="checkbox"/>	Equiperment route	CTL143986		590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables et amovibles MEC1906767/8	260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526		450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation NE+, QLOGIC	DWR1111H068		550 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €
<b>CONTACTEURS</b>				
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : .....	110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €
<b>EMBOUS DE JOYSTICK</b>				
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008		60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009		45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006		80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007		45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004		60 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005		60 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**COMMENTAIRES:**

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

<b>TRU COMFORT 2 SPP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Solution SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Essence SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Spectrum Gel SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Glacial SP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>