

COUSSINS D'ASSISE STEALTH PRODUCTS

PRIDE MOBILITY PRODUCTS FRANCE 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Commande à transmettre par e-mail Email : commande@quantum-rehab.fr	Date de commande : ... Nom et cachet du distributeur : ... Référence de commande : ...
--	--

Les tarifs indiqués sont les prix publics TTC, pièces détachées

Tous nos coussins sont équipés d'une housse Coolcore.

Bénéfices : Anti-transpirant | Limite la macération | Evite le cisaillement | Résultat journalier constant | Optimisation de l'immersion | Confort | Thermorégulation



Housse Coolcore
De série



Housse incontinence Polyuréthane (sous la housse Coolcore)
En option

DECOMPOSITION DES REFERENCES DE COUSSINS :

Ex : ST-TC2SPP1618

ST -	MODELE COUSSIN	SERIE	LARGEUR (XX)	PROFONDEUR (YY)
STEALTH	TC2 : TruComfort SOL : Solution SPCF : Spectrum Foam SPCG : Spectrum Gel ESS : Essence GL : Glacial ZEN : Zen SIMPL : Simplicity PREM : Première	G : General use P : Positioning SP : Skin protection SPP : Skin protection & positioning	Largeur en pouce	Profondeur en pouce

CORRESPONDANCES POUCES/CM :

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TRU COMFORT 2 SPP

390€

ST-TC2SPPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore TC2SPP-NBLKXXYY
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709080XXYY
- Housse Tek ou Mesh

110€

75€

sur devis

		LARGEUR									
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	22	24	
cm		35,5	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,9	
PROFONDEUR	14	35,5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
	15	38,1		<input type="checkbox"/>							
	16	40,6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	17	43,2		<input type="checkbox"/>							
	18	45,7	<input type="checkbox"/>								
	19	48,3			<input type="checkbox"/>						
	20	50,8		<input type="checkbox"/>							
	22	55,9					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
24	61								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Epaisseur : 11,4 cm

Poids du coussin : 1,81 kg

Capacité de poids : 204 kg

SOLUTION SPP

390€

ST-SOLSPPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore SOLSPP-NBLXXYY
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709030XXYY
- Housse Tek ou Mesh

110€

60€

sur devis

		LARGEUR									
Pouces		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
cm		25,4	30,48	35,56	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	12	30,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	14	35,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	16	40,6			<input type="checkbox"/>						
	17	43,2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	18	45,7				<input type="checkbox"/>					
	19	48,3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	20	50,8				<input type="checkbox"/>					
22	55,9						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 2,45 kg

Capacité de poids : 227 kg

SPECTRUM FOAM SPP

390€

ST-SPCFSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore
- Housse incontinence Polyurethane
- Housse Tek ou Mesh

SPCFSP-NBLKXXYY
PUL1709030XXYY

110€
60€
sur devis

		LARGEUR										
Pouces		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Cm		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96	66,04	71,12	76,2	81,28
PROFONDEUR	15	38,1	□									
	16	40,6	□	□	□	□						
	17	43,2	□	□	□	□						
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	19	48,3	□	□	□	□	□	□	□			
	20	50,8	□	□	□	□	□	□	□			
	22	55,9			□		□	□	□	□	□	
	24	61,0			□		□	□	□	□	□	
	26	66,0							□			□
28	71,1								□	□	□	

Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 1,36 kg

Capacité de poids : 272 kg



SPECTRUM GEL SPP

390€

ST-SPCGSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore
- Housse incontinence Polyurethane
- Housse Tek ou Mesh

SPCGSP-NBLKXXYY
PUL1709030XXYY

110€
60€
sur devis

		LARGEUR							
Pouces		14	16	17	18	19	20	22	24
Cm		35,56	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
PROFONDEUR	15	38,1		□					
	16	40,6		□	□	□	□	□	□
	17	43,2		□	□	□	□		
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□
	19	48,3		□	□	□	□	□	□
	20	50,8		□	□	□	□	□	□
	22	55,9				□	□	□	□
	24	61,0				□		□	□
26	66,0							□	

Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 1,60 kg

Capacité de poids : 250 kg



ESSENCE SPP

490€

ST-ESSSPXXYY+S/M ou L si besoin de biseaux

- Housse supplémentaire Coolcore ESSSP-NBLKXXYY
- Housse incontinence Polyuréthane PUL1709080-XXYY
- Housse Tek ou Mesh

110€
75€
sur devis

Biseaux fessiers :

- Epaisseur S (1.27 cm) POP1712340-SM
- Epaisseur M (3.8cm) POP1712340-MD
- Epaisseur L (5cm) POP1712340-LG

68€
68€
68€

		LARGEUR						
		Pouces	15	16	17	18	20	22
		Cm	38,1	40,64	43,18	45,72	50,8	55,88
PROFONDEUR	15	38,1	<input type="checkbox"/>					
	16	40,6	<input type="checkbox"/>					
	17	43,18	<input type="checkbox"/>					
	18	45,7	<input type="checkbox"/>					
	20	50,8		<input type="checkbox"/>				



Epaisseur : 8,9 cm

Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg

Capacité de poids : 227 kg

GLACIAL SP

390€

ST-GLSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore GLSP-NBLKXXYY
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709030-XXYY
- Housse Tek ou Mesh

110€
60€
sur devis

		LARGEUR												
		Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		Cm	25,4	30,48	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	12	30,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	14	35,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	15	38,1				<input type="checkbox"/>								
	16	40,6			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
	17	43,2				<input type="checkbox"/>								
	18	45,7			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	19	48,3					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	20	50,8					<input type="checkbox"/>							
	21	53,3										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22	55,9							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	60,96											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Epaisseur : 6,4 cm

Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg

Capacité de poids : 181 kg

ZEN SP

390€

ST-ZENSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore
- Housse incontinence Polyurethane
- Housse Tek ou Mesh

ZENSP-NBLKXXYY
PUL1709030-XXYY

110€
60€
sur devis

		LARGEUR												
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
Cm		25,4	30,48	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34	55,88	60,96	
PROFONDEUR	10	25,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	12	30,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	14	35,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	15	38,1				<input type="checkbox"/>								
	16	40,6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17	43,2				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	18	45,7					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	19	48,3						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	20	50,8					<input type="checkbox"/>							
	21	53,3										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22	55,9							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	58,4											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	61,0											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Epaisseur : 7,6 cm
Poids du coussin : 1,60 kg
Capacité de poids : 204 kg

PREMIERE P

390€

ST-PREMPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore
- Housse incontinence Polyurethane
- Housse Tek ou Mesh

PREMP-NBLKXXYY
PUL1709030-XXYY

110€
60€
sur devis

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité avec un insert de positionnement latéral intégré. Le profilage, la découpe sacrée et les recharges latérales de la base de ce coussin associé à la couche de Sunmate Xsoft supérieure lui procure les qualités de positionnement importante (stabilité, répartition des appuis). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps.

		LARGEUR		
Pouces		16	18	20
Cm		40,64	45,72	50,8
16	40,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	45,7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	50,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Epaisseur : 8.9 cm
Poids du coussin : 1,60 kg
Capacité de poids : 250 kg

PLAQUE ANTI-EFFET HAMAC

95€

Plaque anti effet Hamac ACM ABS 16/18 *SMDRGDSML*

Plaque anti effet Hamac ACM ABS 18/20 *SMDRGDMED*

Plaque anti effet Hamac ACM ABS 20/20 *SMDRGDLRG*



Possibilité de couper les plaques (ex : 16x18 coupée en 16x16 ; 18x20 coupée en 18x18 ou 18x16, 20x20 en 20x18)