

ASPEN TB FLEX AA1


ASPEN TB-flex



Nom du distributeur :
Commercial agence + e-mail :
Référence de commande :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

Assise TbFlex | Dossier toile réglable en tension | Inclinaison manuelle du dossier | 2 batteries 62Ah | 2 moteurs 350W/ 4 pôles | Electronique VR2 | Poids max utilisateur : 136kg | Vitesse jusqu'à 10 km/h | Garde-boue | Largeur hors tout : 58cm | Longueur hors tout : 91cm (hors RP) | Largeur d'assise : 15"-20" | Profondeur modulable de 15" à 20" | Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42 à 44,5cm | Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70 à 50,7cm | Poids du fauteuil : 136kg | Inclinaison de l'assise réglable en angle manuellement | Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | Coussin d'assise Sitrite

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> ASPEN TB FLEX AA1 LPP 9178219 / 3487,95€	ASPEN	3306,11€	3487,95€ +7€ HT d'éco-participation
COLORIS CHASSIS	REFERENCE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Bleu			-
MANIPULATEUR	REFERENCE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	MEC1801698 + MEC154629 + ACC123526		-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche			-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne LPP 9384670 / 714,26€	CTLDC1597 (VR2) CTL137822 (QLogic2)		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier LPP 9384551 / 35,71€	SOF		250€
ELECTRONIQUE	REFERENCE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> VR2	CTLDC1463 (4bt) CTLDC1498 (6 bt) CTLDC1505 (9 bt)		-
<input type="checkbox"/> QLogic 2	CTL123217 ou CTL124653 (si éclairage)		680€
ROUES	REFERENCE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14" noires	WHL1704507		-
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages 9" noires	WHL1703592 Non compatible RP et RJ central		-
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandages 14" noires	WHL1703588		200€
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 8" noires	WHLASMB7110016		200€
DOSSIER	REFERENCE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686		-
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro			125€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857		150€
TAILLE D'ASSISE	REFERENCE		PP TTC
Largeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)			
Profondeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)			
Uniquement pour le dossier ajustable en largeur : préciser la largeur souhaitée (cm) :			
APPUI-TÊTE			PP TTC
<input type="checkbox"/> Appui-tête Stealth TBFlex Comprend la barre d'accessoires			325€
OPTIONS ELECTRIQUES	REFERENCE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Lift électrique (élevateur électrique d'assise)	Sélection obligatoire de la QLogic		1960€
<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique de 0 à 30°			420€
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85° à 135°			350€
COUSSIN D'ASSISE	REFERENCE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Sitrite	-		-
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP Coolcore	TC2SPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. **Attention**, vérifier en page 3 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

HAUTEUR D'ASSISE		
Assise sans lift : <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Inclinaison de -5° à 25°)		
Assise avec lift : <input type="checkbox"/> 45,7 cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610 Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz Nouveau	Sélectionner la taille des tubes : <input type="checkbox"/> 23-39 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 <input type="checkbox"/> 33-44 cm Upper standard RIG2103320 + Lower long MEC1904114 <input type="checkbox"/> 23-39 cm Upper long RIG2103321 + Lower standard MEC1903300 <input type="checkbox"/> 33-53 cm Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114	490€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Nouveau	Nécessite la sélection de la QLogic Sélectionner la taille des palettes : <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm MEC2008387 <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm MEC2008389 <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm MEC8008388 Appui-mollets et fixations : MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	1220€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	450€
SELECTION OBLIGATOIRE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL :		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm		
Potences 10"-16" (réglage plaque d'assise 28 à 43cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		
Potences 13"-19" (réglage plaque d'assise 34 à 50cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		
EXTENSIONS ET CONNECTEUR DE PALETTES	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517 Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	45€
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518 Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	45€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	45€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20€
Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	35€
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC (nécessite la sélection de la Q-LOGIC)		
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM		
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire	Conseillé avec commande non proportionnelle	1090€
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL134180+ DWR1010D446 Montage côté opposé au manipulateur	1590€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL137626	650€
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande 4 fonctions QLogic 2 Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	CTL123218	165€
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route	CTLDC1300 (VR2) ou ELE120931 (QL2)	490€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2 Non compatible accoudoirs relevables	120€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063 Non compatible ceinture à enrouleur	400€
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2 Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles	240€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	IFRB5350 Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	180€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	SSLXM010001171 ; SSLXHD10000060 ; MEC154629 ; ACC123526	450€
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007 Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240€
<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	Non compatible relève-jambes central	400€
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	CTLDC1388	400€

AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007 Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240€
<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	Non compatible relève-jambes central	400€
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	CTLDC1388	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+, Q LOGIC	DWR1111H068	550€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 2	ELE124122	234€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49€
CONTACTEURS	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Egg - Coloris : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité :	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99€
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	170€
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210	150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€
EMBOUTS DE JOYSTICK	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Champignon	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre	ACCASMB1857	50€
POSITIONNEMENT	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450	280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250	280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150	280€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540€

Notes et informations utiles :

- LPPR 9178202 : VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic2
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/> (Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

TRU COMFORT 2 SPP	Largeur					
	15	16	17	18	19	20
Profondeur	15					
	16		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP	Largeur				
	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>			
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP	Largeur					
	15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP	Largeur				
	16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP	Largeur				
	15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>			
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>