

**ASPEN TB FLEX AA2**

**ASPEN TB-FLEX**



Nom du distributeur : .....


Commercial agence + e-mail : .....

Référence de commande : .....

Date de commande : .....


**CARACTERISTIQUES STANDARD**

Assise TbFlex | Dossier Pro Synergy | 2 batteries 62Ah | 2 moteurs 200-1200W/ 2 pôles | Electronique VR2 | Poids max utilisateur : 136kg | Vitesse jusqu'à 10 km/h | Garde-boue | Largeur hors tout : 58cm | Longueur hors tout : 91cm (hors RP) | Largeur d'assise : 15"-20" | Profondeur d'assise : 15"-20" | Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42 à 44,5cm | Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70 à 50,7cm | Poids du fauteuil : 136kg | Appui-tête Stealth TBFlex | Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° ou -10° possible sans lift | Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | Inclinaison électrique du dossier 85 à 135° | Coussin d'assise Sitrite

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ASPEN TB FLEX AA2</b> LPP 9178202 / 3938,01€	ASPEN	3732,71€	<b>3938,01€</b> +7€ HT d'éco-participation
COLORIS CHASSIS	REFERENCE	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Bleu		-	-
MANIPULATEUR			
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	MEC1801698 + MEC154629 + ACC123526		-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche			-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne LPP 9384670 / 714,26€	CTLDC1597 (VR2) CTL137822 (QLogic2)		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier LPP 9384551 / 35,71€	SOF		250€
ELECTRONIQUE			
<input checked="" type="checkbox"/> VR2	CTLDC1498 (6 boutons) CTLDC1505 (9 boutons)		-
<input type="checkbox"/> QLogic 2	CTL123217 ou CTL124653 (si éclairage)		680€
ROUES			
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14" noires	WHL1704507		-
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages 9" noires	WHL1703592 <b>Non compatible RP et RJ central</b>		-
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandages 14" noires	WHL1703588		200€
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 8" noires	WHLASMB7110016		200€
DOSSIER			
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro	-		-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686		100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857		150€
TAILLE D'ASSISE			
Largeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)			
Profondeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)			
Uniquement pour le dossier ajustable en largeur : préciser la largeur souhaitée (cm) : .....			
LIFT			
<input type="checkbox"/> Lift électrique (élevateur électrique d'assise)	<b>Sélection obligatoire de la QLogic</b>		1960€
COUSSIN D'ASSISE			
<input type="checkbox"/> Sitrite	-		-
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP Coolcore	TC2SPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées.

**Attention**, vérifier en page 3 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

HAUTEUR D'ASSISE		
Assise sans lift : <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Inclinaison de -5° à 25°)		
Assise avec lift : <input type="checkbox"/> 45,7 cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz <b>Nouveau</b>	Appui-mollets et fixations : MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés <b>Nouveau</b> QLogic obligatoire	Vérin, appui-mollets, fixations, sangle talonnière : MOT1800941 + MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1220€
SELECTION OBLIGATOIRE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL :		
<u>Sélectionner la taille des tubes :</u> <input type="checkbox"/> 23-39 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique <input type="checkbox"/> 33-53 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique	<u>Sélectionner la taille des palettes :</u> <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm MEC2008387 <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm MEC2008389 <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm MEC8008388	
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610 Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	180€
<input type="checkbox"/> Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	
SELECTION OBLIGATOIRE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL :		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019   Préciser UL =      cm		
Potences 10"-16" (réglage plaque d'assise 28 à 43cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		
Potences 13"-19" (réglage plaque d'assise 34 à 50cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		
EXTENSIONS ET CONNECTEUR DE PALETTES	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517 <b>Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise</b>	45€
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518 <b>Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise</b>	45€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	45€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20€
Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	35€
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2		
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM		
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire	Conseillé avec commande non proportionnelle - QLogic obligatoire	1090€
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL134180+ DWR1010D446 - QLogic obligatoire Montage côté opposé au manipulateur	1590€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL137626 - QLogic obligatoire	650€
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande 4 fonctions QLogic 2 Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	CTL123218 - QLogic obligatoire	165€
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route	CTLDC1300 (VR2) ou ELE120931 (QL2)	490€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2 <b>Non compatible accoudoirs relevables</b>	120€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063 <b>Non compatible ceinture à enrouleur</b>	400€
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	240€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	IFRB5350 <b>Disponible uniquement avec les accoudoirs standards</b>	180€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	SSLXM010001171 ; SSLXHD1000060 MEC154629 ; ACC123526	450€
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007 <b>Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables</b>	240€
<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	<b>Non compatible relève-jambes central</b>	400€
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	CTLDC1388	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+, Q LOGIC	DWR1111H068	550€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 2	ELE124122	234€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49€
CONTACTEURS	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Egg - Coloris : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99€
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	170€
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210	150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€

EMBOUS DE JOYSTICK		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/>	Champignon	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/>	Poignée T	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/>	Barre	ACCASMB1857	50€
POSITIONNEMENT		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450	280€
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250	280€
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150	280€
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540€
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540€
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	540€
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	540€

**Notes et informations utiles :**

- LPPR 9178202 : VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic2
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/> (Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>					
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>