




STEALTH POSITIONING

AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE

[A joindre obligatoirement à une fiche de mesures TBFlex.](#)

Accessoires montés. Les tarifs ne sont pas des tarifs pièces détachées.

<p>Pride Mobility France</p> <p>26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45 Commande à transmettre par email Email : commande@quantum-rehab.fr</p> 	<p>Date de commande :</p> <p>Nom et cachet du distributeur :</p> <p>Référence de commande :</p>
---	---

CARACTERISTIQUES



Matériau Respirant

Fabriqué à partir d'un textile unique à fibres ouvertes, permettant à l'air de circuler, et, qui ne retient pas l'humidité. Il contribue à la réduction de l'accumulation de la chaleur pour plus de confort.



Compensation

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité



Boucles pivotantes

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.



Textile Dynamique

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.



Textile Structuré

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture



Ajustement en longueur


Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement



HARNAIS CLASSIC REFERENCE PRIX PUBLIC TTC

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	9	7,5	5
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	18	18	11,5

**Textile : Dynamique**

<input type="checkbox"/> XS	IFPS1101	139.00€
<input type="checkbox"/> S	IFPS1102	139.00€
<input type="checkbox"/> M	IFPS1103	139.00€
<input type="checkbox"/> L	IFPS1104	139.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFPS1105	139.00€


**Textile : Structuré**

<input type="checkbox"/> XS	IFPS1201	139.00€
<input type="checkbox"/> S	IFPS1202	139.00€
<input type="checkbox"/> M	IFPS1203	139.00€
<input type="checkbox"/> L	IFPS1204	139.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFPS1205	139.00€


HARNAIS CONTOUR

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	2,5	9	3
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	3	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	4	18	11,5

**Textile : Dynamique**

<input type="checkbox"/> XS	IFPS2101	139.00€
<input type="checkbox"/> S	IFPS2102	139.00€
<input type="checkbox"/> M	IFPS2103	139.00€
<input type="checkbox"/> L	IFPS2104	139.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFPS2105	139.00€

**Textile : Structuré**


<input type="checkbox"/> XS	IFPS2201	139.00€
<input type="checkbox"/> S	IFPS2202	139.00€
<input type="checkbox"/> M	IFPS2203	139.00€
<input type="checkbox"/> L	IFPS2204	139.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFPS2205	139.00€



CEINTURE D'ÉPAULE Y STRAPS REFERENCE PRIX PUBLIC TTC

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
S	19	32	5
M	21,5	39	5
L	24	38	5

**Textile : Dynamique**

<input type="checkbox"/> S	IFYS3102	126.00€
<input type="checkbox"/> M	IFYS3103	126.00€
<input type="checkbox"/> L	IFYS3104	126.00€


Textile : Structuré

<input type="checkbox"/> S	IFYS3202	126.00€
<input type="checkbox"/> M	IFYS3203	126.00€
<input type="checkbox"/> L	IFYS3204	126.00€

**CEINTURE THORACIQUE CHEST STRAPS**

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	35.5	7	9
S	40.5	7	9.5
M	46	8	10
L	53	8	11.5
XL	58.5	8	12

**Textile : Dynamique**

<input type="checkbox"/> XS	IFCS4111	94.00€
<input type="checkbox"/> S	IFCS4112	94.00€
<input type="checkbox"/> M	IFCS4113	94.00€
<input type="checkbox"/> L	IFCS4114	94.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFCS4115	94.00€

**CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE DOUBLE PRESSION**


Tableau de correspondance (cm)

<input type="checkbox"/> XS	IFPB5121	91.00€
<input type="checkbox"/> S	IFPB5122	91.00€
<input type="checkbox"/> M	IFPB5123	91.00€
<input type="checkbox"/> L	IFPB5124	91.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFPB5125	91.00€
<input type="checkbox"/> XXL	IFPB5126	91.00€

**CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION**

<input type="checkbox"/> XS	IFPB5111	91.00€
<input type="checkbox"/> S	IFPB5112	91.00€
<input type="checkbox"/> M	IFPB5113	91.00€
<input type="checkbox"/> L	IFPB5114	91.00€
<input type="checkbox"/> XL	IFPB5115	91.00€
<input type="checkbox"/> XXL	IFPB5116	91.00€



		REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION				
<input type="checkbox"/>	XS	IFPB5141	126.00€	
<input type="checkbox"/>	S	IFPB5142	126.00€	
<input type="checkbox"/>	M	IFPB5143	126.00€	
<input type="checkbox"/>	L	IFPB5144	126.00€	
CEINTURE A ENROULEUR				
<input type="checkbox"/>	TAILLE UNIQUE	IFRB5350	180.00€	