



# EDGE 2.0



# edge 2.0

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex  | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h                  | <input type="radio"/> Garde boue                    |
| <input type="radio"/> Dossier Pro Synergy                                  | <input type="radio"/> Electronique NE+                        | <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 38-51cm              | <input type="radio"/> Coussin d'assise Sitrite      |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°- 30°           | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 38-51cm | <input type="radio"/> Rayon de giration : 65cm      |
| <input type="radio"/> 2 batteries 68Ah                                     | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 62cm                | <input type="radio"/> Garde au sol : 8cm            |
| <input type="radio"/> 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles                        | <input type="radio"/> Longueur hors-tout : 76cm (hors RP)     |   |

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> EDGE 2.0 AA2	Q6EDGE2.0 ATO	9178202	3 938,01 €
<input type="checkbox"/> EDGE 2.0 TBFLEX AA2 VERSION EXTENDED (voir ci-dessous)	Q6EDGE2.0 ATO	9178202	3 938,01 €

La version EXTENDED implique la sélection d'une ou plusieurs options payantes signalées par l'icône à côté du tarif

EXTENSION DE GARANTIE	REFERENCE	
<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries)		1 000,00 €

ASSISE STEALTH		
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	1 038,00 €

MOTEURS ACCU-TRAC		
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01 Qlogic obligatoire	1 090 €

COLORIS CHASSIS		
<input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin	DGN152445-PWT2	-
<input type="checkbox"/> Orange crush	DGN153201-POR6	-
<input type="checkbox"/> Noir Back in black	DGN152440-PBK1	-

BOITIER DE COMMANDE		
<input type="checkbox"/> Pantographe standard TBFlex Montage <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	ACC2201042 / ACC2201041	-
<input type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne Montage <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	MEC2101689	179 €
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QLogic)	9384670  715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551 290 €

ELECTRONIQUE		
<input checked="" type="checkbox"/> NE+	CTLDC1560 / CTLDC1561 avec kit route	-
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (équipé d'une prise magnétique, adaptateur dispo en option)	CTL1810671 (idem avec kit route)	550 €
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635	98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	980 €

ROUES		
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507	-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588	200 €

DOSSIER		
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro	-	-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975	190 €
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	220 €
<input type="checkbox"/> Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM		748 €

Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise

<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST
<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST
<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST



- Support d'appui tete pour dossier 15" ST-OBCASMS-Q
- Support d'appui tete pour dossier 16" et plus ST-OBCASMM-Q

Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM 590 €

*Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise*

- 15" (38cm) PRO.315.138.ST  18" (45,7cm) PRO.315.146.ST
- 16" (40,6cm) PRO.315.140.ST  19" (48,3cm) PRO.315.148.ST
- 17" (43,2cm) PRO.315.144.ST  20" (50,8cm) PRO.315.150.ST




#### TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### APPUI-TÊTE

Appui-tête Stealth TBFlex -

#### OPTIONS

- Lift électrique (bascule à 45° incluse) Sélection obligatoire de la QLogic  2 100 €
- Bascule électrique d'assise à 45° au lieu de 30° (sans lift) MOT1810050-1 179 €

#### COUSSIN D'ASSISE

- Sitrite ou Simplicity selon stock -
- TruComfort 2 SPP TC2SPP 390 €
- Solution SPP Coolcore SOLSPP 390 €
- Essence SPP Coolcore ESSSPP 390 €
- Spectrum Gel SPP Coolcore SPCGSPP 390 €
- Glacial SP Coolcore GLSP 390 €


La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

#### HAUTEUR D'ASSISE

Assise sans lift :  42cm  44,5cm (inclinaison de -5° à 40°)

Assise avec lift :  45,7cm  48,2cm  50,7cm

#### REPOSE-PIEDS ET RELEVÉS-JAMBES SEPARÉS

- Relève-jambes manuels avec vérins à gaz\* MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878 -
- Relève-jambes électriques séparés\* MOT1800941+MEC153735+SCRSHFH1203 +MEC1909391+MEC1909392 QLOGIC obligatoire  1 290 €

##### OTubes

29-43 cm

Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel  
Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique

37-56 cm

Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel  
Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique

**\*Sélection obligatoire tubes et palettes**

##### OPalettes

12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeurs 14"-16"**

MEC2008389



15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeurs 16" et >**

MEC8008388

- Repose-pieds escamotables FRMASMB16230+ RIG150610 210 €

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm **livré non monté** Sélection obligatoire tubes+palettes ci-dessus pour Relève-jambes

#### REPOSE-PIEDS ET RELEVÉS-JAMBES CENTRAUX

- Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz\*\* MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift) -
- Relève-jambes électrique central à compensation\*\* RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift  1 750 €
- Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm QLOGIC obligatoire / Poids max utilisateur : 100kg
- Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)\*\* AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift  2 100 €
- Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm QLOGIC obligatoire / Poids max utilisateur : 100kg

Appui-mollet  6"x6" RIGASMB7120018  8"x8" RIGASMB7120019 | Préciser UL = cm

Potences 10"-16" Palettes  5"x6" RIG150206  5"x8" RIG150203  5"x11" RIG150212

**\*\*Sélection**

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

 Potences 13"-19" Palettes  5"x6" RIG151505  5"x8" RIG151506  5"x11" RIG151508

obligatoire tubes et palettes

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES**

<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		40 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		40 €

**OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3**

Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM

<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible Montage côté opposé au manipulateur		CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 obligatoire	1 590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM		CTL137626		650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul		MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	QLogic 3 obligatoire	590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009		690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire		ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	715 €

Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.

**AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES**

<input type="checkbox"/>	Équipement route		ELEASMB6213 (NE+) ou CTL143986 (QL3)		590 €
<input type="checkbox"/>	Élargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)		MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur		MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur		MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)		FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)		ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables MEC1906767/8	240 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur		IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	180 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526		450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)		ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3		ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR		ACC1704791		49 €
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'		MEC1909905		-

**CONTACTEURS**

<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : .....	110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite		ML210		190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24		MC210		190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur		ES-EXT		20 €

**EMBOUS DE JOYSTICK**

<input type="checkbox"/>	Champignon		PLSKNCP1008		50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton		PLSKNCP1009		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T		PLSKNCP1006		70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique		PLSKNCP1007		35 €

<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004	50 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005	50 €
<b>AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>			
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

<b>TRU COMFORT 2 SPP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Solution SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Essence SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Spectrum Gel SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Pro</b>	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Glacial SP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire