



EDGE 2.0 FULL POWER



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Assise TBFlex | <input type="checkbox"/> Electronique QLOGIC3e | <input type="checkbox"/> Garde boue |
| <input type="checkbox"/> Dossier Pro Synergy | <input type="checkbox"/> Kit éclairage | <input type="checkbox"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="checkbox"/> 2 batteries 68Ah | <input type="checkbox"/> Vitesse jusqu'à 10km/h |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45° | <input type="checkbox"/> 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles | <input type="checkbox"/> Coussin d'assise Sitrite |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes séparés électrique | <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise modulable : 38-50,8cm | <input type="checkbox"/> Largeur d'assise : 38-50,8cm |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique | <input type="checkbox"/> Largeur hors-tout : 62cm | <input type="checkbox"/> Longueur h-tout : 76cm (hors RP) |

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> EDGE 2.0 FULL POWER AA2	Q6EDGE2.0 ATO	9178202	7 876,00 €

COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin	DGN152445-PWT2	-
<input type="checkbox"/> Orange crush	DGN153201-POR6	-
<input type="checkbox"/> Noir Back in black	DGN152440-PBK1	-

BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689	-
Montage <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e)	9384670 715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551 290 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite	CTL1810671 (idem avec kit éclairage)	-
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635	98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	430 €

ROUES

<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507	-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588	200 €

DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro	-	-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975	190 €
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	220 €

TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPUI-TÊTE





<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth TBFlex	-
---	---

COUSSIN D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Sitrite ou Simplicity selon stock	ou Simplicity possible selon taille	-
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. **Attention, vérifier en pages 3/ 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné**

HAUTEUR D'ASSISE			
Hauteur d'assise :	<input type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
RELEVES-JAMBES			
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés *	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392		-
<input type="radio"/> Tubes			
<input type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique		*Sélection obligatoire tubes et palettes
<input type="radio"/> Palettes			
<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 14"-16"	MEC2008389		
<input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 16" et >	MEC8008388		
<input type="checkbox"/> Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz **	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)		-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift		600 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift		1 000 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
<input type="radio"/> Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm	
<input type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212			**Sélection obligatoire tubes et palettes
réglage plaque d'assise 28 à 43cm			
<input type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508			
réglage plaque d'assise 34 à 50cm			
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES			
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	60 €
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		60 €
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		60 €
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		20 €
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		40 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		40 €
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 obligatoire	1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur			
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL137626		650 €
<input type="checkbox"/> Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW13A387	QLogic 3 obligatoire	590 €
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009		690 €
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/> Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.			
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/> Equipement route	CTL143986		590 €
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables	120 €
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063		500 €
Non compatible ceinture à enrouleur			
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables et amovibles MEC1906767/8	240 €
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	180 €
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	SSLXM010001171; SSLXHD10000060;		450 €
Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche			
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240 €
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+, QLOGIC	DWR1111H068		550 €
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €

<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €	
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-	
CONTACTEURS					
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité :		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €	
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €	
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €	
EMBOUTS DE JOYSTICK					
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008		50 €	
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009		35 €	
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006		70 €	
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007		35 €	
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004		50 €	
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005		50 €	
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES					
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098		380 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250 + rail accessoires MEC125098		380 €	
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150 + rail accessoires MEC125098		380 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €	
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €	

Notes et informations utiles

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un autre relève-jambes que celui précoché se fait en remplacement de celui offert en standard
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2		Largeur					
SPP		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>