



PARTNER AA2

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h | <input type="radio"/> Garde boue |
| <input type="radio"/> Dossier Pro Synergy | <input type="radio"/> Electronique NE+ | <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique du dossier 85°-135° | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 38-51cm | <input type="radio"/> Coussin d'assise Sitrite |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-30° | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 38-51cm | |
| <input type="radio"/> 2 batteries 75Ah | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 62cm | |
| <input type="radio"/> 2 moteurs 350w/4 pôles | <input type="radio"/> Longueur hors-tout : 85cm (hors RP) | |

BASE**REFERENCE****CODE LPP****PP TTC**

<input checked="" type="checkbox"/>	PARTNER TBFLEX AA2	QR44	9178202	3 938,01 €
-------------------------------------	--------------------	------	---------	------------

COLORIS CHASSIS

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Rouge Red Corvette | Les coloris proposés sont susceptibles d'être modifiés selon les stocks disponibles au moment de la commande | - |
| <input type="checkbox"/> | Vert Green Machine | | - |
| <input type="checkbox"/> | Rose Pretty in pink | | - |

BOITIER DE COMMANDE

- | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Pantographe en bout d'accoudoir droit | MEC1801698 MEC154629 ACC123526 | - |
| <input type="checkbox"/> | Pantographe en bout d'accoudoir gauche | MEC1801698 MEC154629 ACC123526 | - |
| <input type="checkbox"/> | Commande tierce-personne | CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e) | 9384670 715 € |
| <input type="checkbox"/> | Déplacement boitier principal au dossier | SOF | 9384551 290 € |

ELECTRONIQUE

- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NE+ | CTLDC1560 / CTLDC1561 avec kit route | - |
| <input type="checkbox"/> | QLOGIC 3 lite (équipé d'une prise magnétique, adaptateur dispo en option) | CTL1810671 (idem avec kit route) | 550 € |
| <input type="checkbox"/> | Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite | ELE2103635 | 98 € |
| <input type="checkbox"/> | QLOGIC 3 | CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) | 980 € |

ROUES

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Roues avant pneumatiques 9" grises | WHLASMB1824 | - |
| <input type="checkbox"/> | Roues avant bandages 9" grises | WHLASMB1823 | - |
| <input type="checkbox"/> | Roues avant pneumatiques 10" grises | WHLASMB2244 | - |
| <input type="checkbox"/> | Roues motrices arrière pneumatiques 14" grises | WHLASMB2122 | - |
| <input type="checkbox"/> | Roues motrices arrière bandages 14" grises | WHLASMB2093 | 200 € |

DOSSIER

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dossier Synergy Pro | - | - |
| <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension + barre d'accessoires | MEC160684/MEC160685/MEC143975 | 190 € |
| <input type="checkbox"/> | Dossier ajustable en largeur | DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 | 220 € |






TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPUI-TÊTE

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Appui-tête Stealth TBFlex (barre d'accessoires fournie) | - |
|-------------------------------------|---|---|

OPTION ELECTRIQUE			
<input type="checkbox"/>	Lift électrique	Sélection obligatoire de la QLogic	2 100 €
COUSSIN D'ASSISE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitrite		-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention , vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné			
HAUTEUR D'ASSISE			
Assise sans lift :		<input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 30°)	
Assise avec lift :		<input type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm	
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉS-JAMBES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392	QLOGIC obligatoire 1 290 €
OTubes			
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
OPalettes			
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 14"-16"	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 16" et >	MEC8008388	
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	FRMASMB16230+ RIG150610	210 €
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm		livré non monté. Sélectionner tubes et palettes ci-dessus pour RJ	
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	1 750 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	2 100 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
OPappui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019		Préciser UL = cm	
OPotences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		réglage plaque d'assise 28 à 43cm	
OPotences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		réglage plaque d'assise 34 à 50cm	
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise 60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	40 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	40 €
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 obligatoire 1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur			
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	QLogic 3 obligatoire 590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010	690 €

<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur.				
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES				
<input type="checkbox"/>	Equipeur route	ELEASMB6213 (NE+) ou CTL143986 (QL3)		590 €
<input type="checkbox"/>	Monte trottoir	FRMASMB17134	Non compatible Relève-jambes central	400 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudeurs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudeurs relevables MEC1906767/8	240 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudeurs standards	180 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526		450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables	240 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
CONTACTEURS				
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité :	110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €
EMBOUS DE JOYSTICK				
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008		50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006		70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007		35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004		50 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005		50 €
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098		380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250 + rail accessoires MEC125098		380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150 + rail accessoires MEC125098		380 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la Qlogic

- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>