

PARTNER TB FLEX AA2 FULL POWER




Nom du distributeur :
Commercial agence + e-mail :
Référence de commande :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

Assise TbFlex | Dossier Pro Synergy | 2 batteries 75Ah | Chargeur 8Amp | 2 moteurs 350W/ 4 pôles | **Electronique QLOGIC3e (lite) avec Bluetooth** | Poids max utilisateur : 136kg | Vitesse jusqu'à 10 km/h | Garde-boue | Largeur hors tout : 62cm | Longueur hors tout : 85cm (hors RP) | Largeur d'assise : 15"-20" | Profondeur d'assise : 15"-20" | Hauteur sol/plaque d'assise, à partir de 42 cm (réglage en hauteur possible) | Appui-tête Stealth TBFlex | Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | Coussin d'assise Sitrite | Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 50° | Inclinaison électrique du dossier 85 à 135° | Lift Electrique 30cm | Equipement route | Relève-jambes électrique central à compensation |

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP HT	PP TTC €
<input checked="" type="checkbox"/> PARTNER TB FLEX AA2 FULL POWER LPP 9178202 / 3938,01€	QR44 FP	9178202	7465,40€	7876,00€
<input type="checkbox"/> Poids utilisateur >100kg				
COLORIS CHASSIS				
<input type="checkbox"/> Blanc - White satin	PPW-WHT-02			-
<input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue	PPW-BLU-09			-
<input type="checkbox"/> Orange - Evolution orange	PPW-ORN-07			-
MANIPULATEUR				
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	MEC1801698 + MEC154629 + ACC123526			-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche				-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne LPP 9384670 / 714,26€	CTL143981			715€
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier LPP 9384551 / 35,71€	SOF			250€
ELECTRONIQUE				
<input checked="" type="checkbox"/> QLogic 3 lite	CTL1810671			-
<input type="checkbox"/> QLogic 3	CTL143977 (éclairage)			480€
ROUES				
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9" grises	WHLASMB1824			-
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9" grises	WHLASMB1823			-
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10" grises	WHLASMB2244			-
<input type="checkbox"/> Roues motrices arrière pneumatiques 14" grises	WHLASMB2122			-
<input type="checkbox"/> Roues motrices arrière bandages 14" grises	WHLASMB2093			200€
DOSSIER				
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro	-			-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686			100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857			150€
TAILLE D'ASSISE				
Largeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)				
Profondeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)				
Uniquement pour le dossier ajustable en largeur : préciser la largeur souhaitée (cm) :				
HAUTEUR D'ASSISE				
Hauteur d'assise (réglable) <input type="checkbox"/> 45,7 cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm				
COUSSIN D'ASSISE				
<input type="checkbox"/> Sitrite	-	La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 3 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné		-
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP Coolcore	TC2SPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€

RELEVÉ-JAMBES CENTRAUX	REFERENCE	PP TTC €
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation	RIG131138	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes vérins à gaz	RIG1710345	-
SELECTION OBLIGATOIRE POUR LES RELEVES JAMBES CENTRAUX :		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm		
Potences 10"-16" (réglage plaque d'assise 28 à 43cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		
Potences 13"-19" (réglage plaque d'assise 34 à 50cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		
OPTION POUR LE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL A COMPENSATION DE SERIE		
<input type="checkbox"/> ASL - Réglage électrique en hauteur pour le relève-jambes électrique central à compensation de série		400€
REMPACEMENT DU RELEVÉ-JAMBES ELECTRIQUE DE SERIE		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Nouveau	Vérin, appui-mollets, fixations, sangle talonnière : MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC51322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC190330 Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114	-
Sélectionner la taille des tubes : <input type="checkbox"/> 23-39 cm <input type="checkbox"/> 33-53 cm Sélectionner la taille des palettes : <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	MEC2008387 MEC2008389 MEC8008388	 visuel upper
EXTENSIONS ET CONNECTEUR DE PALETTES		
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517 Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	45€
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518 Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	45€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	45€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20€
Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	35€
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES QLOGIC 3 UNIQUEMENT		
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM		
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446 Montage côté opposé au manipulateur	1590€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL143988	650€
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs	CTL144009	
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	
Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		
<input type="checkbox"/> Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387 QLogic 3 obligatoire	480€
<input type="checkbox"/> Kit commande spéciale 1 interrupteur LPP 9384670 / 714,26€ Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210 QLogic 3 obligatoire	715€
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2 Non compatible accoudoirs relevables	120€
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063 Non compatible ceinture à enrouleur	400€
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	240€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	IFRB5350 Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	180€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	SSLXM010001171 ; SSLXHD10000060 ; MEC154629 ; ACC123526	450€
Escamotage côté : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007 Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240€
<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	Non compatible relève-jambes central	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	DWR11111H068	550€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070	234€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49€
CONTACTEURS		
<input type="checkbox"/> Egg - Coloris : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99€
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	170€
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210	150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€

EMBOUS DE JOYSTICK	REFERENCE	CODE LPP	LPP	PP TTC €
<input type="checkbox"/> Champignon	ACCASMB1860			50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton	ACCASMB1861			35€
<input type="checkbox"/> Poignée T	ACCASMB1858			70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique	ACCASMB1859			35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse	ACCASMB1856			50€
<input type="checkbox"/> Barre	ACCASMB1857			50€
POSITIONNEMENT				
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450			280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250			280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150			280€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q			540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q			540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090			540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090			540€

Notes et informations utiles :

- LPPR 9178202 : VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- La QLogic 3e (lite) ne permet pas l'utilisation de commandes alternatives
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/> (Identifiant et mot de passe sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16		<input type="checkbox"/>				
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>					
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>