

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et téléphone : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE

Code LPP 9178225 - 2702,81€

I-GO	COLORIS	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> I-GO	Argent	INN-N5513	2 561,91 €	2 702,81 €



I-GO VERSION ELECTRIC FOLD	COLORIS	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> I-GO OPTION ELECTRIC FOLD	Argent	C010057	3 035,84 €	3 202,81 €
<input type="checkbox"/> I-GO OPTION ELECTRIC FOLD	Noir	C010055	3 035,84 €	3 202,81 €



I-GO VERSION LITE CARBON	COLORIS	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> I-GO LITE CARBON	Noir	INN-N5515	3 199,05 €	3 375 €



DIMENSIONS

I-GO	Longueur hors-tout : 88cm - Largeur hors-tout : 60cm
	Dimensions fauteuil plié : 58x31x75,5 cm
	Poids sans batteries : 19,8kg
	Capacité de poids utilisateur : 100kg
	Vitesse : jusqu'à 4,5km/h
I-GO option electric fold	Longueur hors-tout : 110cm - Largeur hors-tout : 62cm
	Dimensions fauteuil plié : 63x35,5x77cm
	Poids sans batteries : 27,8kg
	Capacité de poids utilisateur : 120kg
	Vitesse : jusqu'à 6,4km/h
I-GO lite carbon	Longueur hors-tout : 94cm - Largeur hors-tout : 61cm
	Dimensions fauteuil plié : 72x31x61cm
	Poids sans batteries : 18kg
	Capacité de poids utilisateur : 135kg
	Vitesse : jusqu'à 6km/h

photos non contractuelles