

## PACK STEALTH - ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE FULL ADI

Assise modulaire et accessoires de positionnement livrés non montés

Date de commande : \_\_\_\_\_

Nom et cachet du distributeur : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Code LPP : 6284731 - 838,47€ TTC - Désignation : Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions


DESIGNATION	PRIX PUBLIC TTC
<input checked="" type="checkbox"/> PACK STEALTH - ASSISE MODULAIRE FULL ADI	<b>1038€</b>
<b>Etape 1 : Choix du dossier (vous reportez à la page plus bas ci-après)</b>	
<input type="checkbox"/> <b>ADI FLAT TOP AFTBR</b>	
<input type="checkbox"/> <b>ADI ANATOMIQUE ALBR</b>	
<input type="checkbox"/> <b>ADI CARBONE (PAS DE GALBE EXTRA DEEP)</b>	<b>+260€</b>
<b>LARGEUR :</b> <b>HAUTEUR :</b> <b>GALBE : ACTIF</b> <input type="checkbox"/> <b>DEEP</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTRADEEP</b> <input type="checkbox"/>	
<b>CALE TRONC : (UNIQUEMENT POUR DOSSIER ALLU GALBE ACTIF)</b>	
<b>FIXES (LA PAIRE)</b> <input type="checkbox"/>	
<b>DROIT : S</b> <input type="checkbox"/> <b>M</b> <input type="checkbox"/> <b>L</b> <input type="checkbox"/> <b>XL</b> <input type="checkbox"/> <b>GAUCHE : TAILLE S</b> <input type="checkbox"/> <b>M</b> <input type="checkbox"/> <b>L</b> <input type="checkbox"/> <b>XL</b> <input type="checkbox"/>	-
<b>ESCAMOTABLES (LA PAIRE)</b> <input type="checkbox"/>	
<b>DROIT : S</b> <input type="checkbox"/> <b>M</b> <input type="checkbox"/> <b>L</b> <input type="checkbox"/> <b>XL</b> <input type="checkbox"/> <b>GAUCHE : TAILLE S</b> <input type="checkbox"/> <b>M</b> <input type="checkbox"/> <b>L</b> <input type="checkbox"/> <b>XL</b> <input type="checkbox"/>	<b>+220€</b>
<input type="checkbox"/> Housse de remplacement de dossier ADI Coolcore	<b>+149€</b>
<input type="checkbox"/> Cale lombaire	
<b>ETAPE 2 : Choix du coussin (vous reportez à la page Coussin plus bas ci-après)</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1 COUSSIN D'ASSISE</b> PARMIS :	
<input type="checkbox"/> TRU COMFORT 2 SPP	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> SOLUTION 2 SPP	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> SPECTRUM FOAM SPP	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> SPECTRUM GEL SPP	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> ESSENCE SPP (cales fessières inclus taille L)	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> GLACIAL SP	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> ZEN SP	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> PREMIERE P	<b>Largeur :</b> <b>Profondeur :</b>
<input type="checkbox"/> Housse de coussin d'assise supplémentaire Coolcore	<b>110€</b>
<input type="checkbox"/> Housses incontinence (POLYURETHANE 4 WAY STRETCH LAVAGE 40°)	<b>70€</b>
<input type="checkbox"/> Housses de coussin d'assise Tek (faire la demande auprès du spécialiste produits)	<b>SUR DEVIS</b>
<input type="checkbox"/> Housses de coussin d'assise Mesh (faire la demande auprès du spécialiste produits)	
Descriptif sur le lien suivant : <a href="https://stealthproducts.com/pdfs/2023/bro_stealth_cushions.pdf">HTTPS://STEALTHPRODUCTS.COM/PDFS/2023/BRO_STEALTH_CUSHIONS.PDF</a>	
<input type="checkbox"/> Plaque anti effet hamac ACM ABS Contour 16/18 (visuel bas du document)	<b>95€</b>
<input type="checkbox"/> Plaque anti effet hamac ACM ABS Contour 18/20 (visuel bas du document)	<b>95€</b>
<input type="checkbox"/> Plaque anti effet hamac ACM ABS Contour 20/20 (visuel bas du document)	<b>95€</b>
<b>(POSSIBILITE DE COUPER LES PLAQUES EX : 16X18 COUPEE EN 16X16 ; 18X20 COUPEE EN 18X18 OU 18X16, 20X20 EN 20X18)</b>	
<input type="checkbox"/> Plaque rigide ABS      Taille souhaitée : Largeur :                      Profondeur :	<b>75€</b>
(Visuel bas du document)	

<p>ETAPE 3 : Choix des options d'aides techniques à la posture (vous reportez à la page Harnais, ceintures, appui tête etc...) Offre spéciale AME Full</p>	
<input type="checkbox"/> Harnais Classic	
<input type="checkbox"/> Harnais Classic Zipper	<del>139€</del> 125€*
<input type="checkbox"/> Harnais Contour	
<input type="checkbox"/> Ceinture d'épaule Y straps	<del>126€</del> 113€*
<input type="checkbox"/> Harnais d'épaule Backpack	<del>139€</del> 125€*
<input type="checkbox"/> Harnais d'épaule Style H	
<input type="checkbox"/> Ceinture thoracique Chest straps	<del>94€</del> 85€*
<input type="checkbox"/> Ceinture pelvienne 2 points, avec pad, simple boucle de serrage	<del>91€</del> 82€*
<input type="checkbox"/> Ceinture pelvienne 2 points, avec pad, double boucle de serrage	
<input type="checkbox"/> Ceinture pelvienne 4 points, boucle de verrouillage simple pression	<del>126€</del> 113€*
<input type="checkbox"/> Ceinture pelvienne 4 points, boucle de verrouillage simple pression, sangle secondaire ajustable	<del>126€</del> 113€*
<p>Les appui-têtes Stealth bénéficient d'une remise de 10% avec l'AME Full. Le Bon de commande est a remettre Pour un choix personnalisé veuillez-vous reporter au bon de commande spécifique appui tête <a href="https://PRIDEMOBILITY.FR/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/02/BON-DE-COMMANDE-2023-ATP-APPUI-TETE.PDF">HTTPS://PRIDEMOBILITY.FR/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/02/BON-DE-COMMANDE-2023-ATP-APPUI-TETE.PDF</a></p>	

## ETAPE 1 : CHOIX D'UN DOSSIER

### COMPRENDRE LA REFERENCE D'UN DOSSIER ADI



TYPE DE DOSSIER	GAMME DOSSIERS	LARGEUR	HAUTEUR	CONTOUR	FIXATION
<b>AL</b> = Aluminium avec découpe ergonomique  <b>AFT</b> = Aluminium Flat Top  <b>CF</b> = Carbon Fiber	<b>BR</b> <b>(Back rest)</b>	<b>16</b> Largeur indiquée en pouces  <i>(de 10" à 20" selon les modèles)</i>	<b>L</b> = Low 10" (25.40cm)  <b>M</b> = Medium 13" (33.02cm)  <b>S</b> = Standard 16" (40.64cm)  <b>T</b> = Tall 18" (45.72cm)  <b>X</b> = Extra tall 20" (50.80cm)	<b>A</b> = 2,5" (6.35cm) Active  <b>D</b> = 4" (10.16cm) Deep  <b>6</b> = 6" (15.24cm) Extra Deep  	<b>2</b> = 2 points  <b>4</b> = 4 points  <b>W</b> = Elite Width ajustable  <b>R</b> = Quick release

### Aluminium

La rigidité du dossier Aluminium permet un maintien optimal de l'utilisateur en position assise. La découpe ergonomique libère la partie supérieure du dos et favorise ainsi la mobilité des membres supérieurs.

Les galbes **Active** et **Deep** stabilisent le haut du corps et libèrent latéralement l'utilisateur pour plus de mobilité. Il est possible d'associer au galbe actif des cales-tronc fixes ou escamotables afin de pouvoir répondre à des problématiques posturales particulières. Un réglage asymétrique est possible grâce aux lumières de réglage vertical et une correction importante pourra être réalisée.

Le galbe **Extra Deep** sera adapté aux patients nécessitant une correction et un maintien équivalent à droite et à gauche (petite possibilité d'ajustement sur la largeur thoracique). Il sera également utile pour absorber sur le long terme les contraintes latérales dues aux mouvements involontaires puissants.



### Aluminium Flat Top



La rigidité du dossier permet un maintien optimal de l'utilisateur en position assise. La découpe plate sur la partie haute du dossier apporte un support et un maintien adéquat sur toute la zone scapulaire. Deux fentes sur la partie haute du dossier sont prévues pour permettre la mise en place d'un éventuel harnais. Les galbes **Active** et **Deep** stabilisent le haut du corps lors de la propulsion et libèrent latéralement l'utilisateur pour plus de mobilité. Il est possible d'associer au galbe actif des cales-tronc fixes ou escamotables afin de pouvoir répondre à des problématiques posturales particulières. Le réglage asymétrique,

l'ajustement du dossier sont possibles grâce aux doubles lumières de réglage vertical et une correction importante pourra être réalisée.

Le galbe **Extra Deep** sera adapté aux patients nécessitant une correction et un maintien équivalent (petit ajustement possible sur la largeur thoracique) à droite et à gauche. Il sera également utile pour absorber sur le long terme les contraintes latérales dues aux mouvements involontaires puissants.

### INDICATIONS DE MESURES DE DOSSIERS

Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique intérieure(cm)	17cm +/- 1	19cm +/-1	21cm +/-1	23cm +/-1	25cm +/-1	27cm +/-1	29cm +/-1.5	31cm +/-1.5	33cm +/-1.5	35cm +/-1.5	37cm +/-1.5
Largeur coque seule Contour Active (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	28,9	31,1	34,3	36,5	39,1	41,6	43,8
Largeur coque seule Contour Deep (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	32,1	34,9	36,2	38,7	42,5	45,1	47
Largeur coque seule Contour Extra Deep (cm)	-	-	-	-	-	-	39,4	41,9	44,5	47	49,5
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm										
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossiers AL +2,5cm / - 2,5cm Dossier AFT +5cm / -5cm										

Sans supplément
Supplément 100€
Supplément 60€

**CHOIX D'UN DOSSIER ALUMINIUM :**

Contour <b>ACTIVE 2,5"</b>		Largeur											
Compatible cales- tronc		pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hauteur		cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0 cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour <b>DEEP 4"</b>		Largeur											
Hauteur		Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0 cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour <b>EXTRA DEEP 6"</b>		Largeur					
Hauteur		Pouces	16	17	18	19	20
		cm	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Standard	16"	40,6 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm	☐	☐	☐	☐	☐









**OU CHOIX D'UN DOSSIER ALUMINIUM FLAT TOP :**

Contour <b>ACTIVE 2,5"</b>		Largeur (compatible cale tronc)											
Compatible cales- tronc		pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hauteur		cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour <b>DEEP 4"</b>		Largeur											
Hauteur		pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐


Contour <b>EXTRA DEEP 6"</b>		Largeur					
Hauteur		Pouces	16	17	18	19	20
		cm	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Standard	16"	40,6 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm	☐	☐	☐	☐	☐

## ETAPE 2 : CHOIX DES FIXATIONS DE DOSSIER

<input type="checkbox"/> BR1114 - 4 Points	<input type="checkbox"/> BR1114T - 4 Points	<input type="checkbox"/> BR1103 - 2 Points	<input type="checkbox"/> BR1102 - Quick Release
(30° d'inclinaison) Hauteur dossier Standard (hauteur de la fixation 9cm) 598 grammes	(30° d'inclinaison) Hauteur dossier Tall ou Extra Tall : (hauteur de la fixation 14cm) 598 grammes	(20° d'inclinaison) (Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur) 570 grammes	Facilement démontables d'une seule main. Ajustables en angle, largeur et profondeur. Angle: 20° d'ajustement sans perte de profondeur d'assise 590 grammes
			
<input type="checkbox"/> BR1110 - Elite Width Adjustment	<input type="checkbox"/> Q - QBACK	<input type="checkbox"/> BR6006 - Kit pour transport	<input type="checkbox"/> BR6005 - Kit pour transport pour fixations Quick release
Montage fixe. Réglable en largeur 285 grammes	Dossier préparé pour être monté sur l'assise Quantum TB3	Kit pour transport en véhicule option obligatoire	Kit pour transport en véhicule option obligatoire
			

## CALE LOMBAIRES (inclus)

BR6000



## CHOIX DE LA TAILLE DES CALES TRONC FIXES COMPATIBLES DOSSIERS CONTOUR ACTIVE uniquement



Droite	Gauche
<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSTSM
<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSTMD
<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSLG	<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSLG
<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSTXLG	<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSTXLG



## OPTION : CALES TRONC ESCAMOTABLES COMPATIBLES DOSSIERS CONTOUR ACTIVE uniquement

En remplacement des fixes



Droite	Gauche
<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSWSM
<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSWMD
<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSWLG
<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSWXLG	<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSWXLG



### ETAPE 3 : CHOIX D'UN COUSSIN D'ASSISE



La gamme de coussins est équipée des housses brevetées Coolcore® Technology exclusives à Stealth. Le Coolcore® est un matériau extensible dans les quatre directions, fabriqué sans produits chimiques et qui offre des propriétés d'évacuation de l'humidité optimale. La chaleur se diffuse instantanément pour limiter le risque de macération. La mousse conserve son efficacité sur une plus grande plage d'utilisation. Le fonctionnement du maillage est étudié pour ne pas agir sur la densité des mousses ou du gel.

- Anti-Transpirant
- Limite la macération
- Evite le cisaillement
- Résultat journalier constant
- Optimisation de l'immersion



### COMPRENDRE LA REFERENCE D'UN COUSSIN STEALTH

- Sans supplément
- Supplément 100€
- Supplément 60€

Ex : ST-TC2SPP1618



ST -	MODELE COUSSIN	SERIE	LARGEUR	PROFONDEUR
STEALTH	TC2 : TruComfort SOL : Solution SPCF : Spectrum Foam SPCG : Spectrum Gel GL : Glacial ZEN : Zen PREMIERE : PREM ESSENCE : ESS	G : General use P : Positioning SP : Skin protection SPP : Skin protection & positioning	Largeur en pouce	Profondeur en pouce

TRU COMFORT 2 SPP  
TC2SPP

#### POINTS FORTS

- Confort
- Stabilité
- Contrôle postural

Epaisseur : 11,4 cm  
Poids du coussin : 1,81 kg  
Capacité de poids : 204 kg

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçu pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural. La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur.

Deux pochettes avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

		LARGEUR									
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	22	24	
cm		35,5	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,9	
PROFONDEUR	14	35,5	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	15	38,1	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	16	40,6	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	17	43,2	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	19	48,3	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	20	50,8	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	22	55,9	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	24	61	□	□	□	□	□	□	□	□	□



**SOLUTION SPP**  
SOLSPP

Epaisseur : 7,6 cm  
Poids du coussin : 2,45 kg  
Capacité de poids : 227 kg

**POINTS FORTS**

- Protection cutanée
- Insert gel bi-cellulaire
- Mobilité
- Confort

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil

		LARGEUR									
Pouces		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
cm		25,4	30,48	35,56	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	□	□							
	12	30,5	□	□	□						
	14	35,6	□	□	□	□					
	16	40,6			□	□	□	□	□	□	
	17	43,2				□	□		□		
	18	45,7				□	□	□	□	□	□
	19	48,3				□	□	□	□	□	
	20	50,8				□	□	□	□	□	□
	22	55,9						□		□	□



**SPECTRUM FOAM SPP**  
SPCFSP

Epaisseur : 7,6 cm  
Poids du coussin : 1,36 kg  
Capacité de poids : 272 kg

**POINTS FORTS**

- Protection cutanée
- Insert multi couche ischiatique
- Légèreté
- Profil anatomique léger (guidage et fonctionnalité)

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité. Le profil plat facilite les transferts autonomes, assure un guidage ainsi qu'un contrôle postural du bassin et des membres inférieurs. Un insert triple épaisseur en mousse viscosc de différentes densités est intégré dans la partie ischiatique pour protéger cette zone osseuse à risque. La couche supérieure est en Sunmate XXsoft (bleue) pour les tailles inférieures à 22" et en medium (verte) pour les tailles au-dessus de 22". Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

		LARGEUR										
Pouces		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Cm		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96	66,04	71,12	76,2	81,28
PROFONDEUR	15	38,1	□									
	16	40,6	□	□	□	□						
	17	43,2	□	□	□	□						
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	19	48,3	□	□	□	□	□	□	□			
	20	50,8	□	□	□	□	□	□	□			
	22	55,9			□		□	□	□	□	□	□
	24	61,0			□		□	□	□	□	□	□
	26	66,0							□			□
	28	71,1								□	□	□



**SPECTRUM GEL SPP**  
SPCGSPP

- Sans supplément
- Supplément 100€
- Supplément 60€

**POINTS FORTS**

- Protection cutanée
- Insert en gel double cellule
- Contrôle postural du bassin et des membres inférieurs

Epaisseur : 7,6 cm  
Poids du coussin : 1,60 kg  
Capacité de poids : 250 kg

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité. Le profil plat facilite les transferts autonomes, assure un guidage ainsi qu'un contrôle postural du bassin et des membres inférieurs. Un insert en gel double cellule est intégré dans la partie ischiatique pour protéger cette zone osseuse à risque. La couche supérieure est en Sunmate XXsoft (bleue) pour les tailles inférieures en largeur à 22" et en medium (vert) pour les tailles au-dessus de 22". Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

		LARGEUR								
		Pouces	14	16	17	18	19	20	22	24
		Cm	35,56	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
PROFONDEUR	15	38,1		□						
	16	40,6		□	□	□	□		□	□
	17	43,2		□	□	□	□			
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	□
	19	48,3		□	□	□	□	□	□	□
	20	50,8		□	□	□	□	□	□	□
	22	55,9				□	□	□	□	□
	24	61,0				□		□	□	□
26	66,0								□	



**ESSENCE SPP**  
ESSSPP

Epaisseur : 8,9 cm  
Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg  
Capacité de poids : 227 kg

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscosse. Une pochette avec fermeture éclair permet le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

		LARGEUR						
		Pouces	15	16	17	18	20	22
		Cm	38,1	40,64	43,18	45,72	50,8	55,88
PROFONDEUR	15	38,1	□					
	16	40,6	□	□	□	□	□	□
	17	43,18	□	□	□	□	□	□
	18	45,7	□	□	□	□	□	□
	20	50,8		□	□	□	□	□

**POINTS FORTS**

- Modularité
- Mobilité
- Stabilité



Biseau fessier :

- Epaisseur S (1.27 cm) POP1712340-SM
- Epaisseur M (3.8cm) POP1712340-MD
- Epaisseur L (5cm) POP1712340-LG



**GLACIAL SP**  
**GLSP**

- Sans supplément
- Supplément 100€
- Supplément 60€

**POINTS FORTS**  
 -Décharge sacrée  
 -Gel carrelé  
 -Léger profil

Epaisseur : 6,4 cm  
 Poids du coussin : 1,15 kg  
 Capacité de poids : 181 kg

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

		LARGEUR											
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		25,4	30,48	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	□	□	□								
	12	30,5	□	□	□								
	14	35,6	□	□	□								
	15	38,1				□							
	16	40,6			□	□	□		□		□		□
	17	43,2			□			□	□				
	18	45,7			□		□	□	□	□		□	□
	19	48,3						□		□		□	□
	20	50,8					□	□	□	□	□	□	□
	21	53,3									□		□
	22	55,9							□		□		□
	24	60,96										□	□



**POINTS FORTS**  
 -Léger  
 -Fonctionnel  
 -Décharge sacrée

**ZEN SP**  
**ZENSP**

Epaisseur : 7,6 cm  
 Poids du coussin : 1,60 kg  
 Capacité de poids : 204 kg

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité, la couche supérieure est en Sunmate XX soft. Le profil plat facilite les transferts autonomes. Une importante cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

		LARGEUR											
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		25,4	30,48	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	□	□	□								
	12	30,5	□	□	□								
	14	35,6	□	□	□								
	15	38,1				□							
	16	40,6			□	□	□		□			□	
	17	43,2			□			□	□				
	18	45,7					□	□	□	□	□		□
	19	48,3						□		□		□	□
	20	50,8					□	□	□	□	□	□	□
	21	53,3									□		□
	22	55,9							□		□		□
	23	58,4											□
24	61,0											□	



**PREMIERE P  
PREMP**

- Sans supplément
- Supplément 100€
- Supplément 60€

**POINTS FORTS**  
 -Stabilité et maintien  
 -Découpe sacrée  
 -Recharge trochantérienne (renfort)

Epaisseur : 8.9 cm  
 Poids du coussin : 1,60 kg  
 Capacité de poids : 250 kg

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité avec un insert de positionnement latéral intégré. Le profilage, la découpe sacrée et les recharges latérales de la base de ce coussin associé à la couche de Sunmate Xsoft supérieure lui procure les qualités de positionnement importante (stabilité, répartition des appuis). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps.

		LARGEUR		
Pouces		16	18	20
	Cm	40,64	45,72	50,8
16	40,6	☐	☐	☐
18	45,7	☐	☐	☐
20	50,8	☐	☐	☐



Visuel Plaque ABS anti effet hamac et plaque rigide plate ABS

RIGIDITY BASES



**ABS CONTOUR MOLD (ACM)**

Takes up "hammocking" in the sling to provide a stable flat surface for the cushion. Comes in 3 widths and it is rated for up to 350lbs (158.76kg) weight capacity.



**FLAT ABS**

Provides a stable flat surface for the cushion. The base final dimensions will match cushion dimensions. It is rated for up to 350lbs (158.76kg) weight capacity.

Housse incontinence Polyuréthane (se place sous la housse Coolcore)

D'autres solutions de personnalisation d'assise et demandes de fabrications spéciales sont possibles veuillez en faire la demande en annexe en bas du bon de commande



## OPTION : HARNAIS ET CEINTURES STEALTH POSITIONING



### Matériau Respirant

Fabriqué à partir d'un textile unique à fibres ouvertes, permettant à l'air de circuler, et, qui ne retient pas l'humidité. Il contribue à la réduction de l'accumulation de la chaleur pour plus de confort.



### Compensation

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité



### Boucles pivotantes

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.



### Textile Dynamique

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.



### Textile Structuré

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture




### Ajustement en longueur

Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

## HARNAIS CLASSIC

Tableau de correspondance (cm)


	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	9	7,5	5
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	18	18	11,5



Textile Dynamique		Textile Structuré	
<input type="checkbox"/> XS	IFPS1101	<input type="checkbox"/> XS	IFPS1201
<input type="checkbox"/> S	IFPS1102	<input type="checkbox"/> S	IFPS1202
<input type="checkbox"/> M	IFPS1103	<input type="checkbox"/> M	IFPS1203
<input type="checkbox"/> L	IFPS1104	<input type="checkbox"/> L	IFPS1204
<input type="checkbox"/> XL	IFPS1105	<input type="checkbox"/> XL	IFPS1205

## HARNAIS CLASSIC ZIPPER


Textile Dynamique		Textile Structuré	
<input type="checkbox"/> S	IFPS3102	<input type="checkbox"/> S	IFPS3202
<input type="checkbox"/> M	IFPS3103	<input type="checkbox"/> M	IFPS3203
<input type="checkbox"/> L	IFPS3104	<input type="checkbox"/> L	IFPS3204



## HARNAIS CONTOUR

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	2,5	9	3
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	3	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	4	18	11,5



Textile Dynamique		Textile Structuré	
<input type="checkbox"/> XS	IFPS2101	<input type="checkbox"/> XS	IFPS2201
<input type="checkbox"/> S	IFPS2102	<input type="checkbox"/> S	IFPS2202
<input type="checkbox"/> M	IFPS2103	<input type="checkbox"/> M	IFPS2203
<input type="checkbox"/> L	IFPS2104	<input type="checkbox"/> L	IFPS2204
<input type="checkbox"/> XL	IFPS2105	<input type="checkbox"/> XL	IFPS2205

## CEINTURE D'EPAULE Y STRAPS

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
S	48,3	20,3	5,08
M	55,9	22,9	6,35
L	63,5	27,9	6,35

Textile Dynamique		Textile Structuré	
<input type="checkbox"/> S	IFYS3102	<input type="checkbox"/> S	IFYS3202
<input type="checkbox"/> M	IFYS3103	<input type="checkbox"/> M	IFYS3203
<input type="checkbox"/> L	IFYS3104	<input type="checkbox"/> L	IFYS3204



## HARNAIS D'EPAULES BACKPACK

Textile structuré

Tableau de correspondance (cm)

	A	B
XS	3,49	19,05
S	8,08	24,13
M	5,72	29,21
L	6,35	34,29

<input type="checkbox"/> XS	IFBP4201
<input type="checkbox"/> S	IFBP4202
<input type="checkbox"/> M	IFBP4203
<input type="checkbox"/> L	IFBP4204




## HARNAIS D'ÉPAULES STYLE H

Textile structuré

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	6,99	22,23	4,45
S	8,29	31,12	5,08
M	9,53	34,93	6,35
L	10,80	41,28	6,99

<input type="checkbox"/> XS	IFHH5201
<input type="checkbox"/> S	IFHH5202
<input type="checkbox"/> M	IFHH5203
<input type="checkbox"/> L	IFHH5204




## CEINTURE THORACIQUE CHEST STRAPS

Textile dynamique

Tableau de correspondance (cm)


	A	B	C
XS	35,5	7,11	8,9
S	40,4	7,11	9,5
M	45,7	7,87	10,1
L	53,3	7,87	11,4
XL	58,4	8,26	12



<input type="checkbox"/> XS	IFCS4111
<input type="checkbox"/> S	IFCS4112
<input type="checkbox"/> M	IFCS4113
<input type="checkbox"/> L	IFCS4114
<input type="checkbox"/> XL	IFCS4115

## CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD DOUBLE BOUCLE DE SERRAGE

<input type="checkbox"/> XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5121
<input type="checkbox"/> S (C2.5cm et PAD S) PB	IFPB5122
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6223
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5223
<input type="checkbox"/> L (C3.8cm et PAD L) PB	IFPB5224
<input type="checkbox"/> L (C5cm et PAD L) PB	IFPB5324
<input type="checkbox"/> XL (C5cm et PAD XL) CL	IFPB6325
<input type="checkbox"/> XL (C5 cm et PAD XL) PB	IFPB5325



Correspondance taille des pads en cm

PAD taille en cm	A	B	C
XS	11	4.5	3
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7
XL	29	7	5.7

Taille ceinture : A 61cm / B 61cm / C soit 2.5cm 3.8cm 5cm  
Déverrouillage par bouton poussoir (PB)

### CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD SIMPLE BOUCLE DE SERRAGE


<input type="checkbox"/> XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5111
<input type="checkbox"/> S (C2.5cm Pad S) PB	IFPB5112
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5213
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6213



Taille ceinture : A 81cm/ B 68cm et C 2.5cm 3.8cm 5 cm déverrouillage par bouton poussoir Pb ou par clip latéral CL

### CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION

<input type="checkbox"/> XS	IFPB5141
<input type="checkbox"/> S	IFPB5242
<input type="checkbox"/> M	IFPB5243
<input type="checkbox"/> L	IFPB5244



Taille de la ceinture A 81cm/ B 68cm/ C 51cm/ D 2.5cm ou 3.8cm  
Uniquement déverrouillage avec bouton poussoir.

### CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION SANGLE SECONDAIRE AJUSTABLE

<input type="checkbox"/> XS	IFPB5145
<input type="checkbox"/> S	IFPB5146
<input type="checkbox"/> M	IFPB5147
<input type="checkbox"/> L	IFPB5148



ou contactez notre spécialiste produit.

### OPTION : FABRICATION SPECIALE

Fournir un descriptif détaillé de votre besoin ainsi que des croquis si nécessaire.  
Un devis vous sera transmis.

---



---



---



---



---