

Q4 TB FLEX AA2




Nom du distributeur :
Commercial agence + e-mail :
Référence de commande :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

Assise TbFlex | Dossier Pro Synergy | 2 batteries 62Ah | Chargeur 8Amp | 2 moteurs 350W/ 4 pôles | Electronique NE+ | Poids max utilisateur : 136kg | Vitesse jusqu'à 10 km/h | Proclive -5° possible sans lift | Garde-boue | Largeur hors tout : 61cm | Longueur hors tout : 90,2cm (hors RP) | Largeur d'assise : 15"-20" | Profondeur d'assise : 15"-20" | Hauteur sol/plaque d'assise, à partir de 42 cm (réglage en hauteur possible) | Poids du fauteuil : 136kg | Appui-tête Stealth TBFlex | Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45° | Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | Inclinaison électrique du dossier 85 à 135° | Coussin d'assise Sitrite |

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC €
<input checked="" type="checkbox"/> Q4 TB FLEX AA2 LPP 9178202 / 3938,01€	QUANTUM Q4	3732,71€	3938,01€ +7€ HT d'éco-participation
COLORIS CHASSIS			
<input type="checkbox"/> Bleu			-
<input type="checkbox"/> Blanc			-
<input type="checkbox"/> Rouge			-
MANIPULATEUR			
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	MEC1801698 + MEC154629 + ACC123526		-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche			-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne LPP 9384670 / 714,26€	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e)		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier LPP 9384551 / 35,71€	SOF		250€
ELECTRONIQUE			
<input checked="" type="checkbox"/> NE+	CTLDC1560 / CTLDC1561 avec kit route		-
<input type="checkbox"/> QLogic 3e (lite)	CTL1810671		550€
<input type="checkbox"/> QLogic 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		980€
ROUES			
<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507		-
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages 6"	WHLASMB7110039		-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588		200€
DOSSIER			
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro	-		-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686		100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857		150€
TAILLE D'ASSISE			
Largeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)			
Profondeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)			
Uniquement pour le dossier ajustable en largeur : préciser la largeur souhaitée (cm) :			
LIFT			
<input type="checkbox"/> Lift électrique (élevateur électrique d'assise)	MEC144332	QLogic obligatoire	1960€
COUSSIN D'ASSISE			
<input type="checkbox"/> Sitrite	-	La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 3 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné	-
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP Coolcore	TC2SPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)		290€
HAUTEUR D'ASSISE			
Assise sans lift : <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Inclinaison de -5° à 25°)			
Assise avec lift : <input type="checkbox"/> 45,7 cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm			

REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS	REFERENCE	PP TTC €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz Sélectionner taille des tubes et palettes ci-dessous	Nouveau Appui-mollets et fixations : MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés QLOGIC obligatoire Sélectionner taille des tubes et palettes ci-dessous	Nouveau Vérin, appui-mollets, fixations, sangle talonnière : MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1220€
SELECTION OBLIGATOIRE POUR LES RELEVÉS JAMBES SEPARÉS :		
Sélectionner la taille des tubes : <input type="checkbox"/> 23-39 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC190330 électrique <input type="checkbox"/> 33-53 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	Sélectionner la taille des palettes : <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm MEC2008387 <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm MEC2008389 <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm MEC8008388	
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	FRMASMB16230+ RIG150610	180€
RELEVÉ-JAMBES CENTRAUX		
<input type="checkbox"/> Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation	RIGASMB7120030 Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm RIG131138 avec lift	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)	AFP-TBFLEX16-18, Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm AFP-TB3LIFT avec lift	1950€
SELECTION OBLIGATOIRE POUR RELEVÉ JAMBES CENTRAUX :		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm		
Potences 10"-16" (réglage plaque d'assise 28 à 43cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		
Potences 13"-19" (réglage plaque d'assise 34 à 50cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		
EXTENSIONS ET CONNECTEUR DE PALETTES		
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517 Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	45€
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518 Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	45€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	45€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20€
Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	35€
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3		
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM		
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446 Montage côté opposé au manipulateur QLogic 3 obligatoire	1590€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL143988 QLogic 3 obligatoire	650€
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs	CTL144009	580€
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	580€
Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	QLogic 3 obligatoire	
<input type="checkbox"/> Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387 QLogic 3 obligatoire	480€
<input type="checkbox"/> Kit commande spéciale 1 interrupteur LPP 9384670 / 714,26€	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210 QLogic 3 obligatoire	715€
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.		
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/> Equipement route		490€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2 Non compatible accoudoirs relevables	120€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	95€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063 Non compatible ceinture à enrouleur	400€
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	240€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	IFRB5350 Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	180€
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007 Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables	240€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	SSLXM010001171 ; SSLXHD1000060 MEC154629 ; ACC123526	450€
Escamotage côté : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+, Q LOGIC	DWR1111H068	550€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070	234€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49€

CONTACTEURS	REFERENCE	PP TTC €
<input type="checkbox"/> Egg - Coloris : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99€
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	170€
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210	150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€
EMBOUS DE JOYSTICK		
<input type="checkbox"/> Champignon	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre	ACCASMB1857	50€
POSITIONNEMENT		
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450	280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250	280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150	280€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	540€

Notes et informations utiles :

- LPPR 9178202 : VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard
- Avec le lift, la bascule d'assise passe à 50°
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La QLogic3e (lite) ne permet pas l'utilisation de commandes alternatives
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic3e ou de la QLogic 3
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/> (Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>					
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>