

Q4 TB FLEX AA2 FULL POWER



Nom du distributeur :

Commercial agence + e-mail :

Référence de commande :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

Assise TbFlex | Dossier Pro Synergy | 2 batteries 62Ah | Chargeur 8Amp | 2 moteurs 350W/ 4 pôles | Electronique QLOGIC3e (lite) avec Bluetooth | Poids max utilisateur : 136kg | Vitesse jusqu'à 10 km/h | Garde-boue | Largeur hors tout : 61cm | Longueur hors tout : 90,2cm (hors RP) | Largeur d'assise : 15"-20" | Profondeur d'assise : 15"-20" | Hauteur sol/plaque d'assise, à partir de 42 cm (réglage en hauteur possible) | Appui-tête Stealth TBFlex | Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | Roues avant et arrière 6" bandages | Coussin d'assise Sitrite | Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45° | Inclinaison électrique du dossier 85 à 135° | Lift Electrique 30cm | Equipement route | Relève-jambes électrique central à compensation |

BASE	REFERENCE	CODE LPP	LPP	PP TTC €
<input checked="" type="checkbox"/> Q4 TB FLEX AA2 FULL POWER	QUANTUM Q4 FP	9178202	3938,01€	7876,00€
COLORIS CHASSIS				
<input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue				-
<input type="checkbox"/> Blanc - White satin				-
<input type="checkbox"/> Rouge - Red corvette				-
<input type="checkbox"/> Orange - Orange crush				450€
<input type="checkbox"/> Jaune - Yellow blaze				450€
MANIPULATEUR				
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	MEC1801698 + MEC154629 + ACC123526			-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche				-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL143981	9384670	714,26	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	35,71	250€
ELECTRONIQUE				
<input checked="" type="checkbox"/> QLogic 3 lite	CTL1810671			-
<input type="checkbox"/> QLogic 3	CTL143977 (éclairage)			480€
ROUES				
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507			-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588			200€
DOSSIER				
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro	-			-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686			100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857			150€
TAILLE D'ASSISE				
Largeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)				
Profondeur d'assise : <input type="checkbox"/> 15" (38cm) <input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm) <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)				
Uniquement pour le dossier ajustable en largeur : préciser la largeur souhaitée (cm) :				
HAUTEUR D'ASSISE				
Hauteur d'assise (réglable) <input type="checkbox"/> 45,7 cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm				
COUSSIN D'ASSISE				
<input type="checkbox"/> Sitrite	-			-
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP Coolcore	TC2SPPXXYY (XX largeur/YY profondeur)	La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 3 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné		290€
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)			290€
RELEVE-JAMBES DE SERIE				
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation	RIG131138			-
OPTION DE RELEVE-JAMBES				
<input type="checkbox"/> ASL - Réglage électrique en hauteur pour le relève-jambes électrique central à compensation de série	AFP-TB3LIFT avec lift Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			400€

SELECTION OBLIGATOIRE POUR LE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL :				
Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm				
Potences 10"-16" (réglage plaque d'assise 28 à 43cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212				
Potences 13"-19" (réglage plaque d'assise 34 à 50cm) Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508				
REPLACEMENT DU RELEVÉ-JAMBES ELECTRIQUE DE SERIE				
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes vérids à gaz	RIG1710345 (sélectionner ci-dessus, appui-mollets et potences)			-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Nouveau				-
<u>Sélectionner la taille des tubes :</u>		<u>Sélectionner la taille des palettes :</u>		
<input type="checkbox"/> 23-39 cm		<input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm MEC2008387		
Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC190330		<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm MEC2008389		
<input type="checkbox"/> 33-44 cm		<input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm MEC8008388		
Upper standard RIG2103323 + Lower long MEC1904114		Vérin, appui-mollets, fixations, sangle talonnière :		
<input type="checkbox"/> 23-39 cm		MOT1800941 + MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392		
Upper long RIG2103322 + Lower standard MEC1903300		+SCRHHC51322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878		
<input type="checkbox"/> 33-53 cm				
Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114				
EXTENSIONS ET CONNECTEUR DE PALETTES				
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise		45€
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise		45€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519			45€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023			20€
Rebords latéraux externes (la paire)				
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510			35€
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516			35€
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES QLOGIC 3 UNIQUEMENT				
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM				
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	Montage côté opposé au manipulateur		1590€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL143988			650€
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs	CTL144009			580€
<input type="checkbox"/> Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010			580€
Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				
<input type="checkbox"/> Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387			480€
<input type="checkbox"/> Kit commande spéciale 1 interrupteur	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	714,26	715€
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.				
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES				
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables		120€
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905			-
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768			95€
<input type="checkbox"/> Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767			95€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur		400€
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Disponibles uniquement avec les accoudoirs de série		240€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	SSLXM010001171 ; SSLXHD10000060			450€
Escamotage côté : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables		240€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	DWR1111H068			550€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070			234€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791			49€
CONTACTEURS				
<input type="checkbox"/> Egg - Coloris : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN			99€
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210			170€
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210			150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT			15€
EMBOUS DE JOYSTICK				
<input type="checkbox"/> Champignon	ACCASMB1860			50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton	ACCASMB1861			35€
<input type="checkbox"/> Poignée T	ACCASMB1858			70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique	ACCASMB1859			35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse	ACCASMB1856			50€
<input type="checkbox"/> Barre	ACCASMB1857			50€

POSITIONNEMENT

<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450				280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250				280€
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150				280€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q				540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q				540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090				540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090				540€

Notes et informations utiles :

- LPPR 9178202 : VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/> (Identifiant et mot de passe sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>					
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	17	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>