



# Q4 AA2 FULL POWER



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

- Assise TBFlex
- Dossier Pro Synergy
- Inclinaison électrique du dossier 85°-135°
- Inclinaison électrique de l'assise 0°-45°
- Relève-jambes séparés électrique
- Lift électrique
- Electronique QLOGIC3e
- Kit éclairage
- 2 moteurs 350w/4 pôles
- 2 batteries 62Ah
- Profondeur d'assise modulable : 38-50,8cm
- Largeur hors-tout : 61cm
- Garde boue
- Poids max utilisateur : 136kg
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Coussin d'assise Sitrite
- Largeur d'assise : 38-50,8cm
- Longueur h-t: 90,2cm (hors RP)

## BASE

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Q4 AA2 FULL POWER	QUANTUM Q4	9178202	7 876,00 €

## COLORIS CHASSIS

- Bleu -
- Blanc -
- Rouge -

## BOITIER DE COMMANDE

- |   |                                    |               |
|---|------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit    | MEC1801698   MEC154629   ACC123526 | -             |
| <input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche   | MEC1801698   MEC154629   ACC123526 | -             |
| <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne                 | CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e) | 9384670 715 € |
| <input type="checkbox"/> Déplacement boitier principal au dossier | SOF                                | 9384551 290 € |

## ELECTRONIQUE

- |   |                                      |       |
|---|--------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite | CTL1810671 (idem avec kit éclairage) | -     |
| <input type="checkbox"/> QLOGIC 3                 | CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)    | 430 € |

## ROUES

- |   |            |       |
|---|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14" | WHL1704507 | -     |
| <input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"     | WHL1703588 | 200 € |

## DOSSIER

- |  |                                   |       |
|--|-----------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro                    | -                                 | -     |
| <input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension + barre d'accessoires | MEC160684/MEC160685/MEC143975     | 190 € |
| <input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur                      | DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 | 220 € |

## TAILLE D'ASSISE







		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







## APPUI-TÊTE

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth TBFlex (barre d'accessoires fournie) | - |
|---|---|

## COUSSIN D'ASSISE

- |  |              |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sitrite    | -            |
| <input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP      | TC2SPP 390 € |
| <input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore | SOLSPP 390 € |
| <input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore  | ESSSPP 390 € |

<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP		390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP		390 €
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. <b>Attention</b> , vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné				
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>				
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm				
<b>RELEVES-JAMBES</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392		-
	<input checked="" type="radio"/> Tubes			
	<input type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique		
	<input checked="" type="radio"/> Palettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <b>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</b>	MEC2008389		
	<input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm <b>Conseillé pour assises largeurs 16" et &gt;</b>	MEC8008388		
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)		-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift		600 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm				
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift		1 000 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm				
	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm	
	<input checked="" type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212			
réglage plaque d'assise 28 à 43cm				
	<input checked="" type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508			
réglage plaque d'assise 34 à 50cm				
<b>EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES</b>				
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	<b>Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise</b>	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)			
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		40 €
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		40 €
<b>OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3</b>				
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM				
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible 	CTL143979 + DWR1010D446		1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur				
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	<b>QLogic 3 obligatoire</b>	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul 	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	<b>QLogic 3 obligatoire</b>	590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009		690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur <b>QLogic 3 obligatoire</b>	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.				
<b>AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>				
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	<b>Non compatible accoudoirs relevables</b>	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	<b>Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess</b>	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	<b>Non compatible ceinture à enrouleur</b> 	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	<b>Non compatible accoudoirs relevables et amovibles MEC1906767/8</b>	240 €

<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudoirs standards	180 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526		450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables 	240 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation NE+, QLOGIC	DWR1111H068		550 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<b>CONTACTEURS</b>				
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : .....	 110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €
<b>EMBOUS DE JOYSTICK</b>				
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008		50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006		70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007		35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004		50 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005		50 €
<b>AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098		380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250 + rail accessoires MEC125098		380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150 + rail accessoires MEC125098		380 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €

**Notes et informations utiles**

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un autre relève-jambes que celui précoché se fait en remplacement de celui offert en standard
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2		Largeur					
SPP		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>