

REACH

Nom du distributeur :

Commercial agence + e-mail :

Référence de commande :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

- 10°,20°,30° de bascule d'assise
- Dossier inclinable
- Roues de 12"
- Panier sous l'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Assise profilée RESPOND™
- Appui-tête 8"
- Blocage des roues au pied
- Capote pare-soleil
- Capacité de poids : jusqu'à 68kg
- Support lombaire
- Roulette anti-basculé
- Roues avant pivotantes
- Harnais en H
- Made in Texas
- Cale-cuisses



Photo non contractuelle

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> REACH	LEG-REACH	1129,60€	1191,73€
Code 9266478 VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, PRIDE MOBILITY 962,20€ Code 4357319 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, APPUI-TETE OU RALLONGE DOSSIER, 63,47€ Code 4328542 : VHP, POUSETTE, INFÉRIEUR A 16 ANS, HARNAIS, 96,22€ Code 4331024 : POUSETTE, < 16 ANS, SUPPORT OU CALE LATÉRALE DE CORPS, 34,92€x2		+7€ HT d'éco-participation	
COLORIS			
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Rose <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>			
CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE			
<input type="checkbox"/> 12" (30,48cm) / profondeur d'assise : 20-33cm - harnais en H taille S <input type="checkbox"/> 14" (35,56cm) / profondeur d'assise : 28-40cm - harnais en H taille M <input type="checkbox"/> 16" (40,64cm) / profondeur d'assise : 33-46cm - harnais en H taille L			
ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/> Tablette Code 4376386 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, TABLETTE DE TRAVAIL FACILEMENT DEMONTABLE, 76,82€			290€
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction (support et coussin) Taille du coussin : <input type="checkbox"/> 3"x5"x3" <input type="checkbox"/> 5"x5"x3" Code 4360215 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, CALE ANTI-ADDITION DES CUISSSES, 69,84€			190€
<input type="checkbox"/> Kit transit accroches-taxi (RESNA WC-19)* <input type="checkbox"/> Avec Harnais 5 points à la place du harnais 4 points (utilisateurs jusqu'à 23kg) <input type="checkbox"/> Avec Ceinture Sure-Lok (utilisateurs au-delà de 23kg)			-

*cette option ne peut pas être ajoutée après la commande

Dimensions (cm)	REACH 12	REACH 14	REACH 16
Poids max utilisateur	36kg	50kg	68kg
Largeur d'assise	20-30cm	25-35cm	30-40cm
Profondeur d'assise	20-33cm	28-40cm	33-46cm
Hauteur de dossier	28-46cm	33-53cm	40-61cm
Hauteur sol/siège	50cm	50cm	50cm
Angle d'assise au choix	10,20 ou 30°		
Angle de dossier (selon angle d'assise) :			
10° d'angle d'assise	85,90,95,100,105,110,115°		
20° d'angle d'assise	85,90,95,100,105°		
30° d'angle d'assise	85,90,95°		
Poids de la poussette	12kg	13kg	14kg
Largeur de la poussette	55cm	60cm	60cm
Dimensions poussette pliée	79x55x46 cm	79x60x46 cm	84x65x46 cm