

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*



R-TRAK FULL POWER



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Assise TBFlex | <input type="checkbox"/> Electronique QLOGIC3e | <input type="checkbox"/> Garde boue |
| <input type="checkbox"/> Dossier Pro Synergy | <input type="checkbox"/> Kit éclairage | <input type="checkbox"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="checkbox"/> 2 moteurs 4 pôles | <input type="checkbox"/> Vitesse jusqu'à 10km/h |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45° | <input type="checkbox"/> 2 batteries 75Ah | <input type="checkbox"/> Coussin d'assise Sitrite |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes séparés électrique | <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20" | <input type="checkbox"/> Largeur d'assise : 15"-20" |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique 30cm | <input type="checkbox"/> Largeur hors-tout : 62cm | <input type="checkbox"/> Longueur h-t : 88cm (hors RP) |

BASE

RTRAK FULL POWER AA2

REFERENCE

RTRAK

CODE LPP

9178202

PP TTC

7 876,00 €

COLORIS CHASSIS

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) | - |
| <input type="checkbox"/> Rouge Red corvette | - |
| <input type="checkbox"/> Vert Green Machine | - |
| <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue | - |
| <input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Gris Grey Street | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Vert Military Green | 450 € |

BOITIER DE COMMANDE

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne Montage <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche MEC2101689 | - |
| <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne | CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e) 9384670 715 € |
| <input type="checkbox"/> Déplacement boitier principal au dossier | SOF 9384551 290 € |

ELECTRONIQUE

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite | CTL1810671 (idem avec kit éclairage) | - |
| <input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite | ELE2103635 | 98 € |
| <input type="checkbox"/> QLOGIC 3 | CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) | 430 € |

ROUES

- | | | |
|--|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Roues motrices pneumatiques 14" | WHLASMB1824 | - |
| <input type="checkbox"/> Roues motrices bandages 14" | WHLASMB1823 | 200 € |

DOSSIER

- | | | |
|--|-----------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro | - | - |
| <input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension + barre d'accessoires | MEC160684/MEC160685/MEC143975 | 190 € |
| <input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur | DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 | 220 € |










TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPUI-TÊTE

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth TBFlex | - |
|---|---|

COUSSIN D'ASSISE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitrite ou Simplicity selon stock		-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. <u>Attention</u> , vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné			
HAUTEUR D'ASSISE			
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm			
RELEVES-JAMBES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392	-
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille du relève-jambes séparé (manuel ou électrique)			
OTubes			
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper Iona RIG2103322 +Lower Iona MEC1904114 électrique	OBLIGATOIRE
OPalettes			
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 14"-16"	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm Conseillé pour assises largeurs 16" et >	MEC8008388	
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz **	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	600 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	1 000 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du relève-jambes central (manuel ou électrique)			
OAppui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm			
OPotences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212			
réglage plaque d'assise 28 à 43cm OBLIGATOIRE			
OPotences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508			
réglage plaque d'assise 34 à 50cm			
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	60 €
			Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	60 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	60 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	40 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	40 €
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur			QLogic 3 obligatoire
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
			QLogic 3 obligatoire
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, MI 210	9384670 715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.			
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	120 €
Non compatible accoudoirs relevables			

<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767			95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur		500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables et amovibles MEC1906767/8		240 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudoirs standards		180 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526			450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables		240 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation NE+, QLOGIC	DWR1111H068			550 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070			234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791			49 €
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905			-
CONTACTEURS					
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité :		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210			190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210			190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €
EMBOUS DE JOYSTICK					
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008			50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009			35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006			70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007			35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004			50 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005			50 €
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES					
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098			380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M	HMO400 + CP250 + rail accessoires MEC125098			380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L	HMO400 + CP150 + rail accessoires MEC125098			380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M			530 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q			540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q			540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090			540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090			540 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un autre relève-jambes que celui précoché se fait en remplacement de celui offert en standard
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>