

SPARKY AA1

SPARKY







Nom du distributeur :
Commercial agence + e-mail :
Référence de commande :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

2 batteries 40Ah | 2 moteurs 350W/ 4 pôles | Electronique QLOGIC 2 | Poids max utilisateur : 56,7kg | Vitesse jusqu'à 10 km/h | Largeur hors tout : 61cm | Longueur hors tout : 95,9cm (avec RP) | Largeur d'assise : 10"-14" | Profondeur d'assise modulable de 10"-14" | Bluetooth | Hauteur sol/plaque : 43,2cm à 47,6cm | Inclinaison manuelle de l'assise | Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | Inclinaison de dossier par vérin à gaz de 85 à 135° | Coussin d'assise | Dossier tension réglable revêtement nid d'abeille | Repose-pieds escamotables | Roues pneumatiques 8" à l'avant et pneumatiques 12" à l'arrière | Poids total du fauteuil sans batteries : 59,2kg

BASE	REFERENCE	PP HT €	PP TTC €
<input checked="" type="checkbox"/> SPARKY AA1 LPP 9178219 / 3487,95€	QR40PED	3306,11€	3487,95€ +7€ HT d'éco-participation
COLORIS CHASSIS			
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc	-		-
MANIPULATEUR			
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	FRMASMB16152		-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche	FRMASMB16151		-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822	LPP 9384670 / 714,26€	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	LPP 9384551 / 35,71€	250€
ELECTRONIQUE			
<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 2	CTL123217 ou CTL124653 avec kit éclairage		-
ROUES			
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 8" noires	TIRPNEU1090		-
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 12" noires	TIRPNEU1091		-
DOSSIER			
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier réglable en tension avec revêtement nid d'abeille			
TAILLE D'ASSISE			
Largeur d'assise : <input type="checkbox"/> 10" (25,4cm) <input type="checkbox"/> 12" (30,5cm) <input type="checkbox"/> 14" (35,6cm)			
Profondeur d'assise : <input type="checkbox"/> 10" (25,4cm) <input type="checkbox"/> 12" (30,5cm) <input type="checkbox"/> 14" (35,6cm)			
COUSSIN D'ASSISE		REFERENCE	PP TTC €
<input type="checkbox"/> Sitrite		-	-
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore		SOLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)	290€
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore		GLSPXXYY (XX largeur/YY profondeur)	290€
<input type="checkbox"/> Zen SP Coolcore		ZENSPXXYY XX largeur/YY profondeur)	290€
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 2 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné			
HAUTEUR D'ASSISE			
Hauteur d'assise <input type="checkbox"/> 43,2cm <input type="checkbox"/> 47,6cm			
APPUI-TÊTE		REFERENCE	PP TTC €
<input type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Pédiatrique			200€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES MANUELS			
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm		FRMASMB16230+ RIG150610	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz			280€
OPTIONS ET ACCESSOIRES			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible Montage côté opposé au manipulateur		CTL134180 + DWR1010D446	1590€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM		CTL137626	650€
<input type="checkbox"/> Equipement route			490€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur		IFRB5350	180€

OPTIONS ET ACCESSOIRES			PP TTC
<input type="checkbox"/> Protège-vêtements			240€
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input type="checkbox"/> Câble de programmation QLOGIC	DWR1111H068		550€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB QLOGIC 2	ELE124122		234€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49€
CONTACTEURS			
<input type="checkbox"/> Egg - Coloris : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		99€
Quantité :			
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210		170€
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210		150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT		15€
EMBOUS DE JOYSTICK			
<input type="checkbox"/> Champignon	ACCASMB1860		50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton	ACCASMB1861		35€
<input type="checkbox"/> Poignée T	ACCASMB1858		70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique	ACCASMB1859		35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse	ACCASMB1856		50€
<input type="checkbox"/> Barre	ACCASMB1857		50€
POSITIONNEMENT			
<input type="checkbox"/> Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450		280€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540€
<input type="checkbox"/> Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540€

Notes et informations utiles :

- LPPR 9178202 : VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/> (Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Solution SPP		Largeur (pouces)		
		10	12	14
Profondeur (pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur (pouces)		
		10	12	14
Profondeur (pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zen SP		Largeur (pouces)		
		10	12	14
Profondeur (pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

