



SPARKY AA2



SPARKY

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Electronique QLogic 3
- Bluetooth
- Inclinaison du dossier par vérin à gaz
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Inclinaison manuelle de l'assise
- Dossier tension réglable, revêtement nid d'abeille
- 2 batteries 40Ah
- Largeur d'assise : 25,4 - 35,6cm
- Poids max utilisateur : 56,7kg
- Profondeur d'assise modulable : 25,4 - 35,6cm

BASE

	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> SPARKY AA2	QR40PED	9178202	3 938,01 €

COLORIS CHASSIS

<input checked="" type="checkbox"/> Blanc (et un kit stickers)	-
--	---

BOITIER DE COMMANDE

<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit	FRMASMB16152	-
<input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche	FRMASMB16151	-
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL143981	9384670 715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551 250 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	-
--	-----------------------------------	---

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 8" noires	TIRPNEU1090	-
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 12" noires	TIRPNEU1091	-

DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier réglable en tension avec revêtement nid d'abeille	-
---	---

TAILLE D'ASSISE

		Largeur		
		10" (25,4cm)	12" (30,5cm)	14" (35,6cm)
Profondeur	10" (25,4cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12" (30,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14" (35,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPUI-TÊTE

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Pédiatrique	-
--	---

COUSSIN D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Sitrite	-
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore (indispo : 10"x14")	SOLSPP 390 €
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSP 390 €
<input type="checkbox"/> Zen SP Coolcore	ZENSP 390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

REPOSE-PIEDS ET RELEVÉS-JAMBES

<input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambes séparés	FRMASMB17564/67/68/69/70	-
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés	FRMASMB16230+ RIG150610 livré non monté	210 €

HAUTEUR D'ASSISE

43,2cm 47,6cm

OPTIONS ET COMMANDES ALTERNATIVES

Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM

<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement + flexible	CTL134180+ DWR1010D446	1 590 €
--	------------------------	---------

Montage côté opposé au manipulateur




OPTIONS ET COMMANDES ALTERNATIVES			
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route		590 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	180 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49 €
<input type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-
CONTACTEURS			
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : 110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210	190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210	190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20 €
EMBOUS DE JOYSTICK			
<input type="checkbox"/>	Champignon	PLSKNCP1008	50 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton	PLSKNCP1009	35 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T	PLSKNCP1006	70 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique	PLSKNCP1007	35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse	PLSKNCP1004	50 €
<input type="checkbox"/>	Barre	PLSKNCP1005	50 €
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S	HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098	380 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4"	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8"	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5"	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6"	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	540 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)



Coussin Solution SPP



Coussin Glacial SP



Coussin Zen SP