

# TRAK

Nom du distributeur : .....  
Commercial agence + e-mail : .....  
Référence de commande : .....  
Date de commande : .....

## CARACTERISTIQUES STANDARD

- Largeur 12" ou 14"
- Poids de la poussette : 13kg
- Bascule 45°
- Inclinaison de dossier 30°
- Harnais en H
- Assise configurable
- Pliage compact
- Suspension arrière
- Roulette anti-bascule
- Made in Texas
- Capote pare-soleil Deluxe
- Appui-tête RESPOND™
- Panier sous assise
- Cales-tronc fixes
- Cales-cuisses



Photo non contractuelle

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TRAK</b>	LEG-TRAK	3317,53€	<b>3500€</b>	
Code 9266478 VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, PRIDE MOBILITY 962,20€ Code 4357319 : VHP, POUSSETTE, < 16 ANS, APPUI-TETE OU RALLONGE DOSSIER, 63,47€ Code 4328542 : VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, HARNAIS, 96,22€ Code 4331024 : POUSSETTE, < 16 ANS, SUPPORT OU CALE LATERALE DE CORPS, 34,92€x2		+7€ HT d'éco-participation		
COLORIS			PP TTC	
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Rose				-
CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE			PP TTC	
<input type="checkbox"/> 12" (30cm) Largeur d'assise de 6-12" (15-30cm) <input type="checkbox"/> 14" (36cm) Largeur d'assise de 8-14" (20-36cm)			-	
TAILLE DU HARNAIS EN H			PP TTC	
Harnais en H <input type="checkbox"/> taille S <input type="checkbox"/> taille M <input type="checkbox"/> taille L			-	
ACCESSOIRES			PP TTC	
<input type="checkbox"/> Tablette Code 4376386 : VHP, POUSSETTE, < 16 ANS, TABLETTE DE TRAVAIL FACILEMENT DEMONTABLE, 76,82€			290€	
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction (support et coussin) Taille du coussin : <input type="checkbox"/> 3"x5"x3" <input type="checkbox"/> 5"x5"x3" Code 4360215 : VHP, POUSSETTE, < 16 ANS, CALE ANTI-ADDUCTION DES CUISSSES, 69,84€			190€	
<input type="checkbox"/> Kit transit accroches-taxi (RESNA WC-19)* <input type="checkbox"/> Avec Harnais 5 points à la place du harnais en H (utilisateurs jusqu'à 23kg) <input type="checkbox"/> Avec Ceinture Sure-Lok (utilisateurs au-delà de 23kg)			-	

\*cette option ne peut pas être ajoutée après la commande

Dimensions (cm)	Trak 12"	Trak 14"	Spécifications	
Profondeur d'assise	17 - 38 cm	17 - 38 cm	Poids	13kg
Largeur d'assise	15 - 30 cm	20 - 36 cm	Roues arrière	16"
Hauteur de dossier	30 - 48 cm	33 - 48 cm	Roues avant	7"
Angle de dossier	90°,105°,120°	90°,105°,120°	Hauteur des poignées de poussée	101 - 127 cm
Largeur hors-tout	57 cm	62 cm	Capacité de poids	36kg
Dimensions poussette pliée avec roues	92x51x57cm	92x51x62cm	Pente maximale de sécurité	5°

