

BOOK DU TECHNICIEN

Fauteuils Releveurs




TABLE DES MATIERES

Télécommandes	3
Chape Plastique Vérin Releveur	4
LC101	5
LC107	5
STE13	5
STL187	5
STL263	5
STE225-HL / STE124-HL / Minotaure 4	6
STE292-HL	6
NM3450	6
STL292	7
STE228	7
STE356	7
STE420-HL / DORCHESTER	7
STE191-HL	8
STE276-HL	8
STE263-HL	8
VIVA 2 / 263-4-4TL	8
VIVA 2 / 420-4-4TL	8
ULTRA / PLR4955S-F385	8
Plateforme DOCUMOTO - Eclatés Techniques	9

1 Moteur :

Télécommande 1 moteur avec led :

ELEASMB6934




Télécommande 1 moteur avec bouton lumineux

HHC-HSW103MA



Télécommande 1 moteur avec port USB


ELEASMB7120017



2 Moteurs :

Télécommande 2 moteurs avec led

ELEASMB4079




Télécommande 2 moteurs NM3450 :

CTL1709263



Télécommande 2 moteurs Viva Lift

HHC-HSW306C-KBA



4 Moteurs :

Télécommande 4 moteurs Viva Lift sans logo
Télécommande 4 moteurs Viva Lift avec logo

HHC-HSW310-KBA
HHC-HSW310-VA



5 Moteurs :

Télécommande 5 moteurs Viva Lift avec logo


HHC-HW110L-0-024-1



Chape Plastique Vérin Releveur

Chape Plastique Vérin Releveur

TECSERV1045



LC101

Télécommande 1 moteur avec led :	ELEASMB6934
Transformateur CUBE :	CTLDC1549
Câble d'alimentation Y ancienne génération LC101 :	HARUSHD2436
Transformateur Rectangulaire :	CTLDC1582
Cordon alimentation transfo rectangulaire :	HARUSHD2541
Câble extension télécommande :	HHC-XS013A
Câble de liaison transformateur / moteur :	HARUSHD2534
Moteur LC101 1 câble (pour transfo CUBE):	DRVMOTR1379
Moteur LC101 2 câbles (pour transfo rectangulaire):	DRVMOTR1427

LC107

Télécommande 2 moteurs avec led :	ELEASMB4079
Transformateur Rectangulaire :	CTLDC1582
Cordon alimentation transfo rectangulaire :	HARUSHD2541
Câble extension télécommande :	HHC-XS001B
Câble de liaison transformateur / boîtier de contrôle moteurs :	HARUSHD2539
Paire de ciseaux :	FRMASMB7388
Moteur assise :	DRVMOTR1477
Moteur dossier :	DRVMOTR1478
Boîtier de contrôle moteurs :	ELEASMB6237

STE13

Télécommande 2 moteurs	HHC-HSW306C-KBA
Transformateur	HHC-ZB-H290020-B
Châssis	HHC-YHT716V-21C-RX01
Moteur Dossier	HHC-LMD80219B-1
Moteur Assise	HHC-LMD6028C-U-00000
Câble extension télécommande	HHC-XS001D
Câble de liaison transformateur / moteur	HHC-XS007C
Câble alimentation transformateur	HHC-AC004

STL187

Télécommande 1 moteur avec bouton lumineux	HHC-HSW103MA
Transformateur	HHC-ZB-H290020-B
Châssis	HHC-SY014-RX01
Moteur	HHC-LMD6205E-U-0000
Câble extension télécommande	HHC-XS013A
Câble de liaison transformateur / moteur	HHC-XS007C
Câble alimentation transformateur	HHC-AC004

STL263


Télécommande 1 moteur avec bouton lumineux	HHC-HSW103MA
Transformateur	HHC-ZB-A290018-B
Châssis	HHC-SY014-RX01
Ciseau Gauche	HHC-SJ001-1000
Ciseau Droit	HHC-SJ001-2000
Moteur Assise	HHC-LMD6205E-U-0000
Câble extension télécommande	HHC-XS013A
Câble de liaison transformateur / moteur	HHC-XS007C
Câble alimentation transformateur	HHC-AC004
Patte de dossier	HHC-S107-A-1200



STE225 HL / STE124 HL / Minotaure 4

Télécommande 4 moteurs
Transformateur + batterie secours
Boîtier de contrôle des vérins
Châssis STE225-HL
Châssis STE124-HL - Minotaure 4
Mécanisme Dossier / Lombaire
Moteur Dossier
Moteur Assise
Moteur Appui Tête
Moteur Lombaire
Câble de liaison transformateur / moteur
Câble alimentation transformateur
Patte de dossier


HHC-HSW310-VA
HHC-ZB-B1500-3S + HHC-ZB-A290020-U
HHC-CM310
HHC-YHT716V-22C-RX01
HHC-YHT716V-23C-RX01
HHC-TZS007B-425-0000
HHC-LMD6208B-S-U-3
HHC-LMD6208C-U-3
HHC-LMD40420-5
HHC-LMD40420-5A
HHC-XS007B
HHC-AC004
HHC-LC110-M-3100



STE292 HL

Télécommande 4 moteurs
Transformateur
Boîtier de contrôle des vérins
Châssis STE292-HL
Mécanisme Dossier / Lombaire
Moteur Dossier
Moteur Assise
Moteur Appui Tête
Moteur Lombaire
Câble de liaison transformateur / moteur
Câble alimentation transformateur
Patte de dossier

HHC-HSW310-B-VA-1
HHC-ZB-H290020-B
HHC-CM310-2
HHC-YHT716V-21C-RX01
HHC-TZ012U-450-0000S
HHC-LMD80219B-3-00000
HHC-LMD6208C1-3-00000
HHC-LMD40420-5-00000RS
HHC-LMD40420-5A-00000RS
HHC-XS007B
HHC-AC004
HHC-362-5-1000A



NM3450

Télécommande NM 3450
Transformateur NM3450
Moteur Appui Tête
Moteur Assise

CTL1709263
CTL1709264
MOT1709262
MOT1709265

STL292

Télécommande 1 moteur avec bouton lumineux
 Transformateur
 Châssis
 Ciseau gauche
 Ciseau droit
 Moteur
 Câble extension télécommande
 Câble de liaison transformateur / moteur
 Câble alimentation transformateur
 Patte de dossier

HHC-HSW103MA
 HHC-ZB-A290018-B
 HHC-SY014-0000
 HHC-SJ001-1000
 HHC-SJ001-2000
 HHC-LMD6205E-U-0000
 HHC-XS013A
 HHC-XS007C
 HHC-AC004
 HHC-S107-A-1200

**STE228**

Télécommande 2 moteurs
 Transformateur
 Châssis
 Moteur Dossier
 Moteur Assise
 Câble extension télécommande
 Câble de liaison transformateur / moteur
 Câble alimentation transformateur
 Patte de dossier

HHC-HSW306C-KBA
 HHC-ZB-A290018-B
 HHC-YHT716V-22C-RX
 HHC-LMD6208B1-00000R
 HHC-LMD6208C1-00000R
 HHC-XS001D
 HHC-XS007C
 HHC-AC004
 HHC-LC110-M-3100

**STE356**

Télécommande 2 moteurs
 Transformateur
 Châssis
 Moteur Dossier
 Moteur Assise
 Câble extension télécommande
 Câble de liaison transformateur / moteur
 Câble alimentation transformateur
 Patte de dossier

HHC-HSW306C-B-KBA
 HHC-ZB-H290020-B
 HHC-YHT716V-22C-RX
 HHC-LMD6208B1-00000R
 HHC-LMD6208C1-00000R
 HHC-XS001D
 HHC-XS007C
 HHC-AC004
 HHC-362-5-1000A

STE420-HL / DORCHESTER

Télécommande 4 moteurs
Transformateur
Boîtier de contrôle des vérins
Châssis
Mécanisme Dossier / Lombaie
Moteur Dossier
Moteur Assise
Moteur Appui Tête
Moteur Lombaie
Câble de liaison transformateur / moteur
Câble alimentation transformateur
Patte de dossier

HHC-HSW310-VA
HHC-ZB-H290020-B
HHC-CM310
HHC-YHT716V-22C-RX01
HHC-TZS007B-425-0000
HHC-LMD6208B-S-U-3
HHC-LMD6208C-U-3
HHC-LMD40420-5
HHC-LMD40420-5A
HHC-XS007B
HHC-AC004
HHC-LC110-M-3100



STE191-HL

Télécommande 4 moteurs
Transformateur
Boîtier de contrôle des vérins
Châssis
Mécanisme Dossier / Lombaie
Moteur Dossier
Moteur Assise
Moteur Appui Tête
Moteur Lombaie
Câble de liaison transformateur / moteur
Câble alimentation transformateur
Câble extension télécommande


HHC-HSW310-VA
HHC-ZB-H290020-B
HHC-CM310
HHC-YHT716V-21C-RX01
HHC-TZ012B-450-0000
HHC-LMD80219B-3-00000
HHC-LMD6208C-U-3
HHC-LMD40420-5
HHC-LMD40420-5A
HHC-XS007B
HHC-AC004
HHC-XS001D



STE276-HL

Télécommande 4 moteurs
 Transformateur + batterie secours
 Boîtier de contrôle des vérins
 Châssis
 Mécanisme Dossier / Lombaie
 Moteur Dossier
 Moteur Assise
 Moteur Appui Tête
 Moteur Lombaie
 Câble de liaison transformateur / moteur
 Câble alimentation transformateur

HHC-HSW310-VA
 HHC-ZB-B1500-3S + HHC-ZB-A290020-U
 HHC-CM310
 HHC-YHT716V-22C-RX01
 HHC-TZ012B-425-00000
 HHC-LMD80219B-3-00000
 HHC-LMD6208C-U-3
 HHC-LMD40420-5
 HHC-LMD40420-5A
 HHC-XS007B
 HHC-AC004

**STE263-HL**

Télécommande 4 moteurs
 Transformateur
 Batterie de secours
 Boîtier de contrôle des vérins
 Châssis
 Mécanisme Dossier / Lombaie
 Moteur Dossier
 Moteur Assise
 Moteur Appui Tête
 Moteur Lombaie
 Câble de liaison transformateur / moteur
 Câble alimentation transformateur
 Câble extension télécommande
 Patte e dossier

HHC-HSW310-B-VA-1
 HHC-ZB-A290020-U
 HHC-ZB-B1500-3S
 HHC-CM310-2
 HHC-YHT716V-21C-RX01
 HHC-TZ012U-450-0000S
 HHC-LMD80219B-3-00000
 HHC-LMD6208C1-3-00000
 HHC-LMD40420-5-00000RS
 HHC-LMD40420-5A-00000RS
 HHC-XS007B
 HHC-AC004
 HHC-XS001D
 HHC-362-5-1000A

VIVA 2 / 263-4-TL

Télécommande 4 moteurs + mémoire de position
 Transformateur
 Batterie de secours
 Boîtier de contrôle des vérins
 Châssis
 Mécanisme Dossier / Lombaie
 Moteur Dossier
 Moteur Assise
 Moteur Appui Tête
 Moteur Lombaie
 Câble de liaison transformateur / moteur
 Câble alimentation transformateur
 Patte de dossier

HHC-HW110L-0-024-1
 HHC-ZB-A290020-U
 HHC-ZB-B1500-3S
 HHC-CM310M-D2-1
 HHC-XS718V-21C-RX01
 HHC-TZT012UK-450-0000S
 HHC-LMD6208N1-H2-00000A
 HHC-LMD6208M1-H2-00000A
 HHC-LMD40420-3-H-00000RS
 HHC-LMD40420-3A-H-00000RS
 HHC-XS007B
 HHC-AC004
 HHC-362-6-1000A

VIVA 2 / 420-4-TL

Télécommande 4 moteurs + mémoire de position	HHC-HW110L-0-024-1
Transformateur	HHC-ZB-A290020-U
Batterie de secours	HHC-ZB-B1500-3S
Boîtier de contrôle des vérins	HHC-CM310M-D2-1
Châssis	HHC-XS718V-22C-RX02
Mécanisme Dossier / Lombaie	HHC-TZT112K-425-0000S
Moteur Dossier	HHC-LMD6208N1-H2-00000A
Moteur Assise	HHC-LMD6208M1-H2-00000A
Moteur Appui Tête	HHC-LMD40420-3-H-00000RS
Moteur Lombaie	HHC-LMD40420-3A-H-00000RS
Câble de liaison transformateur / moteur	HHC-XS007B
Câble alimentation transformateur	HHC-AC004
Patte de dossier	HHC-362-6-1000A

ULTRA / PLR4955S-F385


Télécommande 4 moteurs + mémoire de position	HHC-HW110K-0-024-1
Transformateur	HHC-ZB-A290030-12
Batterie de secours	HHC-ZB-B2200BA-6S
Boîtier de contrôle des vérins	HHC-CM210F-001
Châssis	HHC-XS718QVA-21C-0000
Mécanisme Dossier / Lombaie	HHC-TZ012M-450-0000S
Moteur Dossier	HHC-LMD6208N1-H2-00000A
Moteur Assise	HHC-LMD6208M1-H2-00000A
Moteur Appui Tête	HHC-LMD40420-3-H-00000RS
Moteur Lombaie	HHC-LMD40420-3A-H-00000RS
Câble de liaison transformateur / moteur	HHC-XS007YF-2
Câble alimentation transformateur	HHC-AC004
Patte de dossier	HHC-362-6-1000A
Patch chauffant lombaires	HHC-WGHS01-RD-B(24V)
AirBag (rouge)	HHC-AB002-01
AirBag (vert)	HHC-AB002-02
AirBag (jaune)	HHC-AB002-03

Plateforme DOCUMOTO - Eclatés Techniques

Lien accès plateforme : <https://documoto.digabit.com/ui/>

Identifiant : europe@pridemobility.com

Mot de passe : Europe1!



This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. For more information, see our Privacy Policy and our GDPR FAQs.