



EDGE 3 STRETTO
avec lift iLevel 305 mm

EDGE 3 *Stretto*

LA BASE MOTRICE 6 ROUES HAUT DE GAMME LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ

Le EDGE 3 STRETTO est conçu pour permettre à son utilisateur d'évoluer dans un environnement urbain inadapté. Avec moins de 530 mm de large, il passe aussi bien dans un passage de porte hors norme que sur un trottoir très étroit.

Ses suspensions SRS lui permettent de circuler confortablement en extérieur. Il dispose d'une excellente capacité de franchissement et d'une très grande stabilité dans les dévers. Le lift i-Level combiné aux autres atouts du EDGE 3 STRETTO permettra aux utilisateurs actifs, contraints d'évoluer dans un intérieur étriqué ou dans un lieu public extrêmement fréquenté, d'avoir un véritable confort de conduite. Comme son grand frère le Q6 EDGE 3, le EDGE 3 STRETTO est ultra configurable afin d'offrir à chacun le meilleur de ses capacités.

Spécifications

ROUES MOTRICES	14" ou 12,5" pneumatiques ou bandages
ROUES DIRECTRICES	Avant: 5" bandages Arrière: 6" bandages
VITESSE MAXIMUM ¹	Jusqu'à 10 km/h Jusqu'à 5,6 km/h avec iLevel activé
GARDE AU SOL	74 mm
RAYON DE GIRATION ²	533 mm
LONGUEUR HORS-TOUT ²	826 mm
LARGEUR DE LA BASE ROULANTE	519 mm avec roues motrices 12,5" 545 mm avec roues motrices 14"
TAILLES D'ASSISES	
TRU-Balance 3 Bascule d'assise électrique	Largeur: 305 à 559 mm Profondeur: 305 à 559 mm
TRU-Balance 3 Bascule d'assise et iLevel	Largeur: 305 à 559 mm Profondeur: 305 à 559 mm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE	
TRU-Balance 3 Bascule d'assise électrique	420 à 495 mm
TRU-Balance 3 Bascule d'assise et iLevel	445 à 495 mm
BATTERIES ³	
BATTERIES ³	2x 62 Ah
POIDS DES BATTERIES ⁵	
POIDS DES BATTERIES ⁵	18 kg chacune
ELECTRONIQUE ⁶	
ELECTRONIQUE ⁶	Q-Logic 3
CHARGEUR	
CHARGEUR	8A externe
MOTEURS	
MOTEURS	2 pôles, 1200/200w
POIDS MAX UTILISATEUR ⁴	
POIDS MAX UTILISATEUR ⁴	136 kg
POIDS DE LA BASE	
POIDS DE LA BASE	57,2 kg (sans batteries)

- La vitesse peut varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge, l'état des batteries et la pression des pneus.
- Sans palettes
- La capacité des batteries peut varier selon l'utilisation et/ou l'ajout de fonctions électriques.
- La capacité maximum du poids de l'utilisateur est définie en fonction de l'assise choisie.
- Le poids des batteries peut varier de +/- 1.4 kg d'après les données fournisseur.
- Tous les fauteuils Quantum Rehab peuvent être commandés avec des commandes spéciales.

Caractéristiques

- Suspensions SRS indépendantes
- Lift iLevel 305 mm
- Dossier biomécanique 175°
- Bascule d'assise électrique 50°
- Inserts de roues motrices de coloris identique au châssis (uniquement pour les roues 14")
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Nombreux coloris disponibles

Options disponibles

liste non exhaustive

- Kit éclairage
- Tierce-personne
- Ceinture à enrouleur
- Relève-jambes électriques
- Coussins d'assises Stealth
- Dossiers ADI
- Accessoires de positionnement
- Commandes spéciales



Coloris



Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
quantumrehab.fr • info@pridemobility.fr



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

V020620