

BOOK DU TECHNICIEN

(Prix Public HT unitaires 2021)
(TVA 5,5% sur les pièces, 20% sur batteries)



TABLE DES MATIERES

Repose pieds / Repose jambes	3
Accoudoirs	5
Accessoires d'assises	6
Appui-têtes standards	6
Roues et Pneus fauteuils roulants électriques	7
Roues et Pneus Scooters	8
Moteurs fauteuils roulants électriques QUANTUM	9
Moteurs fauteuils roulants électriques et scooters PRIDE	10
Batteries / Chargeurs	11
Vérins	12
Manipulateurs et accessoires électroniques	12
Clavier fonctions d'assises	14
Pantographes	14
Contrôle d'environnement	14
Caméra de recul (compatible uniquement QLogic 3)	14
Modules lumière	15
Modules vérins	15
Modules de puissance (vierces)	15
Accessoires atelier / Matériel du technicien	15
Lien de téléchargement logiciels QLogic	16

Repose pieds / Repose jambes

Reposes jambes séparés escamotables, vérins à gaz manuels TBFlex / TB3 :

Paire Repose Jambes manuel :	FRMASMB18000
Repose jambe Gauche manuel :	FRMASMB18001
Repose jambe Droit manuel :	FRMASMB18003
Partie haute RPJ Gauche avec vérin gaz :	FRMASMB18002
Partie haute RPJ Droit avec vérin gaz :	FRMASMB18004
Vérin gaz seul :	INDPART2953
Levier déverrouillage vérin complet Gauche	MEC125019
Levier déverrouillage vérin complet Droit	MEC125020
Protection néoprène :	INDPART2865
Partie haute potence droite nue :	MEC131658
Partie haute potence gauche nue :	INDPART2860
Partie haute potence droite complète :	RIG1903696
Partie haute potence gauche complète :	RIG1903697
Levier déverrouillage :	INDPART2868
Caoutchouc B15 :	INDPART2867
Partie Basse RPJ Gauche :	FRMASMB16345
Partie Basse RPJ Droit :	FRMASMB16346

Reposes jambes séparés escamotables, vérins électriques TBFlex / TB3 :

Paire Repose jambes élec :	FRMASMB16339
Repose jambe Gauche élec :	FRMASMB16340
Repose jambe Droit élec :	FRMASMB16341
Vérin électrique RPJ élec standard :	ACCACTR1058

Reposes pieds séparés escamotables TBFlex :

Paire reposes pieds escamotables :	FRMASMB16230
Partie haute RP (potence ambidextre G ou D) :	FRMASMB16242
Partie basse RP Gauche :	FRMASMB16243
Partie basse RP Droite :	FRMASMB16244
Anneau guidage plastique A2 :	BRKINDV1224

Support RPJ / Reposes pieds TBFlex / TB3 :

Paire support avec visserie :	RIG150610
Support Gauche seul :	MEC148422
Support Droit seul :	MEC148423

Reposes pieds séparés réglable en angle et escamotables TB3 :

Partie haute reposes pieds escamotables (la paire) :	RIG120062
Partie haute repose pied escamotable gauche :	FRMASMB17558
Partie haute repose pied escamotable droit :	FRMASMB17559
Partie basse 13" - 16,5" :	FRMASMB7844
Partie basse 15,5" - 19,5" :	FRMASMB7845
Palette 7,25" x 6" (la paire) :	FRMASMB7847
Palette 8,5" x 6" (la paire) :	FRMASMB7848
Sangle talonnière Gauche :	FRMAMSB7878
Sangle talonnière Droite :	FRMASMB7879

Support Reposes pieds TB3 :

Support repose pied TB3 (unité) :	MEC132306
Visserie (unité) :	SCRHHCS1322

Repose pieds séparés Sparky :

Paire de repose pieds :	FRMASMB17563
Partie haute potence ambidextre :	FRMASMB17565
Partie basse ambidextre :	FRMASMB17566

Repose jambes séparés Sparky :

Paire de repose jambes :	FRMASMB17564
Repose jambe gauche :	FRMASMB17567
Repose jambe droit :	FRMASMB17568
Partie basse gauche :	FRMASMB17569
Partie basse droite :	FRMASMB17570

Paire Support repose pied / RPJ SPARKY :	FRMASMB17560
--	--------------

Support RPJ ION :

Paire support tube carré :	FRMASMB16129
Paire support RPJ avec visserie :	FRMASMB16128
Support RPJ Gauche avec visserie :	FRMASMB16271
Support RPJ Droit avec visserie :	FRMASMB16272

Repose jambes central manuel TBFlex / TB3 (sans palettes +tubes) :

RPJ central manuel TBFlex W 12"-14" pédiatrique	RIG1710346
RPJ central manuel TBFlex W 15"-18"	MEC2001948
RPJ central manuel TBFlex W 18"-22"	MEC2001951
RPJ central manuel TB3 pédiatrique	RIG1802138
RPJ central manuel TB3	RIG1710345
Vérin gaz RPJ central manuel :	MEC163611
Vérin gaz RPJ central manuel pédiatrique :	MEC164242

Repose jambes central électrique TBFlex / TB3 (sans palettes +tubes) :

RPJ central électrique TBFlex W 14"-18"	RIGASMB7120028
RPJ central électrique TBFlex W 16"-20"	RIGASMB7120030
RPJ central électrique ASL TBFlex W 16"-20"	AFP-TBFLEX16-18
RPJ central électrique TB3	RIG131108
RPJ central électrique ASL TB3	ASL-TB3LIFT
Vérin inclinaison RPJ Central	ACT8110005
Vérin de compensation/allongement RPJ Central	ACCACTR1062
Contacteur au sol ASL :	HMO-1DM1

Palettes + Tube RPJ central TBFlex / TB3 :

Paire palettes 8"-12" / 5"-6" pédiatrique	RIG152577
Paire palettes 10"-16" / 5"-8"	RIG150203
Paire palettes 10"-16" / 5"-11"	RIG150212
Paire palettes 13"-19" / 5"-8"	RIG151506
Paire palettes 13"-19" / 5"-11"	RIG151508

Pour plus de choix, utiliser la plateforme DOCUMOTO

Appuis Mollets RPJ central TBFlex / TB3 :

Paire Appuis Mollets 8" x 8"	RIGASMB7120019
Paire Appuis Mollets 6" x 6"	RIGASMB7120018
Système de fixation appui mollet (unité)	FRMASMB17964

Accoudoirs

Manchette accoudoir ION Droite	SETLRAM1198
Manchette accoudoir ION Gauche	SETLRAM1199
Manchette accoudoir ION Droite + vis :	UPSASMB1032
Manchette accoudoir ION Gauche + vis :	UPSASMB1033
Paire manchette ION G et D + vis :	UPSASMB1031
Accoudoir complet TBFlex G ou D :	MEC152331
Manchette seule accoudoirs TBFlex G ou D :	DGN142014
Levier de verrouillage M6 x 20 :	MEC1809812
Elargisseur accoudoir TBFlex (unité) :	MEC1701630
Fixation support accoudoir sur rail TBFlex :	ACC123024
Accoudoir Gauche relevable TB Flex :	FRMASMB7062
Accoudoir Droit relevable TB Flex :	FRMASMB7063
Manchette (unité)	SETLRAM1165
Support pantographe	FRMASMB16062
Accoudoir Gauche relevable NEW TBFlex :	MEC1906767
Accoudoir Droit relevable NEW TBFlex :	MEC1906768
Support pantographe	MEC146133
Armature Accoudoir 25cm TB3 G	MEC143469
Armature Accoudoir 25cm TB3 D	MEC143470
Armature Accoudoir 35cm TB3 G	MEC143459
Armature Accoudoir 35cm TB3 D	MEC143460
Manchette seule TB3 25cm	DGN142128
Manchette seule TB3 35cm	DGN142014
Armature pour manchette + rail TB4 G	MEC166472
Armature pour manchette + rail TB4 D	MEC1610914
Manchette + rail TB4 25cm	ARM1807650
Manchette + rail TB4 35cm	ARM1807652
Manchette + rail TB4 45cm	ARM1807653
Manchette seule TB4 25cm	DGN1801407
Manchette seule TB4 35cm	DGN1801411
Manchette seule TB4 45cm	DGN1801530
Manchette gel 25cm	ARM136409
Manchette gel 35cm	ARM136408

Accessoires d'assises

Ceinture standard :	ACCBELT1000
Kit montage ceinture standard :	HDW130230
Ceinture enrouleuse :	ST-IFRB5350
Kit montage ceinture enrouleur :	HDW1714576
Barre accessoire dossier TBFlex :	MEC143975
Barre accessoire dossier TB3 :	MEC125098
Ecrou carré de 6mm pour barre accessoire :	MEC131114
Vis M6 x 16 :	HDW134387
Paire accroche taxi + visserie :	MEC1909905
Tablette 56cm :	ST-SSLXM010001171
Armature escamotable tablette :	ST-SSLXHD10000060
Support sous accoudoir pour assise TB3 :	ST-ARM240-T
Ou	
Support sous accoudoir réglable pour assise TB3 :	ST-ARM250-3/4"FM
Ou	
Support sous accoudoir pour assise TBFlex :	MEC154629
Pince verrouillage TBFlex :	ACC123526
Rétroviseur à adapter pur TBFlex :	LGTRMIR1003
Rétroviseur pour accoudoir TB3 :	ACC155833

Appui-têtes standards

Coussin Appui Tête TBFlex + housse :	FRMASMB15721
Barre Appui Tête TBFlex :	HDWASMB1168
Support fixé au dossier :	SET150326
Coussin Appui Tête TB3 STD CP250 + housse :	ST-CP250
Housse appui tête CP250 seule :	ST-CP200-D
Support Appui Tête TB3 STD :	ST-TWB485-1
Rallonge :	ST-TWB-LINK
Support fixé au dossier :	SET150326
Molette blocage hauteur appui tête :	DWR1306C005
Appui tête complet + support fixation ION :	FRMASMB16245
Coussin appui tête + housse :	SETHEAD1076
Support Fixé au dossier :	HDWASMB1176
Coussin Appui Tête SPARKY Confort Plus :	FRMASMB15670
Support Appui Tête SPARKY :	HDWASMB1168
Boule 1 pouce STEALTH amovible :	ST-TWB-1BK
Boule 17mm STEALTH amovible :	ST-TWB-17MMBK

Roues et Pneus fauteuils roulants électriques

Petite roue 5' noire :	WHL140383
Petite roue 6' noire :	WHLASMB7110039
Petite roue 6' grise :	WHLASMB2130
Grande roue 8' grise :	WHLASMB7110037
Roue complète 9' grise pneumatique :	WHLASMB1824
Pneu gris 9' 2.80/2.50-4 :	TIRPNEU1085
Chambre à air 9' 2.80/2.50-4 :	TUBSTND1011
Roue complète 9' grise bandage :	WHLASMB1823
Bandage gris 9' 2.80/2.50-4 :	TIRSOLI1034
Roue complète 9' 2.80/2.50-4 noire bandage :	WHL1703592
Roue complète 10' grise pneumatique :	WHLASMB2244
Pneu Gris 10' 3.00-4 :	TIRPNEU1026
Chambre à air 10' 3.00-4 :	TUBSTND1009
Roue complète 12,5' noire pneumatique :	WHL1806954
Roue complète 12,5' noire bandage :	WHL1807050
Roue complète 14' grise pneumatique :	WHLASMB2122
Pneu gris 14' 3.00-8 :	TIRPNEU1004
Chambre à air 14' 3.00-8 :	TUBSTND1002
Roue complète 14' noire pneumatique :	WHL1704507
Pneu noir 14' 3.00-8 :	TIR8110026
Chambre à air 14' 3.00-8 :	TUBSTND1002
Roue complète 14' grise bandage :	WHLASMB2093
Bandage gris 14' 3.00-8 :	TIRSOLI1075
Roue complète 14' noire bandage :	WHL1703588
Bandage noir 14' 3.00-8 :	TIR8110024
Roue complète bandage large Knobby 14" :	WHL147601
Roue complète pneumatique large Knobby 14" :	WHL147599
Pneumatique large Knobby14' :	TIRPNEU1058
Chambre à air large 14" :	TUBSTND1043
Roue AV bandage noire SPARKY :	WHL122280
Roue AV pneumatique noire SPARKY :	WHLASMB2228
Pneu AV noir avec chambre à air SPARKY :	TIRPNEU1090
Roue AR bandage 4.00-5 complète SPARKY :	WHL123669
Bandage AR 4.00-5 noir :	WHL122301
Roue AR pneumatique 4.00-5 noire complète SPARKY :	WHLASMB2229
Pneu AR 4.00-5 noir SPARKY :	TIRPNEU1091
Chambre à air 4.00-5 AR SPARKY :	TUBSTND1014

Roues et Pneus Scooters

Quest :

Roue AV gonflable complète :	HW-94332027R
Pneu AV noir + chambre à air 200x50 :	TIRPNEU1090
Roue AR gonflable complète :	HW-94332028R
Pneu AR noir 2.80/2.50-4 :	HW-74013070R

GoGo Elite traveller :

Roue AV pneu noir (3 roues)	WHLASMB1844
Roue AV pneu noir (4 roues)	WHLASMB1841
Roue AR pneu noir	WHLASMB1838

Victory LX :

Roue AV 10" bandage complète	WHL138552
Roue AR 10" bandage complète	WHL138622
Roue AV 10" gonflable complète	WHL144489-A
Pneu AV 10"	WHL144437-SBK1
Roue AR 10" gonflable complète	WHL144490-A
Pneu AR 10"	WHL144436-SBK1
Chambre à air 10"	TUBSTND1012

Victory ES10 - DX 10 :

Roue AV 10" bandage complète (3 roues)	WHLASMB1781
Roue AV 10" bandage complète (4 roues) 10.4x3.6	WHLASMB1778
Roue AR 10" bandage complète 10.75x3.6	WHLASMB1784
Roue AV 10" gonflable complète	WHL124554
Pneu AV 10" 3.00-4	WHL124534
Roue AR 10" gonflable complète	WHL124551
Pneu AR 10" 3.00-4	WHL123522
Chambre à air 10"	TUBSTND1012

Victory ES9 - DX 9 :

Roue AV 9" bandage complète (3 roues)	WHLASMB1806
Roue AV 9" bandage complète (4 roues)	WHLASMB1819
Roue AR 9" bandage complète	WHLASMB1803

Raptor :

Roue AV complète	WHL1702884
Roue AR complète	WHL1702885

Victory XL 130 - 140 Profil bas :

Roue AV/AR 13" bandage complète	WHLASMB1998
Roue AV/AR 13" gonflable complète	WHLASMB2216
Pneu AV/AR 13"	TIRPNEU1088
Chambre à air 13" 4.00-8	TUBSTND1055

Victory XL 130 - 140 Profil haut :

Roue AV/AR 13" gonflable complète	WHLASMB2115
Pneu AV/AR 13"	DWR1203E047
Chambre à air 13" 3.00-8	TUBSTND1002

Moteurs fauteuils roulants électriques Quantum

NE+ - QLogic2 - Qlogic3 Stretto - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Stretto 14" HUB 5 :	MOT1809963-01
Moteur Droit Stretto 14" HUB 5 :	MOT1809962-01
Moteur Gauche Stretto 12,5" HUB 3 :	MOT1809963-05
Moteur Droit Stretto 12,5" HUB 3 :	MOT1809962-05

QLogic2 Partner - 4 Pôles, 350W :

Moteur Gauche Partner QL2 :	MOT131092-07
Moteur Droit Partner QL2 :	MOT131093-07

QLogic2 Partner ACCU TRAC - 4 Pôles, 350W :

Moteur Gauche Partner QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2232
Moteur Droit Partner QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2231

QLogic2 Q4 - 4 Pôles, 350W

Moteur Gauche Q4 QL2 :	MOT131093-07
Moteur Droit Q4 QL2 :	MOT131092-07

QLogic2 Q4 ACCU TRAC - 4 Pôles, 350W :

Moteur Gauche Q4 QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2231
Moteur Droit Q4 QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2232

QLogic2 Aspen - 2 Pôles, 200-1200W

Moteur Gauche Aspen QL2 :	MOT160146-01
Moteur Droit Aspen QL2 :	MOT160147-01

Vr2 Partner - 4 Pôles, 350W :

Moteur Gauche Partner VR2 :	MOT131092-11
Moteur Droit Partner VR2 :	MOT131093-11

Vr2 Q4 - 4 Pôles, 350W :

Moteur Gauche Q4 VR2 :	MOT131093-11
Moteur Droit Q4 VR2 :	MOT131092-11

Vr2 Aspen - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Aspen VR2 :	MOT160146-03
Moteur Droit Aspen VR2 :	MOT160147-03

Stretto 12,5' - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Stretto 12,5' :	MOT1809963-05
Moteur Droit Stretto 12,5' :	MOT1809962-05

Stretto 14' - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Aspen VR2 :	MOT1809963-01
Moteur Droit Aspen VR2 :	MOT1809962-01

QLogic 2-3, Edge 2.0 - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Edge 2 QL2-3 :	MOT154323-01
Moteur Gauche Edge 2 QL2-3 Version 2 :	MOT1810171-01
Moteur Droit Edge 2 QL2-3 :	MOT154324-01
Moteur Droit Edge 2 QL2-3 Version 2 :	MOT1810170-01

QLogic 3 Edge 3 - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Edge 3 QL3 :	MOT154323-01
Moteur Gauche Edge 3 QL3 Version 2 :	MOT1810171-01
Moteur Droit Edge 3 QL3 :	MOT154324-01
Moteur Droit Edge 3 QL3 Version 2 :	MOT1810170-01

QLogic 3 QTrek - 2 Pôles, 200-1200W :

Moteur Gauche Qtrek QL3 : MOT1703686-01
Moteur Droit Qtrek QL3 : MOT1703685-01

QLogic 3 EdgeZ - 4 Pôles, 275-1000W :

Moteur Gauche Edge Z QL3 : DRVASMB1905
Moteur Droit Edge Z QL3 : DRVASMB1906

QLogic 3 Edge HD - 4 Pôles, 350-1250W :

Moteur Gauche Edge HD QL3 : DRVASMB7110009
Moteur Droit Edge HD QL3 : DRVASMB7110010

Les pépites du technicien :

Le moteur droit du Q4 est le moteur gauche du PARTNER, et vice versa !

Moteurs fauteuils roulants électriques et scooters Pride

QLogic2 Sparky - 450W :

Moteur Gauche Sparky QL2 : DRVASMB2450
Moteur Droit Sparky QL2 : DRVASMB2451

VR2 Sparky - 450W :

Moteur Gauche Sparky VR2 : DRVASMB2445
Moteur Droit Sparky VR2 : DRVASMB2446

Moteurs Jazzy Air 1 :

Gauche avec bras MEC155351
Droit avec bras MEC155350

Moteurs Jazzy Air 2 :

Gauche MEC1706670
Droit MEC1706671

Moteurs GoChair :

Gauche MOT154821
Droit MOT154826

Moteurs iGo :

Gauche INN-YLH-A0301L
Droit INN-YLH-A0301R

Elite Traveller :

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB1920
Réducteur DRVASMB1977
Moteur + électrofrein DRVASMB1976

Victory 10 DX :

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2134
Réducteur DRVASMB2049
Moteur + électrofrein DRVASMB2135

Victory 10 DX 2.0 :

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2051
Moteur + électrofrein DRVASMB2052

XL 130 :

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2101
Moteur + électrofrein DRVASMB2102
Electrofrein seul DRV1092

XL 140 15KM/H :

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2142
Réducteur DRVASMB2146
Moteur + électrofrein DRVASMB2139

XL 140 20KM/H - RAPTOR :

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2143
Réducteur DRVASMB2145
Moteur + électrofrein DRVASMB2140

Poursuit 36V :

Complet Moteur + Réducteur MOT123850
Réducteur MOT123840
Moteur MOT123851

Batteries / Chargeurs

Batteries (Vendues à l'unité) :

Partner, Edge Z, Ultra, HD, Q1450, QTreK - 79AH : BAT1707083
Q4, Aspen, Edge 2/3, Stretto FP / TB3 - 62AH : BAT1705505
Stretto TBFlex AA2 - 45Ah CPX45-12
Sparky, Jazzy Air - 40 AH : BATT40
GoChair (17-18 amp) : BATLIQ1000
GoChair (12amp) : BATLIQ1013

Chargeurs :

Chargeur 8A 24V AGM / GEL : ELE1803442
Chargeur 8A 24V : ELEASMB5671
Chargeur 5A 24V : ELE1803478
Chargeur 2A 24V : ELEASMB5355
Chargeur 8A 36V : ELE141311

Chargeur USB sur prise XLR manipulateur ACC1704791
Chargeur USB QL2 ELE124122
Chargeur USB QL3 ELE168070

Vérins

Vérin électrique de dossier TB Flex :	MOT148180
Vérin électrique bascule TB Flex :	DWR1501D044
Rallonge vérin bascule TB Flex :	DWR1265H045
Vérin électrique bascule Stretto Tblex AA2 :	MOT1810050-2
Vérin manuel dossier Sparky :	ACCACTR1060
Vérin électrique bascule Sparky :	ACCACTR1061
Vérin électrique Bascule TB3 :	MOT144284
Vérin électrique Lift TB3 25cm :	MOT153430
Vérin électrique Lift TB3 30cm :	MOT155545
Vérin électrique Dossier TB3 :	ACT8120001
Vérin gaz RPJ central manuel :	MEC163611
Vérin gaz RPJ central manuel pédiatrique :	MEC164242
Vérin gaz Repose Jambes Séparés :	INDPART2953
Vérin électrique Repose Jambes Séparés :	ACCACTR1058
Vérin électrique RPJ élec compensation :	ACCACTR1025
Vérin inclinaison RPJ Central	ACT8110005
Vérin de compensation/allongement RPJ Central	ACCACTR1062

Les pépites du technicien :

Attention lorsqu'un fauteuil TB FLEX est équipé d'un lift, il bénéficie de l'interface TB3 au niveau de l'assise

Manipulateurs et accessoires électroniques

VR2 :

Manipulateur VR2 4 boutons :	CTLDC1463
Manipulateur VR2 6 boutons :	CTLDC1498
Manipulateur VR2 9 boutons :	CTLDC1505
Câble BUS Manip VR2 pour 4 et 6 boutons :	PG-SA79238
Câble BUS VR2 rallonge 40cm :	DWR1010H128
Câble BUS en Y pour Tierce Personne :	PG-SA78373
Membrane VR2 4 boutons :	PG-P77909
Membrane VR2 6 boutons :	PG-P77910
Membrane VR2 9 boutons :	PG-P78437
Soufflet joystick VR2 :	PG-P77597
SWITCH / Boitier 4 fonctions VR2 :	ELEASMB7157
Commande Tierce VR2 :	CTLDC1597
Plaque support Tierce VR2 :	DWR1000C257
Support sur poignée de poussée :	FRMASMB4059
Câble rallonge VR2 2m :	ELE1800022
Kit Lumière avec module	ELEASMB7430

NE+ :

Manipulateur NE+ 4 boutons :	CTLDC1554
Manipulateur NE+ 6 boutons :	CTLDC1560
Manipulateur NE+ 8 boutons :	CTLDC1561
Coque inf manipulateur NE+ (cable bus inclus) :	DWR1111C003
Membrane NE+ 4 boutons :	KIT152913
Membrane NE+ 6 boutons :	KIT152914
Membrane NE+ 8 boutons :	KIT152915
Joystick seul :	ELE124312
Soufflet joystick NE+ :	DGN1802987
Tierce Personne : IDEM QL2	

QLogic 2 :

Manipulateur QLogic 2 :	CTL123217
Manipulateur QLogic 2 (kit route-feux) :	CTL124653
Molette de vitesse droite QL2 :	DGN124309
Bouton ON/OFF QL2 :	DGN151482
Coque inf manipulateur QL2 (cable bus inclus) :	ELE124313
Joystick seul :	ELE124312
Soufflet Joystick QL2 :	DGN1802987
Manipulateur standalone QL2 :	CTL137635
Commande Tierce QL2:	CTL137822
Support Tierce QL2 TBFlex :	DWR1010D298
Vis (x2) :	SCRPPH1163
Support sur poignée :	FRMASMB4059
HUB QL2 (si besoin selon configuration) :	DWR1111H053
SCIM QL2	CTL137626

QLOGIC 3 :

Manipulateur QLogic 3 :	CTL143976
Manipulateur QLogic 3 (kit route-feux) :	CTL143977
Molette de vitesse droite QL3 :	DGN124309
Coque inf manipulateur QL3 (cable bus inclus) :	ELE144006
Joystick seul QL3 :	ELE124312
Soufflet Joystick QL3 :	DGN1802985
Manipulateur standalone QL3 :	CTL143980
Commande Tierce QL3:	CTL143981
Support Tierce TB3 :	MEC125270
HUB QL3 (si besoin selon configuration):	HAR144003
SCIM QL3	CTL143988

QLOGIC 3e :

Manipulateur QLogic 3e :	CTL1810671
Membrane QL3e:	KIT2008010
Joystick seul QL3 :	ELE124312
Soufflet Joystick QL3 :	DGN1802985
Commande Tierce QL3:	CTL143981
Support Tierce QL3 TBFlex :	DWR1010D298
Vis (x2) :	SCRPPH1163
Support sur poignée :	FRMASMB4059
HUB QL3 (si besoin selon configuration):	HAR144003

QLogic 1 :

Manipulateur QLogic 1	CTLDC1467
Manipulateur QLogic 1 (kit route-feux)	CTLDC1468
Joystick Knob / Embout QL3 / QL3e :	DGN154742
Joystick Knob / Embout VR2 / QL 1 et 2	DGN124308

Les pépites du technicien :

> Pour différencier la commande tierce personne de la commande standalone, il suffit de regarder le câble bus : lisse pour la standalone, torsade pour la tierce personne.

> Pour différencier l'électronique QLogic 2 et QLogic 3 il suffit de regarder le câble BUS : connectique blanche pour la QLogic 2, connectique grise pour la QLogic 3.

Clavier fonctions d'assises

iAccess boutons poussoirs QL3 :	CTL144009
iAccess boutons bascules QL3 :	CTL144010
Kit Membrane Poussoir et Bascule iAccess :	KIT1910429
Boitier de commande 4 fonctions QL2 :	CTL123218
Support clavier fonction assise :	MEC136981

Pantographes

TBFlex à Gauche avec offset	MEC1712217
TBFlex à Droite avec offset	MEC1712220
Support pantographe TBFlex	MEC154629
+ Pince pantographe TBFlex	ACC123526
+ Vis M6 x 16 (x2)	HDW134387
TB3 à Gauche	ACC124921 ou MEC1712217
TB3 à Droite	ACC131586 ou MEC1712220
Pince pantographe TB3	ACC123525
Pantographe Gauche / Droite réversible	MEC1801698
Courroie pantographe réversible	MEC1809811
ION (et Sparky) à Gauche	FRMASMB16151
ION (et Sparky) à Droite	FRMASMB 16152
Support pantographe ION	FRMASMB16127

Contrôle d'environnement

Module IR sur manip QL3 :	DGN1712095
Ecran contrôle environnement QL3 :	CTL143979
Ecran contrôle environnement QL2 :	CTL134180
Flexible support :	DWR1010D446
Plaque support écran :	MEC143421
Vis de fixation plaque/flexible :	SCRASBH1014
Vis de fixation écran (x2) :	SCRPPH1383

Caméra de recul (compatible uniquement QLogic 3)

Caméra de recul	MEC1910365
Ecran caméra de recul + flexible	MEC1906270
Câble alimentation caméra	ELE2000271
HUB alimentation QL3	ELE1907290
Rallonge jack 0,6m	ELE2000270
Contacteur Egg	ST-ESBLK
Support sous accoudoir TB3 OU	MEC1907331
Support pantographe TBFlex	MEC154629
+ Pince pantographe TBFlex	ACC123526
+ Vis M6 x 16 (x2)	HDW134387

Modules lumière

Module lumière VR2 :	CTLDC1300
Module lumière QL2 sans vérin :	ELEASMB6213
Module lumière QL2 2 vérins :	ELE120931
Module lumière QL3 sans vérin :	CTL143986
Module lumière QL3 2 vérins :	CTL143985

Modules vérins

QL2 :	5 vérins	CTLDC1472
QL3 :	5 vérins	CTL143982

Modules de puissance (VIERGE)

Module de puissance QLogic 3 :	CTL143978
Module de puissance QLogic 2 :	CTLDC1466
VR2 40A 1 Vérin (Jazzy Air 2) :	CTL1807519
VR2 70A sans vérin :	CTLDC1465
VR2 70A 1 vérin (SPARKY) :	ELEASMB7328
VR2 70A 2 vérins :	CTLDC1514
VR2 90A sans vérin :	CTLDC1632
VR2 90A 2 vérins :	CTLDC1633

Les pépites du technicien :

> Un remplacement de module de puissance VR2 nécessite une reprogrammation du FRE afin de lui injecter le programme sauvegarde de l'ancien module. Préciser lors de la commande si besoin de vous l'envoyer déjà programme.

> Un remplacement de module de puissance QL2 nécessite une reprogrammation du FRE afin de lui injecter le programme sauvegarde de l'ancien module. Préciser lors de la commande si besoin de vous l'envoyer déjà programme.


> Un remplacement de module de puissance QL3 ne nécessite pas une reprogrammation s'il est le seul élément remplacé sur le FRE, il récupère le programme dans la mémoire du manipulateur. Il est cependant préférable de sauvegarder le programme avant tout remplacement afin de pouvoir l'injecter dans le nouveau module de puissance si nécessaire.

Accessoires atelier / Matériel du technicien

Elévateur FRE Atelier (non remisable)	KIT1707056
Console prog PP1	CTLDC1388
Câble de prog NE+, QL2, QL3e, QL3	DWR1111H068
Câble de prog Scooter	CU-SA78233
Adaptateur câble de prog Scooter	CU-63.57.001

Plateforme éclatés techniques - DOCUMOTO

Lien accès plateforme : <https://documoto.digabit.com/ui/>
Username : europa@pridemobility.com
Password : Europe1!



Téléchargement logiciels QLogic

<https://www.prideprovider.com>
User Name : EUROPE
Password : castricum

Tech Service

