

# edge<sup>®</sup> 2.0



DISPONIBLE EN VERSIONS  
**QUANTUM STANDARD**  
& **FULL POWER**

Le Edge<sup>®</sup> 2.0 a été créé pour répondre aux besoins de performance des utilisateurs les plus actifs. Ce fauteuil offre de nombreuses possibilités, d'excellentes performances de conduite en extérieur ainsi qu'un bon franchissement.

Le Edge<sup>®</sup> 2.0 est disponible dans sa version standard ainsi que dans sa version Full Power suréquipée (lift, inclinaison électrique de l'assise et du dossier, relève-jambes électrique et kit fender inclus).



**QUANTUM<sup>®</sup>**  
#1 FOR REHAB POWER

## Spécifications

<b>ROUES MOTRICES</b>	14" pneumatiques ou bandages
<b>ROUES DIRECTIONNELLES</b>	6" bandages
<b>VITESSE MAXIMALE <sup>1</sup></b>	10 km/h
<b>GARDE AU SOL</b>	69 mm
<b>RAYON DE GIRATION <sup>2</sup></b>	521 mm
<b>FRANCHISSEMENT</b>	90 mm
<b>LARGEUR HORS-TOUT <sup>3</sup></b>	622 mm
<b>LONGUEUR HORS-TOUT <sup>3</sup></b>	902 mm sans repose-pieds
<b>Assise TRU-Balance® Flex</b>	<b>Largeur:</b> 380 à 508 mm <b>Profondeur :</b> 380 à 508 mm
<b>TRU-Balance® Flex Hauteur sol/siège</b>	420 à 495 mm
<b>BATTERIES <sup>2</sup></b>	68Ah (2)
<b>POIDS DES BATTERIES<sup>4</sup></b>	Group 24: 51.5 lbs. each
<b>SUSPENSIONS</b>	Suspensions ATX (Active-Trac)
<b>SYSTEME DE FREINAGE</b>	Freins intelligents, électroniques et régénératifs à disques
<b>ELECTRONIQUES DISPONIBLES</b>	NE+ Q-Logic 3e Q-Logic 3
<b>CHARGEUR</b>	8A externe
<b>CAPACITE DE POIDS <sup>5</sup></b>	136 kg
<b>POIDS DE LA BASE</b>	58 kg

1) La vitesse varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus.

2) La capacité des batteries peut changer lors de l'ajout de systèmes de positionnement électriques et selon le fabricant

3) Toutes les mesures +/- 1/8" avec assise 18" x 18", 136 kg. capacité de poids et pneus bandages (ajouter 3/8" avec pneumatiques). Les largeurs peuvent augmenter la hauteur sol/plaque.

Les mesures répertoriées sont dans la position la plus basse ; n'incluent le lift, sauf indication contraire.

4) Le poids des batteries peut varier de +/- 3 lb. en fonction du fabricant.

Le Edge 2 est agréé DAHL



## Caractéristiques

- Electronique NE+ (version standard), QLogic 3e (version Full power), QLogic 3 en option
- Inclinaison électrique de dossier
- Propulsion
- Nombreux coloris disponibles
- Disponible en version Full power

## Options disponibles

Liste non exhaustive

- Lift
- Equipement route
- Tierce-personne
- Ceinture à enrouleur
- Coussins d'assises Stealth
- Dossiers ADI
- Accessoires de positionnement

## Coloris

Certains coloris sont en option



**QUANTUM®**  
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility Products  
26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest  
contact@quantum-rehab.fr | 04 81 65 94 70 | pridemobility.fr