



**BAJA BANDIT**

## SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

Léger, rapide et conçu pour les audacieux, le BAJA® Bandit met tous les chemins à votre portée.

Le BAJA® Bandit vous aide à repousser les limites. Robuste et rapide, il vous offre de nouvelles perspectives, sans compromis sur le confort et le style. Equipé de deux batteries lithium, le Bandit vous accompagne sur de longues distances.


Alors, êtes-vous prêt à vous dépasser ?  
Préparez-vous pour un voyage plein de sensations. Montez sur le Bandit et ressentez la montée d'adrénaline.  
Aventurez-vous sur de nouveaux chemins, vous êtes équipé du mélange parfait de puissance et d'agilité pour tous vos voyages.

**BAJA MOBILITY**

## Spécifications

<b>ROUES AVANT (2)</b>	9" bandages
<b>ROUES ARRIÈRE (2)</b>	9" bandages
<b>VITESSE MAXIMALE (1)</b>	12,8 km/h
<b>GARDE AU SOL (2)</b>	3,98 cm au moteur
<b>RAYON DE GIRATION</b>	134,6 cm
<b>LONGUEUR HORS-TOUT (2)</b>	125,9 cm
<b>LARGEUR HORS-TOUT (2)</b>	70,7 cm
<b>CAPACITÉ DE POIDS</b>	181,4 kg
<b>AUTONOMIE (1)(3)</b>	Batteries 20Ah (standard) Jusqu'à 23,3km à 99,8kg Jusqu'à 18,1km à 181,4kg  Batteries 40Ah (option) Jusqu'à 46,6km à 99,8kg Jusqu'à 36,2km à 181,4kg
<b>SUSPENSIONS</b>	Suspensions avant / arrière
<b>ASSISE</b>	Vinyle 46,5 x 44 cm
<b>BATTERIES (3)</b>	Pack batteries lithium 20Ah ou 40Ah
<b>POIDS DES BATTERIES (3)(5)</b>	Batteries 20Ah : 9,4,kg chacune Batteries 40Ah : 15,9kg chacune
<b>SYSTÈME DE FREINAGE</b>	Freins intelligents, électroniques et régénératifs
<b>CHARGEUR</b>	4A externe
<b>POIDS TOTAL (4)(5)</b>	83 kg avec batteries 20Ah 89,7 avec batteries 40Ah

## Coloris



1)Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, l'ampérage des batteries, la charge des batteries et leur état, le type et l'état des pneus. Cette spécification peut être sujet à une variation de +10%, -5%.

2)En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à un écart de (+ ou -) 3 %.

3)Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité du poids maximal.

4)Inclus l'assise standard.

5)Le poids de la batterie peut varier en fonction du fabricant.



Facilement démontable



Eclairage LED haute visibilité



Panier avant



Console