

ENZO



Du premier concept au système final, chaque aspect du Leggero Enzo a été conçu pour maximiser l'esthétique, les performances et la sécurité.

Le Enzo utilise de l'aluminium moulé léger et sans soudure ainsi qu'un usinage précis pour offrir une rigidité inégalée dans ses différentes configurations.

CAPACITÉ DE POIDS (84kg)

- Profondeur d'assise 11-20" (28-51cm)
- Largeur d'assise 12-18" (30-46cm)
- Hauteur sol/plaque 13.5-20" (34-51cm)
- Angle d'assise -5° to 45°



Sûr



Personnalisable



Ajustable



Compact

www.pridemobility ☎ 04 81 65 94 70 ✉ commande@quantum-rehab.fr

Stealth EPiC Seating

Commandez votre ENZO EPIC dès aujourd'hui



L'assise qui épouse vos mouvements

EPiC Seating™ est bien plus qu'un simple système de soutien postural, c'est une révolution dans le domaine de l'assise de fauteuil roulant. Grâce à son design innovant, EPiC Seating™ intègre le mouvement du corps, permettant de changer de position tout en maintenant une posture optimale du bassin.

L'assise EPiC réduit considérablement les risques de cisaillement et améliore le confort de l'utilisateur.



Pourquoi combiner le Enzo avec le système EPiC Seating?

- Positionnement personnalisé.
- Mobilité quotidienne.
- Réduit la fatigue.
- Ajustement précis à la morphologie du patient.
- Confort optimisé tout au long de la journée.
- Répond aux besoins de mobilité et de confort.
- Ensemble évolutif permettant une utilisation à long terme.

