

GO GO *M²*




La gamme Go Go s'agrandit et présente le Go Go MG.

Ce nouveau scooter redéfinit le concept de légèreté en tant que l'un des scooters électriques les plus légers au Monde, grâce à son châssis en magnésium.

En plus d'être extrêmement léger, son châssis offre une excellente stabilité.

PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®



Spécifications

Capacité de poids	125 kg
Vitesse maximale ¹	6 km/h
Garde au sol	74,39 mm
Longueur	1041 mm
Largeur	429 mm
Hauteur	889 mm
Roues	Bandages 8"
Poids sans batterie ni coussin ²	14,8 kg
Batterie	1x 10 Ah Lithium (Standard) 1x 20 Ah Lithium (Optionnel)
Coloris	 Noir Gris

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'ampérage de la batterie (AH), de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de l'état des pneus. Cette spécification peut être soumise à une variation de (+ ou -) 10 %.
² Y compris le poids standard de l'assise.

REMARQUE : toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge et de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent varier de + ou - 3 %. Les dimensions indiquées ne sont valables que pour la base de puissance. Les dimensions totales peuvent varier en fonction du choix du siège et des accessoires.

Caractéristiques

- Châssis en magnésium (14,8 kg seulement)
- Se plie aisément en quelques secondes, parfait pour les voyages et les loisirs
- Batterie au lithium 1x10 Ah (Convient pour le transport en avion) ou 20Ah en option
- Vitesse maximale de 6 km/h

Accessoires

- Sacoche
- Porte gobelet
- Support téléphone