

La façon la plus Facile de voyager



Le Go Go Elite Traveller® est facilement transportable et manoeuvrable dans des espaces restreints. Ses capots interchangeable en un rien de temps vous permettent de changer de style quand vous le souhaitez. Le design compact du Go Go Elite Traveller® vous donne accès aux couloirs et autres endroits étroits, tout en vous assurant une grande maniabilité à l'extérieur. Il est tellement facile à assembler et à désassembler que vous pourrez l'emmener en voyage en toute sérénité. Déplacez-vous facilement où vous le désirez avec le Go Go Elite Traveller®.

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Spécifications

3R: SC40E 4R: SC44E

CAPACITÉ DE POIDS	136 kg
VITESSE MAXIMALE ¹	Jusqu'à 6,4 km/h
DÉGAGEMENT AU SOL ²	35 mm
RAYON DE BRAQUAGE ²	3R: 838 mm 4R: 1120 mm
LONGUEUR HORS-TOUT ²	3R: 940 mm 4R: 1003 mm
LARGEUR HORS-TOUT ²	495 mm
ROUES AVANT	3R: 8" bandages 4R: 7" bandages
ROUES ARRIÈRE	8" bandages
AUTONOMIE ^{1,4}	3R: Jusqu'à 11,5 km 4R: Jusqu'à 10 km
POIDS TOTAL SANS LES BATTERIES ⁵	3R: 34,2 kg 4R: 36 kg
ASSISE ²	Type: Plastique moulé Revêtement: Vinyle noir Largeur: 432 mm Profondeur: 432 mm Poids: 10,2 kg
MOTRICITÉ	Rous motrices à l'arrière, moteur 24-volt DC à essieu scellé
SYSTÈME DE FREIN DOUBLE	Electromécanique
BATTERIES ⁶	Quantité : 2 Type: batteries au plomb scellées à décharge profonde Amp : 12 ou 18 Ah
POIDS DES BATTERIES ⁶	12 Ah: 8,8 kg chacune 18 Ah: 13,5 kg chacune
COLORIS	 Rouge Bleu <i>Livré en rouge avec un jeu de capots bleus offert.</i>

Caractéristiques

- Roues noires bandages, exclusivité de Pride Mobility
- Port de charge dans le timon
- Connexion automatique du câble avant-arrière
- Le mécanisme automatique de verrouillage permet la séparation du cadre d'une seule main
- Le système de montage de l'assise fixé sur le cadre offre une stabilité maximale
- Conception modulaire pour un entretien facile
- Toute nouvelle conception du cadre qui se démonte facilement en 5 pièces ultra légères pour un transport et un rangement pratiques
- Panier avant inclus
- Comprend deux kit de capots colorés facilement interchangeables : rouge et bleu

Accessoires

- Support canne / béquille
- Support de téléphone portable
- Porte-gobelet
- Support à oxygène
- Rétroviseur
- Chargeur USB XLR

1. Varie en fonction du type de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
2. En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.
3. Type AGM ou au gel requis. Voyez la section III. "Batteries et recharge".
4. Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs bases sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.
5. Incluant assise standard.
6. Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

NOTE: Toutes les données techniques peuvent changer sans notice préalable.
Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.