

Jazzy[®]

ULTRA LIGHT

Seulement
14.5kg

*Passeport
Billets
Lunettes
Jazzy Ultra Light*




Le fauteuil électrique ultra léger pour voyager facilement.

Ce fauteuil électrique en fibre de carbone, au design raffiné et à la finition haut de gamme redéfinit la mobilité. Avec son système de pliage en un seul geste et un poids plume de 14,5 kg, il est notre modèle le plus léger à ce jour. Il offre une solution technologique et pratique pour vos déplacements quotidiens.

Le fauteuil électrique ultra-léger . Voyager est facile.

Jazzy[®] ULTRA LIGHT

| Specifications | |
|----------------------------|--|
| Fauteuil | |
| Poids max utilisateur | 125 kg |
| Dimensions déplié | 1000x620x950 (mm) |
| Dimensions plié | 620x340x800 (mm) |
| Roues | Avant: 8" Arrière : 12" |
| Couleur | Carbone |
| Conduite | |
| Rayon de giration | 900 mm |
| Vitesse maximale | 6 km/h |
| Batterie | |
| Autonomie 20ah | 20 km |
| Batteries disponible | 10 Ah Li (standard) 20 Ah Li (option) |
| Poids batteries | 10 Ah: 1.4 kg 20 Ah: 3 kg |
| Chargeur | 29.4v 2A |
| Poids total sans batteries | 14.5kg |



Conçu pour votre style de vie:

Le Jazzy Ultra Light n'est pas seulement ultra-léger, il est aussi incroyablement pratique. Son design compact et pliable le rend parfait pour ceux qui sont toujours en déplacement, offrant une grande simplicité d'usage sans compromis sur le confort.

Idéal pour les voyages:

Avec des batteries sécurisées pour les voyage en avion et un système de pliage en un seul geste, le Jazzy Ultra Light est votre compagnon de voyage idéal. Que vous partiez pour une excursion d'une journée ou que vous planifiez un voyage plus long, ce fauteuil électrique en fibre de carbone est conçu pour vous accompagner partout.

Le confort:

Profitez d'une conduite confortable et d'un bon soutien grâce aux accoudoirs, au repose-pieds et à l'assise rembourrée du Jazzy Ultra Light.



Repose pied repliable



Dossier mesh respirant



Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
France
Tel: 04 81 65 94 70
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[™]

www.pridemobility.fr

FR_SS_JAZZYCARBON/Rev0/19MARS25