

Jazzy[®]

ULTRA LIGHT

Seulement
14.5kg

*Passeport
Billets
Lunettes
Jazzy Ultra Light*



Le fauteuil électrique ultra léger pour voyager facilement.

Ce fauteuil électrique en fibre de carbone, au design raffiné et à la finition haut de gamme redéfinit la mobilité. Avec son système de pliage en un seul geste et un poids plume de 14,5 kg, il est notre modèle le plus léger à ce jour. Il offre une solution technologique et pratique pour vos déplacements quotidiens.


Le fauteuil électrique ultra-léger . Voyager est facile.

Jazzy[®] ULTRA LIGHT

Specifications	
Fauteuil	
Poids max utilisateur	125 kg
Dimensions déplié	1000x620x950 (mm)
Dimensions plié	620x340x800 (mm)
Roues	Avant: 8" Arrière : 12"
Couleur	Carbone
Conduite	
Rayon de giration	900 mm
Vitesse maximale	6 km/h
Batterie	
Autonomie 20ah	20 km
Batteries disponible	10 Ah Li (standard) 20 Ah Li (option)
Poids batteries	10 Ah: 1.4 kg 20 Ah: 3 kg
Chargeur	29.4v 2A
Poids total sans batteries	14.5kg



Repose pied repliable



Pliage compact rapide



Dossier mesh respirant

Conçu pour votre style de vie:

Le Pride Jazzy Ultra Light n'est pas seulement ultra-léger, il est aussi incroyablement pratique. Le chargeur USB embarqué vous permet de rester connecté où que vous soyez, tandis que le compartiment de rangement sécurisé sous le siège garde vos objets essentiels en sécurité et à portée de main. Son design compact et pliable le rend parfait pour ceux qui sont toujours en déplacement, offrant une grande simplicité d'usage sans compromis sur le confort.

Idéal pour les voyages:

Avec des batteries sécurisées pour les voyages en avion et un système de pliage en un seul geste, le fauteuil roulant Pride Jazzy Ultra Light est votre compagnon de voyage idéal. Que vous partiez pour une excursion d'une journée ou que vous planifiez un voyage plus long, ce fauteuil électrique en fibre de carbone est conçu pour vous accompagner partout.

Le confort:

Profitez d'une conduite confortable et d'un bon soutien grâce aux commandes réglables, aux accoudoirs, au repose-pieds et à l'assise rembourrée du Pride Jazzy Ultra Light. Personnalisez votre position de conduite pour assurer un maximum de confort à chaque voyage.



Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
France
Tel: 04 81 65 94 70
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

www.pridemobility.fr

FR_SS_JAZZYCARBON/Rev0/20JANV25