

MULTI-RÉGLABLE & ÉVOLUTIVE

ROLLY POP



CONCEPTION
FRANÇAISE

ROLLY POP est une poussette multi-réglable évolutive, compacte, aux coloris pop. Notre poussette est particulièrement confortable. Elle s'adapte à chaque enfant en suivant sa croissance grâce à ses grandes amplitudes de réglages.



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



RUPIANI

Spécifications

LARGEUR D'ASSISE	23 à 38 cm
PROFONDEUR D'ASSISE	28 à 38 cm
BASCULE D'ASSISE	-30 à +30°
HAUTEUR DE DOSSIER	47 à 67 cm
ANGLE DE DOSSIER	de 80 à 150°
HAUTEUR PALETTE/ ASSISE	de 27 à 37 cm
ANGLE DU REPOSE-PIEDS	90 à 180°
DIMENSIONS POUSSETTE DÉPLIÉE	L 95 x l 66 x h 100 cm
DIMENSIONS POUSSETTE PLIÉE	L 87 x l 66 x h 45 cm
CHÂSSIS SEUL PLIÉ	L 82 x l 56 x h 39 cm
HAUTEUR DE LA POIGNÉE RÉGLABLE	76 à 118 cm
ROUES AVANT	7,5"
ROUES ARRIÈRE	12"
COLORIS CHÂSSIS	NOIR
COLORIS ASSISE	GRIS/ORANGE ou GRIS/ROUGE
POIDS MAX UTILISATEUR	40 kg
POIDS DE LA POUSSETTE	19,5 kg



Accessoires (options)

- Cales-tronc
- Chevillères
- Capote pluie/soleil
- Habillage de pluie
- Panier
- Protections latérales
- Harnais

- **RÉGLAGES SANS OUTILS**
- **ASSISE DOS OU FACE À LA ROUTE**

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie, et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol peuvent être sujets à des variations de + ou - 3%. Les dimensions listées sont pour la base roulante uniquement. Les mesures hors-tout varient en fonction de l'assise et de la sélection d'accessoires.

Attention : les petites profondeurs d'assise (<30cm) empêchent la dissociation siège/châssis

Visuels non contractuels