

SIXI QUATRO

pliant et réglable



CONCEPTION
FRANÇAISE

Le **Sixi Quatro** est un fauteuil roulant manuel 4 roues, pliant et évolutif, offrant une bonne maniabilité, un réglage personnalisé de l'inclinaison de l'assise et du dossier, ainsi qu'une possibilité d'utilisation podale facilitant l'autonomie du déplacement en cas d'hémiplégie. Dans sa version POSIT, il s'équipe d'un dossier ADI, d'un coussin d'assise et d'accessoires de positionnement Stealth Products.



présenté en version Posit

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



RUPIANI

Spécifications

LARGEUR D'ASSISE	40 - 50 cm
PROFONDEUR D'ASSISE	42 - 50 cm
HAUTEUR SOL/SIÈGE	40,5 - 48 cm
HAUTEUR DU DOSSIER	45 - 51 cm
ROUES ARRIERES	22" à démontage rapide
DOSSIER	Souple à 5 sangles, réglable en tension
INCLINAISON DE DOSSIER	80° à 110°
INCLINAISON D'ASSISE	-5° à +10°
LONGUEUR SEGMENT JAMBIER	30 - 47cm
ANGLE DES REPOSES-JAMBES	0 - 90°
ACCOUDOIRS	Escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables avant/arrière
POIDS MAXI DE L'UTILISATEUR	125 kg
POIDS DU FAUTEUIL SANS REPOSE-JAMBES	18 kg
POIDS DE TRANSPORT	11 kg

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie, et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol peuvent être sujets à des variations de + ou - 3%. Les dimensions listées sont pour la base roulante uniquement. Les mesures hors-tout varient en fonction de l'assise et de la sélection d'accessoires

Visuels non contractuels

Caractéristiques

- Assise brevetée configurable en déclive ou proclive
- Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Dossier réglable en inclinaison
- Double croisillon évolutif en largeur
- Repose-pieds ou repose-jambes inclinables de 0° à 90° avec palettes orientables et extensibles en largeur
- Ajustable en largeur et en profondeur
- Possibilité d'utilisation podale ou facilitant l'autonomie de déplacement en cas d'hémiplégie

