

La solution «so» **SIXI** pour vos déplacements



Le SIXI est un fauteuil roulant manuel 6 roues, de conception française. Il est doté d'une structure en aluminium et d'un système de pliage par double croisillons qui lui assure une rigidité exceptionnelle. SIXI offre un réglage personnalisé d'inclinaison d'assise.



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



RUPIANI

Spécifications

LARGEUR D'ASSISE	40 - 45 - 48 - 50 cm
PROFONDEUR D'ASSISE	40-50 cm (réglage tous les 2cm)
HAUTEUR SOL/SIÈGE	40.5 / 43 / 45.5 / 48 cm
HAUTEUR DE DOSSIER	45 - 51 (5 réglages)
LARGEUR HORS-TOUT	-5° / +10° par réglage de sangles
LARGEUR HORS-TOUT PLIÉ	80° - 110° (7 réglages)
LARGEUR HORS-TOUT	Largeur d'assise +19cm
LARGEUR HORS-TOUT PLIÉ	36cm
LONGUEUR HORS-TOUT SANS REPOSE-JAMBES	83cm
LONGUEUR SEGMENT JAMBIER	30-47cm
ANGLE DES REPOSE-JAMBES	0-90°
PALETTES DE REPOSE-PIEDS	Réglables en angle et en largeur
ACCOUDOIRS	Escamotables, amovibles, réglable en hauteur
HAUTEUR D'ACCOUDOIRS	16-26cm
POIDS MAXI DE L'UTILISATEUR	125kg
POIDS DU FAUTEUIL SANS REPOSE-JAMBES	18,5kg
POIDS DE TRANSPORT	11kg

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie, et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol peuvent être sujets à des variations de + ou - 3%. Les dimensions listées sont pour la base roulante uniquement. Les mesures hors-tout varient en fonction de l'assise et de la sélection d'accessoires

Visuels non contractuels

Caractéristiques

- Maniabilité optimale
- Suspensions arrière brevetées
- Assise brevetée configurable en déclive ou proclive
- Position de propulsion optimisée
- Passages de trottoirs facilités
- Double croisillon évolutif en largeur
- Repose-jambes inclinable de 0° à 90° avec palettes orientables
- Disponible en versions Posit et Quatro
- Assise inclinable brevetée permettant différentes configurations :



Déclive



Proclive



Décharge ischiatique



Hémiplégie



Biseau crural

0 2 4 6 7 8

Reproductible selon un code