

# POSITIONNEMENT



Fondée en 1999 aux États-Unis, Stealth s'est imposée comme une référence dans le domaine du positionnement tête et cou, grâce à des solutions innovantes, modulables et de haute qualité. Dès ses débuts, la marque a révolutionné le marché avec l'Ultra, un appui-tête emblématique.

Depuis, Stealth n'a cessé d'élargir son expertise en développant une gamme complète de coussins, dossiers, ceintures de maintien ainsi que de supports pour les membres supérieurs et inférieurs.

Aujourd'hui, nous proposons un éventail de solutions unique sur le marché, destiné à optimiser la posture et le confort des usagers en fauteuil roulant.



# COOLCORE

## Une technologie exclusive

Dans la nature, les fibres adoptent des formes variées qui influencent les propriétés des tissus. Contrairement aux fibres synthétiques classiques à section ronde, Coolcore s'inspire du vivant avec sa Biomimetic Fiber Geometry™. Grâce à sa technologie brevetée, Coolcore façonne des fibres de formes spécifiques pour optimiser l'évacuation de l'humidité et le refroidissement par évaporation, tout en améliorant le contact, l'isolation et la résistance des tissus.


### Bénéfices:

- Efficacité du support dans le temps.
- Effet optimal d'immersion.
- Diminution de la macération.
- Réduction des frictions.
- Evite le cisaillement.
- Résultat journalier constant.



Les coussins de la série "GENERAL USE" sont conçus pour offrir un bon confort, avec un léger relief au niveau du coccyx et du sacrum.

Les coussins de la série "SKIN PROTECTION" associent confort et prévention des risques cutanés. Ils intègrent la technologie Coolcore® pour une régulation naturelle de la température, idéale en toutes saisons. Ces modèles incluent également un support en gel ou en mousse Sunmate pour mieux répartir la pression et protéger les zones sensibles,



Les coussins de la série "Positioning" offrent un maintien précis et adapté, grâce à une mousse moulée haute densité et des découpes anatomiques ciblées. Conçus pour favoriser un bon alignement du bassin, ils aident à maintenir une posture stable et centrée.

Conçus pour allier confort, stabilité et protection cutanée, les coussins de cette série offrent des solutions de positionnement allant du modéré au très spécifique. Ils intègrent une mousse moulée haute densité et des découpes de décharge anatomiques.

Certains modèles permettent également de travailler les corrections de posture du bassin grâce à des éléments de forme additionnels personnalisables.



## Eléments additionnels

Nos coussins sont conçus pour améliorer la posture en maintenant la position d'origine, en se basant sur des valeurs ergonomiques et morphologiques courantes.

Toutefois, il est possible que la solution standard ne réponde pas toujours aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

C'est pourquoi nous avons développé une gamme de mousses formées, pensées pour favoriser une correction posturale ou épouser une morphologie particulière, afin d'offrir un soutien optimal et personnalisé pour chaque individu.



## DOSSIERS



Le modèle ADI Aluminium (AL – Haut courbé) est particulièrement recommandé pour les activités impliquant des mouvements fréquents des bras. Sa forme ergonomique favorise une plus grande liberté de mouvement, pour une posture plus naturelle et un confort accru au quotidien.



Le modèle ADI Aluminium FLAT TOP offre une large surface de soutien couvrant tout le dos, y compris les épaules. Il est spécialement conçu pour les personnes ayant une mobilité réduite des épaules, afin de garantir un bon maintien, même en position inclinée ou basculée.



Les dossiers sont disponibles avec trois niveaux de galbes, pour s'adapter au mieux à la morphologie et aux besoins posturaux de chacun. Ils peuvent également être équipés de cales thoraciques ajustables et escamotables, pour un soutien latéral personnalisé sans compromis sur le confort ni la liberté de mouvement.



Le Dossier Symbiose, réglable en tension, offre un excellent confort et s'adapte aux morphologies présentant des courbures dorsales marquées. Grâce à ses 7 sangles ajustables de part et d'autre de la colonne il garantit un soutien stable et précis.

Il intègre un coussin en mousse HR, recouvert d'un tissu nid d'abeilles, ainsi qu'une large sangle lombaire ajustable pour favoriser le redressement du tronc.

Compatible avec la majorité des fauteuils roulants, le Symbiose peut recevoir deux types de cales tronc : rigides, pour un maintien correctif réglable (hauteur, largeur, profondeur), ou souples, pour guider la posture. Ces cales sont garnies de mousse viscoélastique et habillées de tissu néoprène pour un confort optimal.

# EPIc Seating

## Innovation exclusive

### Qu'est-ce que le EPIc ?

Le système EPIc Seating est une solution de gestion posturale dynamique, pensée pour intégrer le mouvement dans l'assise du fauteuil roulant. Il permet à l'utilisateur de changer de position en toute sécurité, sans compromettre la stabilité du bassin et en limitant les risques de cisaillement.

### Pourquoi ce concept est-il essentiel ?

Le mouvement fait partie de notre quotidien, qu'il soit important ou réduit. Il est indispensable pour soulager les pressions, mieux gérer la fatigue, favoriser la digestion, la respiration ou encore les interactions sociales. L'assise EPIc accompagne ces besoins naturels tout en assurant maintien, confort et fonctionnalité.



#### Appui-tête i2i

Le i2i est un système de soutien du haut du tronc qui, intégré dans une approche globale de l'assise, aide l'utilisateur à maintenir une posture droite du buste ainsi qu'un alignement du regard, limitant ainsi la progression des troubles cervicaux.



#### Appui-tête Ultra

Le système Ultra offre une approche modulaire spécialement conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs présentant des troubles posturaux complexes.

- Le coussin occipital soutient l'occiput et est disponible en plusieurs tailles.
- Le coussin sous-occipital épouse l'arrière du crâne, limite l'hyperextension cervicale, améliore le soutien global, stabilise la tête et apporte un appui latéral au niveau du cou.
- Des coussinets latéraux peuvent être ajoutés pour un soutien latéral du visage, permettant, en association avec le coussin sous-occipital, un contrôle en 3 à 4 points, réduisant ainsi les flexions et rotations latérales du cou.



#### Comfort Plus Original.

Le Comfort Plus Original est notre appui-tête profilé le plus populaire et le plus abordable. Il offre un soutien confortable et fiable pour un usage quotidien.

La gamme comprend trois modèles :

- L'Original, pour un soutien simple et efficace
- L'Adjustable, avec des réglages personnalisables
- Le Tri-Comfort Plus, pour un maintien enveloppant et optimal



#### Appui-tête Combo

Le Combo est un appui-tête à trois coussins, conçu pour offrir un soutien latéral ajustable de la tête. Les coussins latéraux peuvent être orientés de façon plate (alignés avec le coussin central) jusqu'à un angle de 45°, selon les besoins de l'utilisateur.

La forme spécifique des coussins latéraux est étudiée pour éviter tout contact avec les oreilles, permettant ainsi de préserver l'audition et d'éviter que les oreilles ne se replient lors des mouvements de tête. Cette conception ne gêne pas non plus la vision périphérique, assurant confort et sécurité.



#### Appui-tête All Positioning

L'appui-tête All Positioning offre un soutien complet en combinant, dans un seul coussin, l'appui occipital et sous-occipital.

Confortablement rembourré, il permet à l'occiput de reposer en toute sécurité, notamment en position d'inclinaison ou de bascule. Ses bras latéraux ajustables peuvent être cintrés pour renforcer le soutien sous-occipital et assurer une meilleure stabilité latérale de la tête.



*Je veux essayer*



Pride Mobility Products France  
26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
France  
Tel: 04 81 65 94 70  
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr



www.pridemobility.fr