

Simple comme **WEELY** Essentiel



Le Weely Essentiel concentre l'essentiel des fonctionnalités de la gamme Weely. Il est équipé avec le dossier *Symbiose* réglable en tension grâce à ses 14 sangles d'ajustement. Il existe également monté avec le dossier rigide. Découvrez également la version Weely x Epic seating system Stealth Products.



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



RUPIANI


Spécifications

POIDS DU FAUTEUIL (KG)	33
POIDS MAXI UTILISATEUR (KG)	140
PROFONDEUR D'ASSISE (CM)	41 à 51
LARGEUR D'ASSISE (CM)	39 à 54
HAUTEUR DU DOSSIER (CM)	57 à 67
LONGUEUR DES JAMBES (CM)	29 à 47
INCLINAISON D'ASSISE	0° - 25°
ANGLE DU DOSSIER	85° à 120°
COLORIS	BLANC / NOIR ET ROUGE
TAILLES D'ASSISE (CM)	39 - 44 - 49
LONGUEUR HORS-TOUT SANS REPOSE-PIED (CM)	95
LONGUEUR HORS-TOUT AVEC REPOSE-JAMBE (CM)	115
LONGUEUR DU SEGMENT JAMBIER (CM)	29 - 47
HAUTEUR D'ACCOUDOIRS (CM)	25 - 32,5
DIMENSIONS PLIÉES (CM)	95 x 61 x 101

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie, et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol peuvent être sujets à des variations de + ou - 3%. Les dimensions listées sont pour la base roulante uniquement. Les mesures hors-tout varient en fonction de l'assise et de la sélection d'accessoires

Caractéristiques

- Fauteuil roulant 6 roues extrêmement maniable
- Propulsion facile et efficace, même en position inclinée
- Stabilité remarquable, même en bascule à 25°
- Roulettes avant et arrière de 6" (avec suspensions pour le passage en souplesse des petits obstacles)
- Système de franchissement de trottoirs jusqu'à 13cm
- Dossier souple Symbiose réglable en tension



Egalement disponible en version exclusive :



Visuels non contractuels



Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
Tel: 04 81 65 94 70
pridemobility.fr · contact@quantum-rehab.fr

FR_SS/WEELY/Rev0/11JUN24