



# ASPEN TB-FLEX

## Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 SAINT PRIEST  
Tel : 04 81 65 94 70  
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



(Photo non contractuelle)

## ASPEN AA2 TB FLEX

Prix Public HT : 3 732.71 €

Prix Public TTC : 3 938.01 €

LPPR : 3 938.01 €




Code LPPR : 4122757

## DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 10.16 cm
- Passage de trottoir : 7 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 58 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant bandage 8"
- Moteurs 200-1200W / 2 pôles
- Batteries 2x 55 Amp (2x18 kg)
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Autonomie, jusqu'à 25.2 km
- Poids total (sans batteries) : 130 kg
- Chargeur 8 Amp

COLORIS CHASSIS			PP TTC
<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Noir	Standard
			

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4)	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4)	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	680€
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 <i>LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€</i>		120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM (1)	511€

ROUES	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandage 8"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant gonflable 9"	100€
<input type="checkbox"/> Roues avant bandage 9"	100€

APPUI TETE	
<input checked="" type="checkbox"/> STEALTH TB FLEX	Standard

ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 44cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 45.70cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 50cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	1845€

ASSISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (Hauteur sol/plaque d'assise 43cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible)	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin STEALTH Sitrite Première, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50 (SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)	290€

Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 (TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)	390€
---	------

Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 (SPCFSP1618) (SPCFSP1818) (SPCFSP1820) (SPCFSP2020)	390€
---	------

DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (nc avec accoudoirs relevables) barre d'accessoires pour montage	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc Stealth (la paire) <input type="checkbox"/> 7,5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€



DOSSIER (suite)	PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series : Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)	690€

<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series : Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XG4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XG4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XG4)	690€
---	------

REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(4) Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	1600€

PROGRAMMATION	
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	550€

ANNEXES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Positionnement	



- (1) Utilisable uniquement avec la Q Logic 2  
 (2) Uniquement commande non proportionnelle  
 (3) Préciser l'UL : .....cm pour ajustement de la hauteur d'assise  
 (4) Nécessite l'utilisation de câbles spécifiques pour la programmation et le service après-vente.

LPPR 4122757 soit 3938.01€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.
LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.