



Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr

Pride[®]
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



Photo non contractuelle

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm
(identique taille d'assise)
- Garde au sol : 10.16 cm
- Passage de trottoir : 7 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

COLORIS CHASSIS

Bleu

Blanc

Rouge

Vert



COLORIS SPECIAL

Coloris personnalisé

RAL n° :

(Sous réserve de faisabilité)

PP TTC

450€

PARTNER AA2 TB FLEX

Prix Public HT : 3 732.71€

Prix Public TTC : 3 938.01€

LPPR : 3 938.01€

Code LPPR : 4122757

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 10"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 75 Amp
- Electronique VR2

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE

PP TTC

<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4)	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4)	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	680€
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2		715€
LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€		
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier		120€
LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€		

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1) <i>(indispensable pour commande spéciale)</i>	511€
ROUES	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"	100€
APPUI TETE	
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth TB FLEX	Standard
ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg	Standard
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 45.70cm	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm <input type="checkbox"/> 50cm	1845€
ASSISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible)</i>	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> Coussins Stealth Sitrite Première, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)</i>	290€
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)</i>	390€
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(SPCFSP1618) (SPCFSP1818) (SPCFSP1820) (SPCFSP2020)</i>	390€
DOSSIER	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(nc avec accoudoirs relevables) barre d'accessoires pour montage appui-tête</i>	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc Stealth (la paire) <input type="checkbox"/> 7,5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€

DOSSIER (suite)	PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)	690€




<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series. Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XG4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XG4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XG4)	690€
--	------



REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm <i>(Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5)</i> Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm <i>(Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5)</i> Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	1950€
<input type="checkbox"/> Coussin appui mollets DARTEX <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	160€

PROGRAMMATION	
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	550€

ANNEXES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Positionnement	



- (1) Utilisable uniquement avec la Q Logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câble de programmation et le SAV
- (5) Compatible uniquement avec roues avant 9"

LPPR 4122757 soit 3938.01€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.
LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.