



**PARTNER** TB-flex

**BLACK EDITION**

**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 SAINT PRIEST  
Tel : 04 81 65 94 70  
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



Photo non contractuelle

**PARTNER AA2 TB FLEX  
BLACK EDITION**

Prix Public HT : 4 680.58€

Prix Public TTC : 4 938.01€

LPPR : 3 938.01€

Code LPPR : 4122757

**DIMENSIONS**

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm  
(identique taille d'assise)
- Garde au sol : 10.16 cm
- Passage de trottoir : 7 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues arrière pneumatiques 14" Noires
- Roues avant pneumatiques 10" Noires
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 75 Amp
- **Electronique Q LOGIC 2**
- Relève-jambes électriques séparés

COLORIS CHASSIS	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	
MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (3) <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	Standard
<input type="checkbox"/> Tierce personne Q LOGIC 2	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boîtier de commande standard, 35.91€</i>	120€
INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM ( <i>indispensable pour commande spéciale</i> )	511€
ROUES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10" Noires	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9" Noires	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9" Noires	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14" Noires	Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14" Noires	100€
APPUI TETE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth TB FLEX	Standard
ACCESSOIRES	PP TTC
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg	Standard
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables ( <i>nc tablette escamotable</i> )	400€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 45.70cm	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm, hauteur d'assise ( <i>dossier non rabattable</i> ) <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm <input type="checkbox"/> 50cm	1845€
ASSISE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible)</i>	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> Coussins Stealth Sitrite Première, en cm <input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(SOLSPP1618)    (SOLSPP1818)    (SOLSPP1820)    (SOLSPP2020)</i>	290€
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(TC2SPP1618)    (TC2SPP1818)    (TC2SPP1820)    (TC2SPP2020)</i>	390€
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(SPCFSP1618)    (SPCFSP1818)    (SPCFSP1820)    (SPCFSP2020)</i>	390€
DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(nc avec accoudoirs relevables) Barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse</i>	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc Stealth (la paire) <input type="checkbox"/> 7,5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€

DOSSIER (suite)	PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series	690€
Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm)	
<input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4)	<input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4)
<input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)	
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series.	690€
Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm)	
<input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16X64)	<input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18X64)
<input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20X64)	
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (2)(4)	800€
Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (2)(4)	1050€
Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	
PROGRAMMATION	PP TTC
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	550€
ANNEXES	PP TTC
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Positionnement	
  	
  	
<p>(1) Uniquement commande non proportionnelle  (2) Préciser l'UL .....cm pour ajustement de la hauteur d'assise  (3) Nécessite l'utilisation de câble de programmation et le SAV  (4) Compatible uniquement avec roues avant 9"</p>	
<p>LPPR 4122757 soit 3938.01€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique  LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.  LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.</p>	